

ICX-BOHRSTOPHÜLSEN

BOX-INHALT UND ANWENDUNG

Januar 2021/01



- ➔ Sterilisierbar
- ➔ Mehrfach verwendbar
- ➔ Erhöhte Sicherheit
- ➔ Alle Längen/Durchmesser
- ➔ Übersichtliche und einfache Handhabung

Vorsprung durch Innovation.

medentis
medical

ICX-BOHRSTOPHÜLSEN

FÜR ALLE LÄNGEN UND DURCHMESSER.

ICX-Bohrstophülse

Ø 2,9mm, Titan

Bohrertiefen:

4,9mm – 6,5mm – 8mm –
10mm – 12,5mm

Farbcode: ○ WEISS



ICX-Bohrstophülse

Ø 3,45mm, Titan

Bohrertiefen:

4,9mm – 6,5mm – 8mm –
10mm – 12,5mm

Farbcode: ● GELB



ICX-Bohrstophülse

Ø 3,75mm, Titan

Bohrertiefen:

4,9mm – 6,5mm – 8mm –
10mm – 12,5mm

Farbcode: ● ROT



ICX-Bohrstophülse

Ø 4,1mm, Titan

Bohrertiefen:

4,9mm – 6,5mm – 8mm –
10mm – 12,5mm

Farbcode: ● GRÜN



ICX

**DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.**

ICX-Bohrstophülse

Ø 4,8mm, Titan

Bohrertiefen:

4,9mm – 6,5mm – 8mm –
10mm – 12,5mm

Farbcode: ● BLAU



ICX-BOHRSTOPHÜLSEN-BOX

(inkl. 25 Bohrstopfhülsen)

ICX-Shop
besuchen!





**DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.**

FACHGERECHTE ENTNAHME EINER ICX-BOHRSTOPHÜLSE AUS DER BOX:

- Sterilisierbar
- Mehrfach verwendbar
- Erhöhte Sicherheit
- Alle Längen/Durchmesser
- Übersichtliche und einfache Handhabung

Schritt 1 von 3



Schritt 2 von 3



Schritt 3 von 3



ICX-BOHRSTOPHÜLSEN

= SICHER & PRÄZISE.

**Das FAIRE Premium
Implantat-System**

www.medentis.de

ICX

Fax an:

+49 (0)2641 9110-120

Oder per Post: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

X	Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl	
		ICX-BOHRSTOPHÜLSEN, TITAN		
	C-027-129049	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Titan, Bohrertiefe 4,9mm Farbcode: Weiss		
	C-027-129065	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Titan, Bohrertiefe 6,5mm Farbcode: Weiss		
	C-027-129080	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: Weiss		
	C-027-129100	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: Weiss		
	C-027-129125	ICX-Bohrstophülse Ø 2,9mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: Weiss		
	C-027-135049	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Titan, Bohrertiefe 4,9mm Farbcode: Gelb		
	C-027-135065	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Titan, Bohrertiefe 6,5mm Farbcode: Gelb		
	C-027-135080	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: Gelb		
	C-027-135100	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: Gelb		
	C-027-135125	ICX-Bohrstophülse Ø 3,45mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: Gelb		
	C-027-138049	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Titan, Bohrertiefe 4,9mm Farbcode: Rot		
	C-027-138065	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Titan, Bohrertiefe 6,5mm Farbcode: Rot		
	C-027-138080	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: Rot		
	C-027-138100	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: Rot		
	C-027-138125	ICX-Bohrstophülse Ø 3,75mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: Rot		
	C-027-141049	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Titan, Bohrertiefe 4,9mm Farbcode: Grün		
	C-027-141165	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Titan, Bohrertiefe 6,5mm Farbcode: Grün		
	C-027-141080	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: Grün		
	C-027-141100	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: Grün		
	C-027-141125	ICX-Bohrstophülse Ø 4,1mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: Grün		
	C-027-148049	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Titan, Bohrertiefe 4,9mm Farbcode: Blau		
	C-027-148065	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Titan, Bohrertiefe 6,5mm Farbcode: Blau		
	C-027-148080	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Titan, Bohrertiefe 8mm Farbcode: Blau		
	C-027-148100	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Titan, Bohrertiefe 10mm Farbcode: Blau		
	C-027-148125	ICX-Bohrstophülse Ø 4,8mm, Titan, Bohrertiefe 12,5mm Farbcode: Blau		
	C-018-000016	ICX-Bohrstophülsen-Box (ohne Inhalt)		
	C-018-000017	ICX-Bohrstophülsen-Box (inkl. 25 Bohrstophülsen)		

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.06.19)

Praxis Stempel