


ICX

Das FAIRE Implantat-System

ICX-NARROW LINE

ICX-PREMIUM
NARROW

ICX-ACTIVE-MASTER
NARROW



CHIRURGIE/PROTHETIK ÜBERSICHT 1.1 ICX-NARROW Ø 3,3 mm

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis[®]
medical

ICX-NARROW LINE Ø 3,3 mm


NEU!

In Bereichen mit geringem Platzangebot bieten schmale Zahnimplantate eindeutige Vorteile.

Dies liegt an der Entwicklung innovativer Implantattypen mit einem reduzierten Durchmesser, die es erlauben, Mindestkriterien für eine fachgerechte Indikation einzuhalten.



Herausragende Eigenschaften der ICX-NARROW Ø 3,3mm Implantate



Das ICX-PREMIUM-NARROW und das ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW Implantat im Ø 3,3mm eröffnet völlig neue Horizonte im Bereich der durchmesserreduzierten Implantation!

Wir erweitern unsere ICX-Familie mit einem durchmesserreduzierten Implantat.

Dadurch können zusätzliche Indikationen in der gewohnten hohen Qualität und Präzision der ICX-typischen Implantat-Abutment-Verbindung abgedeckt werden. Um dies gewährleisten zu können, haben wir diese für den schmalen Durchmesser neu durchdacht und eine völlig neue Prothetiklinie aufgelegt.



Unser Ziel war es, Ihnen als Behandler ein Implantat an die Hand zu geben, welches in Grenzbereichen genutzt werden kann, ohne Kompromisse in Bezug auf die Stabilität eingehen zu müssen.



So können Sie nun auch schwierige Fälle einfacher lösen und sich auf unsere ICX-PREMIUM-NARROW und die ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW Implantate im Ø 3,3mm verlassen!

WICHTIGER HINWEIS:

Die **ICX-PREMIUM NARROW & TISSUE LEVEL (TL) Ø 3,3mm** sowie die **ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW & TL Ø 3,3mm** Implantate können **NICHT mit der ICX-Standard-Prothetik versorgt** werden!

Die **ICX-NARROW & TL Ø 3,3mm** Implantate haben aufgrund der unterschiedlichen Innengeometrie zu den **ICX-PREMIUM & ICX-ACTIVE-MASTER rot, Ø 3,75mm · grün, Ø 4,1mm · blau, Ø 4,8mm** Implantaten eine eigene Prothetik-Linie. (Systemfarbe rosa)!



INHALT | CHIRURGIE- UND PROTHETIK-ÜBERSICHT ICX-NARROW Ø 3,3 mm

SERVICE

| | |
|---|---|
| Erklärung der Namen, Zeichen und Etikettierungen..... | 4 |
| Bestellung, Garantie & Service..... | 5 |

CHIRURGIE

ICX-NARROW & TISSUE LEVEL (TL) IMPLANTATE & BOHRER

| | |
|---|-----|
| Übersicht ICX-NARROW & TISSUE LEVEL (TL) Implantate | 6 |
| Übersicht ICX-NARROW Parallel- und Stop-Bohrer & Chirurgie-Boxen..... | 6-8 |

HEILKAPPEN & TRANSFER

ICX-NARROW HEILKAPPEN

| | |
|---|---|
| Übersicht ICX-Verschlusschrauben und Gingivaformer..... | 9 |
|---|---|

ICX-NARROW ABDRUCKPFOSTEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Übersicht ICX-Abdruckpfosten..... | 9 |
|-----------------------------------|---|

ICX-NARROW MODELLANALOGUE

| | |
|------------------------------------|---|
| Übersicht ICX-Modellanalogue | 9 |
|------------------------------------|---|

ÜBERSICHT ICX-EINBRINGINSTRUMENTE UND WERKZEUGE.....10

PROTHETIK

1. zementierte und verklebte Versorgung

ICX-NARROW AUFBAUTEN & KLEBEBASEN

| | |
|--|----|
| Übersicht ICX-Titan-Aufbauten..... | 11 |
| Übersicht ICX-Ästhetik-Titan-Aufbauten | 11 |
| Übersicht ICX-Klebe- und Scan-Aufbauten..... | 15 |

2. okklusal verschraubte Versorgung

ICX-multi-KONZEPT ZUR OKKLUSALEN VERSCHRAUBUNG

| | |
|--|-------|
| Übersicht ICX-multi-Konzept (4-ON-ICX & 6-ON-ICX)..... | 12-14 |
|--|-------|

3. Hybridtechnik

ICX-t-bona KUGELKOPF PATRIZEN & MATRIZEN

| | |
|--|----|
| Übersicht ICX-t-bona Kugelkopf-System | 15 |
| Übersicht t-ecco & Dalbo®-Plus Matrizen für ICX..... | 16 |

ICX-MAXIMUS (LOCATOR™) PATRIZEN & MATRIZEN

| | |
|--|----|
| Übersicht ICX-Maximus-Aufbauten, zweiteilig..... | 15 |
| Übersicht ICX-Maximus-Zubehör | 17 |

4. Individuell CAD/CAM gefräst

CERICX-ZIRKON-AUFBAUTEN

| | |
|--|----|
| Übersicht CERICX-Zirkon-Aufbauten..... | 18 |
|--|----|

Erklärung der Namen, Zeichen und Etikettierungen

Erklärung zu den Symbolen/Zeichen auf Etiketten/Produktlabels und Beipackzetteln:



Chargennummer



Artikelnummer



Gammasterilisiert



Vor dem Verfallsdatum verwenden



nur zum einmaligen Gebrauch



Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig lesen



ICX-Produkte sind CE-gekennzeichnet und erfüllen die Anforderungen aus der Medizinprodukterichtlinie 93/42 EWG



Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung



Nicht resterilisieren

Bedeutung der Farbcodierung bei ICX-Bohrern & Implantaten

Weiss ○ = Ø 2,9mm

Rot ● = Ø 3,75mm

Rosa ● = Ø 3,3mm Narrow

Grün ● = Ø 4,1mm

Gelb ● = Ø 3,45mm

Blau ● = Ø 4,8mm

Farbdarstellungen und Größen der Abbildungen in dieser Broschüre sind nicht verbindlich!

Bestellung, Garantie & Service



Portofreier Versand, inkl. Express-Service!

Bei einer Bestellannahme bis 19.00 Uhr täglich (Mo.-Fr.) erhalten Sie Ihre Bestellung bis Mittag des folgenden Werktages (Mo.-Fr.) per „Express-Saver“ kostenfrei – und das ohne Mindestbestellwert – geliefert (innerhalb Deutschlands).



Persönlicher Bestell-Annahme-Service

von montags bis freitags von 7.30 – 19 Uhr.



medentis medical tauscht sämtliche ICX-Implantate, die falsch geöffnet wurden, über eine mangelnde Primärstabilität verfügten, während der OP heruntergefallen oder nicht osseointegriert sind, kommentarlos, ohne große Bürokratie und ohne Kosten gegen ein anderes ICX-Implantat Ihrer Wahl um.



medentis medical bietet
10-Jahres-Osseointegrations-Garantie.



medentis medical bietet Ihnen **eine 20-jährige Nachkauf-Garantie** auf alle Prothetik-Artikel.

Geltung der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe: www.medentis.de)

Hinweis:

*Alle Preise in dieser Broschüre in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.03.19)

Hinweis:

Die medentis medical GmbH bietet Ihnen die Gebrauchsanweisung zu den Produkten im Internet zum Lesen oder zum Download unter der URL: ifu.medentis.de an.

Dort können Sie die Gebrauchsanweisung über die Eingabe der Artikelnummer finden oder die jeweils aktuell gültige Gebrauchsanweisung der Produktgruppen abrufen. Voraussetzung ist ein internetfähiges Endgerät, mit dem PDF-Dokumente geöffnet werden können. Möchten Sie gerne die Papierversion der Gebrauchsanweisung haben, dann kontaktieren Sie uns und wir senden sie Ihnen mit UPS Express Saver kostenlos bis Mittag des nächsten Werktages zu. Alternativ kann die Gebrauchsanweisung auch gefaxt oder per E-Mail verschickt werden.

ÜBERSICHT - CHIRURGIE ICX-NARROW: ICX-NARROW & TL Ø 3,3mm Implantate

ICX-PREMIUM NARROW Ø 3,3mm Implantate

Alle ICX-PREMIUM NARROW Ø 3,3mm Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

| | |
|--------------|---|
| C-001-330080 | ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 8mm (6er-Pack) NEU! |
| C-001-330100 | ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 10mm (6er-Pack) NEU! |
| C-001-330125 | ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 12,5mm (6er-Pack) NEU! |

Ø 3,3mm



ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Ø 3,3mm Implantate

Alle ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Ø 3,3mm Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

| | |
|----------------|---|
| ACM-001-330080 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 8mm (6er-Pack) NEU! |
| ACM-001-330100 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 10mm (6er-Pack) NEU! |
| ACM-001-330125 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 12,5mm (6er-Pack) NEU! |

Ø 3,3mm



ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL Ø 3,3mm Implantate


Alle ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

| | |
|--------------|--|
| T-001-330080 | ICX-PREMIUM TissueLine Implantat Ø 3,3 x 8mm (6er-Pack) NEU! |
| T-001-330100 | ICX-PREMIUM TissueLine Implantat Ø 3,3 x 10mm (6er-Pack) NEU! |
| T-001-330125 | ICX-PREMIUM TissueLine Implantat Ø 3,3 x 12,5mm (6er-Pack) NEU! |

Ø 3,3mm



ICX-ACTIVE-MASTER TISSUE LEVEL Ø 3,3mm Implantate


Alle ICX-ACTIVE-MASTER TISSUE LEVEL Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 59,-*/6er-Pack: € 354,-*

Artikel-Nr.

| | |
|----------------|--|
| TAM-001-330080 | ICX-ACTIVE MASTER TissueLine Implantat Ø 3,3 x 8mm (6er-Pack) NEU! |
| TAM-001-330100 | ICX-ACTIVE MASTER TissueLine Implantat Ø 3,3 x 10mm (6er-Pack) NEU! |
| TAM-001-330125 | ICX-ACTIVE MASTER TissueLine Implantat Ø 3,3 x 12,5mm (6er-Pack) NEU! |

Ø 3,3mm



ÜBERSICHT - CHIRURGIE ICX-NARROW: ICX-NARROW Ø 3,3mm Bohrer

ICX-PREMIUM NARROW Ø 3,3mm Bohrer

| Artikel-Nr. | ICX-PREMIUM NARROW Bohrer | Artikel | Preis € |
|--------------|---|--|--------------|
| C-014-003330 |  | ICX-PREMIUM NARROW Parallelbohrer weich Ø 3.3 rosa I ● | 9,90* |
| C-014-006330 | | ICX-PREMIUM NARROW Parallelbohrer Standard Ø 3.3 rosa II ● | 9,90* |
| C-014-007330 | | ICX-PREMIUM NARROW Parallelbohrer hart Ø 3.3 rosa III ● | 9,90* |
| C-014-005330 | | ICX-PREMIUM NARROW Stopbohrer Ø 3.3 rosa ● | 9,90* |

ICX-PREMIUM Chirurgie-Box

gefüllt: € 990,-*

| Artikel-Nr. | ICX-PREMIUM Chirurgie-Box (gefüllt) | Preis € |
|--------------|--|---------------|
| C-018-100003 | ICX-PREMIUM Chirurgie-Box (gefüllt)  | 990,-* |

ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Ø 3,3mm Bohrer

| Artikel-Nr. | ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Bohrer | Artikel | Preis € |
|----------------|---|--|--------------|
| ACM-014-003330 |  | ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Parallelbohrer weich Ø 3.3 rosa I ● | 39,-* |
| ACM-014-006330 | | ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Parallelbohrer Standard Ø 3.3 rosa II ● | 39,-* |
| ACM-014-007330 | | ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Parallelbohrer hart Ø 3.3 rosa III ● | 39,-* |
| ACM-014-005330 | | ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Stopbohrer Ø 3.3 rosa ● | 39,-* |


ICX-ACTIVE-MASTER Chirurgie-Box

gefüllt: € 990,-*

| Artikel-Nr. | ICX-ACTIVE-MASTER Chirurgie-Box (gefüllt) | Preis € |
|----------------|---|---------------|
| ACM-018-000006 | ICX-ACTIVE-MASTER Chirurgie-Box (gefüllt)  | 990,-* |

ÜBERSICHT - CHIRURGIE ICX-NARROW: ICX-NARROW Ø 3,3mm Bohrer

ACHTUNG! **WICHTIGER HINWEIS** ACHTUNG!



Bei den ICX-NARROW Bohrern ist die Bohrlänge aufgrund der Bohrspitze um 0,3mm länger – bitte beachten Sie, dass bei der Bohrung dann auch die Bohrtiefe um zusätzlich 0,3mm zunehmen muss!

ICX
Das FAIRE Implantat-System



ÜBERSICHT - CHIRURGIE ICX-NARROW: Einheilung & Transfer

ICX-Verschlusschrauben und Heilkappen (Gingivaformer)

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|---|-----------------|----------|---------------|---|
| N-003-000001 | ICX Narrow Verschlusskappe | GH 0mm | Titan | 16,50* |  |
| N-003-000002 | ICX Narrow Verschlusskappe steril, 6er-Pack | GH 0mm | Titan | 99,-* |  |
| N-003-000021 | ICX Narrow Verschlusskappe GH 2mm | GH 2mm | Titan | 16,50* |  |
| N-004-004120 | ICX Narrow Heilkappe konisch, 2mm | GH 2mm Ø 4,1 | Titan | 29,-* |  |
| N-004-004130 | ICX Narrow Heilkappe konisch, 3mm | GH 3mm Ø 4,1 | Titan | 29,-* |  |
| N-004-004150 | ICX Narrow Heilkappe konisch, 5mm | GH 5mm Ø 4,1 | Titan | 29,-* |  |

Abdruckpfosten & Modellanaloge

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|--|---------------------------|----------|--------------|---|
| N-005-020002 | ICX Narrow Abformpfosten geschlossen | H 10,4mm Ø 4,5 | Titan | 39,-* |  |
| N-005-030001 | ICX Narrow Abformpfosten offen | H 8,5mm Ø 4,5 | Titan | 39,-* |  |
| N-005-030002 | ICX Narrow Abformpfosten offen, lang | H 15mm GH 2mm Ø 4,5 | Titan | 39,-* |  |
| N-006-010003 | ICX Narrow Modellanalog CAD/CAM | Ø 4,0 L 10mm | Titan | 19,-* |  |

Hinweis: Das Eindrehmoment von 5 bis 10Ncm sollte nicht überschritten werden. Bitte alle ICX-Verschluss- und Heilkappen nur per Hand eindrehen. Es besteht die Gefahr, falls sie diese mit 20 oder mehr Ncm eindrehen, dass hierbei Konuskräfte entstehen, die ein späteres Lösen fast unmöglich machen.

Hinweis: H = Länge ab Implantatoberkante
GH = Gingivahöhe

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-NARROW: Instrumente

Einbringinstrumente

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|---|-------------|-----------|--------------|---|
| N-015-100002 | ICX Narrow Einbringinstrument mittel, ISO-Schaft | L = 28,5mm | Edelstahl | 29,-* |  |
| N-015-100040 | ICX Narrow Einbringinstrument arretiert , mittel, ISO-Schaft | L = 28,5mm | Edelstahl | 59,-* |  |

Schraubendreher

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|---|-------------|-----------|--------------|---|
| C-015-100033 | ICX-Sechskantinstrument SW 1,2 ISO-Schaft | L = 25mm | Edelstahl | 29,-* |  |
| C-015-100030 | ICX-Sechskantinstrument SW 1,2, mittel, einteilig | L = 27mm | Edelstahl | 49,-* |  |
| C-015-100036 | ICX-Sechskantinstrument SW 1,2, lang, einteilig | L = 32mm | Edelstahl | 49,-* |  |

ICX-NARROW

LINE Ø 3,3 mm

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-NARROW: ICX-Titan-Aufbauten

ICX-Titan-Aufbauten

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|---|-----------------|----------|--------------|---|
| N-007-020401 | ICX Narrow Aufbau gerade, 1mm | GH 1mm Ø 4,0 | Titan | 39,-* |  |
| N-007-020402 | ICX Narrow Aufbau gerade, 2mm | GH 2mm Ø 4,0 | Titan | 39,-* |  |
| N-007-020403 | ICX Narrow Aufbau gerade, 3mm | GH 3mm Ø 4,0 | Titan | 39,-* |  |

ICX-Titan-Ästhetik-Aufbauten

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|--|-----------------|----------|--------------|---|
| N-010-020010 | ICX Narrow Ästhetik 15°, 1mm | GH 1mm Ø 4,0 | Titan | 79,-* |  |
| N-010-020020 | ICX Narrow Ästhetik 15°, 2mm | GH 2mm Ø 4,0 | Titan | 79,-* |  |
| N-010-040010 | ICX Narrow Ästhetik 25°, 1mm | GH 1mm Ø 4,0 | Titan | 79,-* |  |
| N-010-040020 | ICX Narrow Ästhetik 25°, 2mm | GH 2mm Ø 4,0 | Titan | 79,-* |  |

Verbindungsschraube (inklusive)

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|---|
| N-011-000001-01 | ICX Narrow Verbindungsschraube | SW 1,2mm | Titan | 9,90* |  |

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-NARROW: ICX-multi®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

ICX-multi®-Aufbauten

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|---|----------------------------|----------|--------------|---|
| N-020-750010 | ICX Narrow multi Aufbau gerade 1mm | K 2,2mm GH 1mm Ø 4,8 | Titan | 39,-* |  |
| N-020-750020 | ICX Narrow multi Aufbau gerade 2mm | K 2,2mm GH 2mm Ø 4,8 | Titan | 39,-* |  |
| N-020-750030 | ICX Narrow multi Aufbau gerade 3mm | K 2,2mm GH 3mm Ø 4,8 | Titan | 39,-* |  |
| N-020-751710 | ICX Narrow multi Aufbau 17° 1mm hex | K 2,2mm GH 1mm Ø 4,8 | Titan | 99,-* |  |
| N-020-751720 | ICX Narrow multi Aufbau 17° 2mm hex | K 2,2mm GH 2mm Ø 4,8 | Titan | 99,-* |  |
| N-020-753510 | ICX Narrow multi Aufbau 35° 1mm hex | K 2,2mm GH 1mm Ø 4,8 | Titan | 99,-* |  |
| N-020-753520 | ICX Narrow multi Aufbau 35° 2mm hex | K 2,2mm GH 2mm Ø 4,8 | Titan | 99,-* |  |



Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe

Verbindungsschraube (inklusive)

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|-----------------|---|-------------|----------|--------------|---|
| N-020-000010-01 | ICX Narrow multi Verbindungsschraube | SW 1,2mm | Titan | 9,90* |  |

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-NARROW: ICX-multi®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

| Artikel-Nr. | | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € |
|--------------|---|--|--|---------------------------|--------------|
| C-003-000005 |  | ICX-multi Schutzkappe | Ø 4,8 L 4,6mm | Titan | 19,-* |
| C-005-070001 |  | ICX-multi Abdruckpfosten, geschlossen, inkl. Abdruckkappe | L 11mm | Titan | 29,-* |
| C-005-070002 |  | ICX-multi Abdruckpfosten, offen, inkl. Abformhilfe | L 13mm | Titan | 29,-* |
| C-006-010007 |  | ICX-multi Modellanalog kurz, CAD/CAM | L 11mm K 2,2mm | Titan | 19,-* |
| C-020-951120 |  | ICX-multi Prothetikaufbau, Titan | Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm) | Titan | 39,-* |
| C-020-952120 |  | ICX-multi Prothetikaufbau, Kunststoff | Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm) | Kunststoff ausbrennbar | 19,-* |
| C-020-953120 |  | ICX-multi Prothetikaufbau PEEK (Provisorium/Bissregistrierung) | Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm) | Peek | 19,-* |
| C-029-002010 |  | ICX-multi Klebebasis (für Stege und Kunststoff-Verblendbrücken) | Ø 4,8 L 5,5mm | Titan | 39,-* |
| C-029-002011 |  | ICX-multi Klebebasis GH 0mm, (für Keramik-Verblendbrücken) | Ø 5,4mm, L 5,5mm | Titan | 39,-* |
| C-030-000010 |  | ICX-multi Scankappe | L 12,5mm B 4,5mm T 6,5mm | Peek | 39,-* |
| C-031-100001 |  | ICX-Maximus-Kappe, GH 3mm, (zzgl. GH ICX-multi Aufbau) | Ø 4,8 L 4,4mm | Titan | 39,-* |
| C-015-100030 |  | ICX-multi Sechskantinstrument SW 1,2mm mittel | SW 1,2mm | Edelstahl | 49,-* |
| C-020-000001 |  | ICX-multi Eindrehinstrument SW 3,2mm für gerade multi-Aufbauten | SW 3,2mm | Edelstahl | 49,-* |

 inkl. Prothetikschaube (Okklusalschraube)
(Verbindungsschraube zum ICX-multi-Aufbau)

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-NARROW: ICX-multi®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

| Artikel-Nr. | | Artikel | Dimensionen | Material | *Preis € |
|--------------|---|--|---------------------|------------------------|--------------|
| C-020-956120 |  | ICX-multi Prothetikaufbau CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig | Ø 4,8mm L 7mm | CoCr Biodur CCM/ BC | 49,-* |
| C-020-955120 |  | ICX-multi-Schweißaufbau zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes | Ø 4,8mm L 12mm | Titan | 39,-* |
| C-020-955121 |  | ICX-multi-Schweißaufbau zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes | Ø 5,1mm L 10,5mm | Titan | 39,-* |



inkl. Prothetikschaube (Okklusalschraube)
(Verbindungsschraube zum ICX-multi-Aufbau)

Einsatzbereich und Indikation

Das ICX-multi® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

**BESTELLEN SIE IM ICX-SHOP:
www.medentis.de**

ICX-NARROW
LINE Ø 3,3 mm

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-NARROW: Klebe- und Scan-Aufbauten · t-bona · ICX-Maximus

Klebe- und Scan-Aufbauten

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|--|--------------------|----------|--------------|---|
| N-029-000002 | ICX Narrow Klebeabutment hex mit Nase ICX Kopf (Ø4,4) | GH 0,75mm Ø 4,4 | Titan | 39,-* |  |
| N-030-000003 | ICX Narrow Scanabutment schmal beschichtet | H 11,5mm Ø 4,1 | Titan | 39,-* |  |

t-bona Kugelkopf-Aufbauten

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|---|-------------|----------|--------------|---|
| N-022-060001 | ICX Narrow t-bona, Standard, 1mm | GH 1mm | Titan | 59,-* |  |
| N-022-060002 | ICX Narrow t-bona, Standard, 2mm | GH 2mm | Titan | 59,-* |  |
| N-022-060003 | ICX Narrow t-bona, Standard, 3mm | GH 3mm | Titan | 59,-* |  |

ICX-Maximus-Aufbauten

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|--------------|---|-------------|----------|--------------|---|
| N-031-010002 | ICX Narrow Maximus, zweiteilig 2mm | GH 1mm | Titan | 99,-* |  |
| N-031-010003 | ICX Narrow Maximus, zweiteilig 3mm | GH 2mm | Titan | 99,-* |  |

ÜBERSICHT PROTHETIK ICX-NARROW: ICX-t-bona Kugelkopf-System

t-ecco/Matrize

| Artikel-Nr. | | Artikel | Material | Preis € |
|--------------|---|--|-----------------|--------------|
| T-13825 |  | t-ecco, Matrize, komplett, inkl. goldener Innenmatrize, rotem Kunststoffhilfsring und Modellanalogue | Titan plus AuPt | 49,-* |
| T-13836 |  | t-ecco, Matrize, einzeln | | 35,-* |
| T-13833 |  | t-ecco, goldene Innenmatrize | AuPt | 35,-* |
| 833100 |  | Modellanalogue | | 9,90* |
| T-10571 |  Aktivierung Deaktivierung | t-ecco-Aktivator/Deaktivator | Edelstahl | 49,-* |
| 960002 |  | Instrument Sechskant, SW 0,9 kurz, L 20mm | Edelstahl | 29,-* |
| C-015-100029 |  | Instrument Sechskant, SW 0,9 lang, einteilig L 35mm | Edelstahl | 49,-* |

Dalbo®-PLUS/Matrize

| Artikel-Nr. | | Artikel | Material | Preis € |
|-------------|---|---|-------------------|--------------|
| DP-055890 |  | Dalbo PLUS Female TE elliptisch Komplett inkl. Dalbo-PLUS-Lamelleneinsatz | Titan plus Elitor | 79,-* |
| DP-055643 |  | Dalbo PLUS Lamelleneinsatz (ohne Rillen Markierung) | Elitor | 49,-* |
| DP-050068 |  | Dalbo PLUS Tuning-Soft-Lamelleneinsatz (1 Rillen Markierung) bei Kugelkopfverschleiß um bis zu 0,05mm | Elitor | 49,-* |
| DP-055687 |  | Dalbo PLUS Tuning-Lamelleneinsatz (2 Rillen Markierungen) bei Kugelkopfverschleiß von 0,05mm | Elitor | 49,-* |
| DP-072609 |  | Dalbo PLUS Werkzeug/Aktivator (pro 1/4 Umdrehung erhöht sich die Abzugskraft um 250g) | Edelstahl | 39,-* |

Hinweis:

Bitte verwenden Sie unbedingt das Dalbo-PLUS Werkzeug (DP-072609) um die Retention individuell situationsgerecht einzustellen.

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-NARROW: ICX-Maximus Zubehör

Matrizen

ICX-Maximus-Zubehör:

| Artikel-Nr. | | Artikel | Material | Preis € |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---------------|
| C-031-852400 |  | Retentionseinsatz transparent Abzugskraft ca. 2,3 kg , stark Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$ | Kunststoff (4er Pack) | 19,-* |
| C-031-852700 |  | Retentionseinsatz pink Abzugskraft ca. 1,6 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$ | Kunststoff (4er Pack) | 19,-* |
| C-031-852900 |  | Retentionseinsatz blau Abzugskraft ca. 0,7 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$ | Kunststoff (4er Pack) | 19,-* |
| C-031-854700 |  | Retentionseinsatz grün Abzugskraft ca. 1,8 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$ | Kunststoff (4er Pack) | 19,-* |
| C-031-854800 |  | Retentionseinsatz rot Abzugskraft ca. 0,4 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$ | Kunststoff (4er Pack) | 19,-* |
| C-031-851500 |  | Laboreinsatz schwarz, keine Retention (Labor) | Kunststoff (4er Pack) | 19,-* |
| C-031-851902 |  | Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen) | Titan/ Kunststoff (2er Pack) | 43,50* |
| C-031-851910 |  | Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen) | Titan/ Kunststoff (10er Pack) | 199,-* |
| C-015-100032 |  | Core Tool (Allzweckinstrument) | Edelstahl | 66,-* |
| C-031-850501 |  | Abdruckkappe | Titan (4er Pack) | 59,-* |
| C-031-853000 |  | Modell analog $\varnothing 4\text{mm}$ | Titan (4er Pack) | 59,-* |
| C-015-100018 |  | Einsatz für Drehmomentschlüssel 25mm (kurz) | Edelstahl | 29,-* |
| C-015-100031 |  | Einsatz für Drehmomentschlüssel 30mm (lang) | Edelstahl | 29,-* |

Kompatibel zu den LOCATOR™-Aufbauten. Die ICX-Maximus-Serie ist eine eigene Weiterentwicklung der LOCATOR™-Aufbauten von medentis medical.

Produkte gekennzeichnet mit ® und ™ sind eingetragene Warenzeichen des entsprechenden Herstellers.


ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-NARROW: CERICX-NARROW-Aufbauten

CERICX-NARROW-Aufbauten

| Artikel-Nr. | Artikel | Dimensionen | Material | Preis € | |
|----------------------|--|--|----------|--------------|---|
| N-036-A/B/C 10501 | ICX Narrow CERICX Aufbau gerade 1mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,1mm K 6,5mm | Titan | 99,-* | <p>A = Zahnfarbe „hell“</p>  <p>B = Zahnfarbe „standard“</p>  <p>C = Zahnfarbe „dunkel“</p>  |
| N-036-A/B/C 10502 | ICX Narrow CERICX Aufbau gerade 2mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,1mm K 6,5mm | Titan | 99,-* | |
| N-036-A/B/C 10503 | ICX Narrow CERICX Aufbau gerade 3mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,1mm K 6,5mm | Titan | 99,-* | |
| N-036-A/B/C 10504 | ICX Narrow CERICX Aufbau gerade 4mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,1mm K 6,5mm | Titan | 99,-* | |
| N-036-A/B/C 10505 | ICX Narrow CERICX Aufbau gerade 5mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,1mm K 6,5mm | Titan | 99,-* | |
| N-036-A/B/ C20005 | ICX Narrow CERICX 15° Aesthetic 0,5mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,2mm K 7mm | Titan | 99,-* | <p>A = Zahnfarbe „hell“</p>  <p>B = Zahnfarbe „standard“</p>  <p>C = Zahnfarbe „dunkel“</p>  |
| N-036-A/B/C 20015 | ICX Narrow CERICX Aufbau 15° Aesthetic 1,5mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,2mm K 7mm | Titan | 99,-* | |
| N-036-A/B/C 20025 | ICX Narrow CERICX Aufbau 15° Aesthetic 2,5mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,2mm K 7mm | Titan | 99,-* | |
| N-036-A/B/C 20035 | ICX Narrow CERICX Aufbau 15° Aesthetic 3,5mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,2mm K 7mm | Titan | 99,-* | |
| N-036-A/B/C 20045 | ICX Narrow CERICX Aufbau 15° Aesthetic 4,5mm | Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,2mm K 7mm | Titan | 99,-* | |

0° Grad und 15° Grad – mit optimierter Prägengrenze für intraorale Scansysteme und Cerec®-Scans – in drei Zahnfarben und 5 Gingiva-Höhen:

medentis[®]
medical




ICX-NARROW

LINE Ø 3,3 mm

BESTELLEN SIE IM ICX-SHOP:
www.medentis.de

ICX-NARROW LINE Ø 3,3 mm

NEU!



CHIRURGIE/PROTHETIK ÜBERSICHT 1.1 ICX-NARROW Ø 3,3 mm

ICX ERÖFFNET Neue Horizonte!

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis[®]
medical