




DAS FAIRE ICX-IMPLANTAT ZUR SOFORT-IMPLANTATION.

# ICX-ACTIVE MASTER

SCHÖNE ZÄHNE, SOFORT!

# ICX-IMPERIAL

DAS MODERNE BEHANDLUNGS-KONZEPT.



Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · [www.medentis.de](http://www.medentis.de)


Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

**medentis**<sup>®</sup>  
medical

# WECHSELN AUCH SIE ZU DEN NEUEN MÖGLICHKEITEN DER SOFORTVERSORGUNG MIT ICX-IMPERIAL.

## Schritt 1:

DVT/CT-Scan –  
Vorbereitung und Scannen



## Schritt 2:

Backward-Planning

## Schritt 3:

Lieferung des OP-Pakets  
mit ICX-SmileBridge

## Schritt 4:

Chirurgisches Verfahren –  
geführte Chirurgie und  
individuelle Prothetik  
mit ICX-IMPERIAL



## MIT 4 SCHRITTEN ZU MEHR ZUFRIEDENEREN PATIENTEN.

Wenn Sie mit ICX-IMPERIAL arbeiten, erhalten Sie zum  
OP-Termin bis zu drei Bohrschablonen, ein gedrucktes  
3D-Modell, alle benötigten Implantate und Aufbauten  
sowie die CAD/CAM-gefräste ICX-SmileBridge!

## RUFEN SIE UNS AN – WIR ERKLÄREN IHNEN ICX-IMPERIAL.

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · [www.medentis.de](http://www.medentis.de)

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

**medentis**  
medical

# ICX-IMPERIAL

**SCHÖNE ZÄHNE, SOFORT!**

## **Wechseln Sie zu ICX-IMPERIAL!**

Lassen Sie sich von 14 kostenfreien LIVE-OPs überzeugen,  
dass unser einzigartiges ICX-IMPERIAL-Konzept,  
die Zukunft der Implantologie ist!

[medentis.de/web-op/](https://medentis.de/web-op/)



Dr. Thomas Missy,  
ZA



Dr. Daniel P.D.  
Gerritz, M.Sc.



ZA Malte  
Schaefer



Dr. med. dent.  
Rainer Mündel



Dr. med.  
Uwe Jaenisch



Dr. med. dent.  
Dr. Marc Lamek



Dr. med. dent.  
Tim Nolting  
MSc



Dr. Marcus  
Richter



Dr. med. dent.  
Sebastian Beisel



Dr. med. dent.  
Malte Otte  
MSc.

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · [www.medentis.de](https://www.medentis.de)

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

**medentis**  
medical




# ICX-IMPERIAL – ALLES AUS EINER HAND!

## 1) ICX-MAGELLAN:

Bis zu drei MAGELLAN-Bohrschablonen  
und ein gedrucktes 3D-Modell

- ICX-MAGELLAN-Experten-Planung
- individuelle Bohrschablonen, inkl. Hülsen
- 3D Modell mit positionierten Modellanalogen



## 2) ICX-PREMIUM-IMPLANTAT-SYSTEM:

Implantate und Aufbauten

- ausgewählte ICX-PREMIUM- und ICX-ACTIVE-MASTER-Implantate
- ICX-multi-Aufbauten
- Prothetikaufbauten aus Titan



## 3) ICX-SmileBridge:

Fertig gefrästes Provisorium


- individuelle, präfabrizierte, gefräste, multicolor PMMA Brücke
- mundbeständig bis zu 6 Jahren



# ICX-ACTIVE MASTER

Für anspruchsvolle, ästhetische  
Sofort-Implantationen:

- ✓ Möglichkeit der aktiven Implantatausrichtung
- ✓ Optionales Rückwärtsschneiden
- ✓ Tief liegende Rotationssicherung



Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · [www.medentis.de](http://www.medentis.de)

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

**medentis**  
medical

# ICX-ACTIVE MASTER

## **EIN KONZEPT – entwickelt von Zahmedizinnern für Zahnmediziner!**

Immer mehr wächst die Anzahl der Fälle, wo der Zahnarzt dazu gezwungen ist, im ästhetisch anspruchsvollen Bereich eine Sofortimplantation durchzuführen.

Das bedeutet, dass das Implantat unmittelbar nach der Zahnextraktion in das im Kiefer vorhandene Knochenfach eingesetzt und darauf die provisorische Krone aufgesetzt wird. So kann der extrahierte Zahn gleich ersetzt werden.

Sofortimplantation und Sofortbelastung sind nur unter bestimmten chirurgischen Voraussetzungen möglich.

ICX-ACTIVE-MASTER bietet Zahnmedizinern eine sehr hohe Flexibilität hinsichtlich Insertion und prothetischer Möglichkeiten.

## **EINZIGARTIGES DESIGN, das die Behandlungsmöglichkeiten erweitert**

Eigenschaften wie die hohe Primärstabilität selbst in ungünstigen Knochenverhältnissen, eine maximale Weichgewebs- wie Knochenerhaltung und die anpassbare Implantatausrichtung werden Sie als Anwender überzeugen.

Das Implantat-Design von ICX-ACTIVE-MASTER wurde entwickelt, um die stetig steigenden Anforderungen von Chirurgen und Prothetikern zu erfüllen.

- ▶ Hohe Primärstabilität, selbst bei ungünstigen Knochenverhältnissen
- ▶ Integriertes Platform Switching
- ▶ Aktive Implantatausrichtung für eine optimale, endgültige Insertion
- ▶ Prothetische Verbindung mit Doppelfunktion

### **Koronales ICX-Design**

### **Variables ICX-Doppelgewinde**

### **ICX-Implantatkörper-Design**

**ICX**  
Das FAIRE Implantat-System



# ICX-ACTIVE MASTER

## Fax-Bestellung an: +49 (0)2641 9110-120

Oder per Post an: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

| X | Artikel-Nr.    |                                                                              | Anzahl | Preis* (Euro) |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|   |                | <b>ICX-ACTIVE-MASTER Implantate</b>                                          |        |               |
|   | ACM-001-390080 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 8mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)    |        | 354,-         |
|   | ACM-001-390100 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 10mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)   |        | 354,-         |
|   | ACM-001-390125 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 12,5mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-) |        | 354,-         |
|   | ACM-001-390150 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 15mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)   |        | 354,-         |
|   | ACM-001-425080 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 8mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)     |        | 354,-         |
|   | ACM-001-425100 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 10mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)    |        | 354,-         |
|   | ACM-001-425125 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 12,5mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)  |        | 354,-         |
|   | ACM-001-425150 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 15mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)    |        | 354,-         |
|   | ACM-001-480080 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 8mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)     |        | 354,-         |
|   | ACM-001-480100 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 10mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)    |        | 354,-         |
|   | ACM-001-480125 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 12,5mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)  |        | 354,-         |
|   | ACM-001-480150 | ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 15mm (nur im 6er-Pack erhältlich/Stk. € 59,-)    |        | 354,-         |

### Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

- ☐ **Ja**, bitte rufen Sie mich zurück. Ich möchte einen ICX-ACTIVE-MASTER Beratungstermin vereinbaren.
- ☐ **Ja**, bitte senden Sie mir das ICX-System-Info-Paket an untenstehende Adresse zu.
- ☐ **Ja**, bitte rufen Sie mich zurück. Ich möchte einen ICX-IMPERIAL Beratungstermin vereinbaren.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

Name .....

Kd.-Nr. ....

Datum, Unterschrift .....

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.06.19)

Praxis Stempel

medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · Fax: +49 (0)2641 9110-120

[www.medentis.de](http://www.medentis.de)