

ICX-DENTA5®

DAS 5-ACHS-DENTAL-FRÄSZENTRUM VON MEDENTIS.

ICX-PREFORMS UND ICX-PREFORMHALTER



CAD/CAM.
NEU DEFINIERT.



ICX-PREFORMS & ICX-PREFORMHALTER

medentis
medical

medentis medical

ICX-PREFORMS UND ICX-PREFORMHALTER

ICX-
DAS 5-ACHS-DEN

DIE VORTEILE DES ICX-PREFORM-ABUTMENTHALTERS AUF EINEN BLICK:

- **Wesentlich präzisere Fertigung** als mit herkömmlichen Haltern – durch die innovative, einteilige Bauweise
- **Kurze Produktionszeiten** – durch die gleichzeitige Bearbeitung von sechs Rohlingen in einem Arbeitsgang
- **Maximaler Schutz** für das exakt gestaltete Implantatinterface – durch Spannen des Abutments lediglich auf der Stirnseite
- **Sehr übersichtliche** und für Fehler nicht anfällige Produktion – durch minimale Anzahl der Komponenten
- **Extrem günstige Investition** – durch die einfache Bauweise des Preform-Abutmenthalters und die Vermeidung teurer Verschleißteile



ICX-PREFORMS FÜR *VERSCHIEDENE HALTER-SYSTEME* **ab 19,90 €/Stk.**



MED-Anbindung (ICX-System/medentis®)



MDK-Anbindung (Medentika®)

Die mit ® genannten Produkte/Marken sind eingetragene Marken- und/oder Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.



DENTA5®

TAL-FRÄSZENTRUM VON MEDENTIS.



ICX-PREFORM-ABUTMENTS FÜR FOLGENDE IMPLANTAT-SYSTEME:



	ICX-System®	Ø3.3 Ø3.45 Ø3.75 Ø4.1 Ø4.8
	XIVE®	Ø3.4 Ø3.8 Ø4.5
	STRAUMANN®	NC Ø3.3 RC Ø4.1/Ø4.8

Die mit ® genannten Produkte/Marken sind eingetragene Marken- und/oder Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.
*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Unsere ICX-PREFORM-ABUTMENTS erhalten Sie
im ICX-Shop ab 19,90 €/Stk. zzgl. gesetzl. MwSt.

Verfügbare Durchmesser:

Ø11.5mm + Ø16mm



Unsere ICX-Preform-Abutment-Serie wird
ständig um weitere Systeme ergänzt.
Informieren Sie sich in unserem
ICX-Shop online!




ab
19,90 €/Stk.
je ICX-Preform-Abutment



Bitte beachten Sie für das jeweilige
System, den dafür vorgesehenen
Scanbody zu verwenden!

Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte auf unserer Internetseite
oder durch die telefonische Beratung
unserer Service-Hotline.



*Die genannten Preise sind ohne gesetzl. MwSt.

ICX-PREFORMS & ICX-PREFORMHALTER

medentis
medical

medentis medical

**BESTELLEN SIE UNSEREN ICX-PREFORMHALTER
BEI UNSEREM AUTORISIERTEN IMES-ICORE
PARTNER:** _____

KONTAKT:

TEAMZIEREIS GMBH
GEWERBEPARK 11
75331 ENGELSBRAND

Tel. 07082 792 670

Email: info@teamziereis.de

www.teamziereis.de



TEAMZIEREIS

TEAMZIEREIS ist ein eigentümergeführtes Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg nahe Pforzheim. Seit 2008 fokussiert sich TEAMZIEREIS auf den gesamten digitalen Workflow.



Auch im ICX-Shop bestellbar!

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis
medical

ICX-DENTAS

ORIGINAL ICX-PREFORMS FÜR DAS ICX-SYSTEM.

Verwendbar für folgende

New!

v hf

Fräsmaschinen.

Liste der Maschinentypen:

S1/S2/S5 | K5/K5+ | N4/N4+ | R5 | Z4



... DAS INDIVIDUELLE ABUTMENT

MIT DEM PLATTFORMÜBERGREIFENDEN
PREFORM SYSTEM VON ICX.



**VERSORGUNGSMÖGLICHKEIT
FÜR ALLE
ICX-IMPLANTAT-ANBINDUNGEN.**

medentis
medical

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de

ICX-DENTAS

ICX-PREFORMHALTER FÜR DAS ICX-SYSTEM UND IMES-ICORE FRÄSMASCHINEN



medentis hat sich das Ziel gesetzt, technisch neue Innovationen umzusetzen und die Versorgung für eine Vielzahl verschiedener Systeme für unsere Kunden, zugänglich zu gestalten.




Sicher und innovativ bietet
Ihnen medentis, passend zur

IMES ICORE 250, 350 und 650i,
nun auch den

ICX-PREFORMHALTER an.

Somit steht Ihnen bei voller
Systemfreiheit nichts mehr
im Wege, um hochwertige,
individuelle Abutments sowie
Zirkon CAD-Restaurationen
Inhouse zu fertigen.



KOMPATIBEL ZUR CAM-SOFTWARE:



Hyperdent



Dental Softworks



iCAM V5

Weitere Systeme auf Anfrage!

ICX-PREFORMS & ICX-PREFORMHALTER

medentis
medical