


ÜBERSICHT: ICX-Verbindungsschrauben



ICX-Sechskantinstrument
SW 1.2mm




ICX DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.


ÜBERSICHT: ICX-Verbindungsschrauben



ICX-Sechskantinstrument
SW 1.4mm



ICX-Sechskantinstrument
SW 1.2mm



EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



5 Ncm bis 10 Ncm (handfest)	
Verschlusschrauben	
Gingivaformer	
Abdruckpfosten	
Aufbauten aus Kunststoff	

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



max. 15 Ncm	
Scankörper und alle anderen Aufbauten aus PEEK	

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



max. 30 Ncm	
alle Titan Abutments	
Klebebasen	
CERICX	
Kugelkopf	
Maximus	
ICX-multi Aufbauten	