

CERICX[®]

Januar 2021/01


KONFEKTIONIERTE, ANATOMISCHE ICX-ZIRKON-AUFBAUTEN

CERICX[®]-AUFBAUTEN FÜR ICX-Ø 3.3mm IMPLANTATE.

Zahnfarbe
„hell“ — **A**

Zahnfarbe
„standard“ — **B**


Zahnfarbe
„dunkel“ — **C**



Die Vorteile für Behandler und Patienten auf einen Blick:

- ➡ Deutlich kürzere Stuhlbelegungszeiten für den Behandler (nur 2 Sitzungen – eine OP- und eine Prothetik-Sitzung)
- ➡ weniger Sitzungen für den Patienten
- ➡ Keine konventionelle Abdrucknahme mehr
- ➡ Kosten für Abdrucknahme entfallen
- ➡ Kosten für Modellanaloge entfallen
- ➡ Keine Fehler mehr beim Übertrag von Mund zum Modell
- ➡ reduzierte Laborkosten
- ➡ Gewinn von neuen Patienten durch „Abdruckfreie Implantatversorgung“ möglich

MEHRWERT + GEWINN = CERICX[®] & CEREC[®]



**Mit perfekter 1mm
Hohlkehlpräparation!**

**Auch für
Labore geeignet!**

**Auch für
konventionelle
Abdrucknahme!**

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de
Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis[®]
medical

IN NUR ZWEI SITZUNGEN ZU EINEM STRAHLENDEN LÄCHELN.



Mit der CERICX®- Aufbautenserie für ICX Ø 3.3mm-Implantate hat medentis medical nun seine CERICX®- Aufbautenserie um ein speziell für die Verwendung mit intraoralen Scansystemen und Systemen zur chairside-Herstellung von Zahnersatz optimiertes, prothetisches Angebot erweitert.

Im Gegensatz zur konventionellen Behandlung kann die Abformung dabei digital erfolgen, was eine unmittelbar im Anschluss an die digitale Abformung stattfindende computergestützte Modellierung und anschließende chairside-Herstellung des finalen Zahnersatzes ermöglicht. Höhen (Molare 2 GH). Die CERICX® Aufbautenserie ist für die Cerec®-Scan-Abformungen und das anschließende Schleifen der Cerec®- und e.max®-Glaskeramik-Kronen geeignet.


VORTEILE FÜR IHRE PRAXIS DURCH UNSERE CERICX®-STANDARD-ZIRKON-ABUTMENTS:

- Keine Abdrucknahme mehr • Kosten für Abdrucknahme entfallen
- Kosten für Modellanaloge entfallen
- Keine Fehler mehr beim Übertrag von Mund zum Modell • reduzierte Laborkosten
- Gewinn von neuen Patienten durch „Abdruckfreie Implantatversorgung“ möglich

Unsere CERICX®-Zirkon-Aufbauten-Serie ist für alle intraoralen Scanner optimiert. Die Form der CERICX®-Aufbauten ist so gestaltet das eine Nachpräparation nur äußerst selten nötig sein wird. Ebenfalls ist unsere CERICX®-Zirkon-Aufbauten-Serie für die Cerec®-Scan-Abformungen und das anschließende schleifen der Cerec®- und e.max®-Glaskeramik-Kronen geeignet.

GRUNDREGELN FÜR DIE PRÄPARATION, DIE ALLE UNSERE CERICX®-AUFBAUTEN ERFÜLLEN:

- Zirkuläre Stufenpräparation mit abgerundeten Innenkanten bzw. eine Hohlkehlpäparation, breite zirkuläre Stufe bzw. Hohlkehle ca. 1 mm
- Keine Federränder
- Notwendige Mindeststärken können eingehalten werden



Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material		NEU
N-004-116003	ICX-3.3 CERICX Heilkappe	Ø=7 GH=3mm	Titan		
N-004-116004	ICX-3.3 CERICX Heilkappe	Ø=7 GH=4mm	Titan		
N-004-116005	ICX-3.3 CERICX Heilkappe	Ø=7 GH=5mm	Titan		
N-029-000001	ICX-3.3 Klebebasis	Ø=3.6mm GH=0,5mm	Titan		

*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

CERICX®-ZIRKON AUFBAUTEN FÜR ICX Ø 3.3mm

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material		NEU
NEU N-036-A/B/C 10501	ICX-3.3 CERICX Aufbau gerade 1mm	Breite: Ø 5mm Tiefe: Ø 5.3mm GH 1: 1.1mm GH 2: 3mm K: 6.5mm	Zirkon/ Titan		A = Zahnfarbe „hell“ 
NEU N-036-A/B/C 10502	ICX-3.3 CERICX Aufbau gerade 2mm	Breite: Ø 5.2mm Tiefe: Ø 5.3mm GH 1: 2mm GH 2: 4mm K: 6.5mm	Zirkon/ Titan		B = Zahnfarbe „standard“ 
NEU N-036-A/B/C 10503	ICX-3.3 CERICX Aufbau gerade 3mm	Breite: Ø 5.4mm Tiefe: Ø 5.8mm GH 1: 3mm GH 2: 5mm K: 6.5mm	Zirkon/ Titan		C = Zahnfarbe „dunkel“ 
NEU N-036-A/B/C 10504	ICX-3.3 CERICX Aufbau gerade 4mm	Breite: Ø 5.4mm Tiefe: Ø 5,5mm GH 1: 4mm GH 2: 6mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan		
NEU N-036-A/B/C 10505	ICX-3.3 CERICX Aufbau gerade 5mm	Breite: Ø 5,6mm Tiefe: Ø 5.8mm GH 1: 5mm GH 2: 7mm K: 6.5mm	Zirkon/ Titan		
NEU N-036-A/B/C 20005	ICX-3.3 CERICX Aufbau 15° 0.5mm	Breite: Ø 6.2mm Tiefe: Ø 6.7mm GH 1: 1mm GH 2: 3mm K: 8.5mm	Zirkon/ Titan		A = Zahnfarbe „hell“ 
NEU N-036-A/B/C 20015	ICX-3.3 CERICX Aufbau 15° 1.5mm	Breite: Ø 6.2mm Tiefe: Ø 6.7mm GH 1: 2mm GH 2: 4mm K: 8.5mm	Zirkon/ Titan		B = Zahnfarbe „standard“ 
NEU N-036-A/B/C 20025	ICX-3.3 CERICX Aufbau 15° 2.5mm	Breite: Ø 6.2mm Tiefe: Ø 7.2mm GH 1: 3mm GH 2: 5mm K: 8.5mm	Zirkon/ Titan		C = Zahnfarbe „dunkel“ 
NEU N-036-A/B/C 20035	ICX-3.3 CERICX Aufbau 15° 3.5mm	Breite: Ø 6.2mm Tiefe: Ø 7.2mm GH 1: 4mm GH 2: 6mm K: 8.5mm	Zirkon/ Titan		
NEU N-036-A/B/C 20045	ICX-3.3 CERICX Aufbau 15° 4.5mm	Breite: Ø 6.2mm Tiefe: Ø 7.2mm GH 1: 5mm GH 2: 7mm K: 8.5mm	Zirkon/ Titan		



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube N-011-000001.



Alle Artikel inkl. Laborschraube N-007-000002.

Alle ICX-3.3 CERICX Aufbauten basieren auf der neuen ICX-3.3 Klebebasis Ø=3.6mm N-029-000001.



CERICX® – jeweils erhältlich in drei Zahnfarben.

Zahnfarbe „hell“ **A**

Zahnfarbe „standard“ **B**

Zahnfarbe „dunkel“ **C**




New!

Breite: Ø 5mm



Erklärung der unterschiedlichen Maßangaben, (Dimensionen) anhand eines CERICX-Beispiel-Artikels


Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material
N-036-A/B/C 10501	ICX-3.3 CERICX Aufbau gerade 1mm	Breite: Ø 5.0mm Tiefe: Ø 5.3mm GH 1: 1mm GH 2: 3mm K: 6.5mm	Titan/ Zirkon



Die Vorteile für Behandler und Patienten auf einen Blick:

- ➡ Deutlich kürzere Stuhlbelegungszeiten für den Behandler (nur 2 Sitzungen – eine OP- und eine Prothetik-Sitzung)
- ➡ weniger Sitzungen für den Patienten
- ➡ Keine konventionelle Abdrucknahme mehr
- ➡ Kosten für Abdrucknahme entfallen
- ➡ Kosten für Modellanaloge entfallen
- ➡ Keine Fehler mehr beim Übertrag von Mund zum Modell
- ➡ reduzierte Laborkosten
- ➡ Gewinn von neuen Patienten durch „Abdruckfreie Implantatversorgung“ möglich

MEHRWERT + GEWINN = CERICX® & CEREC®



**Auch für
Labore
geeignet!**

**Auch für
konventionelle
Abdrucknahme!**

CEREC® ist eine eingetragene Marke von Dentsply Sirona.

Besuchen Sie unseren ICX-Shop online: www.medentis.de
Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis
medical

CERICX®

KONFEKTIONIERTE, ANATOMISCHE ICX-ZIRKON-AUFBAUTEN

ICX-3.3 CERICX®-HEILKAPPEN

New!



ICX-3.3 CERICX®

New!



ICX-3.3 CERICX®-AUFBAUTEN



JA, hiermit bestelle ich verbindlich (*zzgl. gesetzl. MwSt.):

X	Artikel-Nr.		Anzahl	
		CERICX-AUFBAUTEN FÜR ICX Ø 3.3mm MIT ZAHNFARBE A – „HELL“ entspricht ca. A1, A2, B1		
	N-036-A10501	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 1mm		
	N-036-A10502	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 2mm		
	N-036-A10503	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 3mm		
	N-036-A10504	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 4mm		
	N-036-A10505	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 5mm		
	N-036-A20005	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 0,5mm		
	N-036-A20015	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 1,5mm		
	N-036-A20025	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 2,5mm		
	N-036-A20035	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 3,5mm		
	N-036-A20045	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 4,5mm		
		CERICX-AUFBAUTEN ICX Ø 3.3mm MIT ZAHNFARBE B – „STANDARD“ entspricht ca. A3, B2		
	N-036-B10501	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 1mm		
	N-036-B10502	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 2mm		
	N-036-B10503	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 3mm		
	N-036-B10504	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 4mm		
	N-036-B10505	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 5mm		
	N-036-B20005	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 0,5mm		
	N-036-B20015	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 1,5mm		
	N-036-B20025	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 2,5mm		
	N-036-B20035	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 3,5mm		
	N-036-B20045	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 4,5mm		
		CERICX-AUFBAUTEN ICX Ø 3.3mm MIT ZAHNFARBE C – „DUNKEL“ entspricht ca. A3,5 · B3		
	N-036-C10501	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 1mm		
	N-036-C10502	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 2mm		
	N-036-C10503	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 3mm		
	N-036-C10504	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 4mm		
	N-036-C10505	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 5mm		
	N-036-C20005	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 0,5mm		
	N-036-C20015	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 1,5mm		
	N-036-C20025	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 2,5mm		
	N-036-C20035	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 3,5mm		
	N-036-C20045	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 4,5mm		
	N-004-116003	ICX-3.3 CERICX Heilkappe, GH 3mm		
	N-004-116004	ICX-3.3 CERICX Heilkappe, GH 4mm		
	N-004-116005	ICX-3.3 CERICX Heilkappe, GH 5mm		
	N-029-000001	ICX-3.3 Klebebasis, Ø 3.6mm, GH=0,5mm		
	N-030-000003	ICX-3.3 Scanabutment		

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

Name

Kd.-Nr.

Kunden-Nr., Datum, Unterschrift

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf, (Stand 01.06.20). Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.

Praxis Stempel