

## ICX-Produkt-Informationsblatt

| Artikel-Nr.     |                                                                                                                                                                                | Artikel                                                                                                                                                                                             | Material |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C-011-000001-01 |  <p>Zur besseren Identifizierung liefern wir diese Schraube zukünftig ROT anodisiert aus.</p> | <p><b>NEU ++ NEU!!</b></p> <p>ICX-Verbindungsschraube Massiv (rot)</p> <p>Zu Verwendung geeignet in allen ICX-Aufbauten ausser C-007-, C-009-, C-024 sowie ICX-Maximus und ICX-multi-Aufbauten.</p> | Titan    |

| Artikel-Nr.     |                                                                                     | Artikel                                                                                                                                                   | Material |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C-007-000001-01 |  | <p>ICX-Verbindungsschraube silber</p> <p>Zu Verwendung geeignet in den ICX-Aufbauten C-007-, C-009-, C-024 sowie dem geschlossenen ICX-Abformpfosten.</p> | Titan    |

| Artikel-Nr.     |                                                                                     | Artikel                                                                                                                                                                                                 | Material |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C-007-000002-01 |  | <p>ICX-Verbindungsschraube Labor blau</p> <p>Verwendung: bei jedem ICX-Aufbau (ausser ICX-multi-System und ICX-Maximus) als Technikerschraube.</p> <p><b>NICHT ZUR FINALEN VERSORGUNG GEEIGNET!</b></p> | Titan    |

Beachten Sie die detaillierten Informationen  
auf der Rückseite!



C-011-000001-01 geeignet für:

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C-004-034550 | C-008-030001 | C-010-040035 | C-016-020025 | C-029-001001 |
| C-004-444720 | C-008-030002 | C-010-040050 |              |              |
| C-004-444730 |              |              | C-020-152010 | C-030-000001 |
| C-004-444740 | C-009-020001 | C-011-010002 | C-020-153010 |              |
| C-004-444750 |              | C-011-020002 | C-020-154010 |              |
| C-004-444760 | C-010-010010 | C-011-020003 | C-020-252010 |              |
| C-004-504720 | C-010-010030 | C-011-030001 | C-020-253010 |              |
| C-004-504740 | C-010-020015 | C-011-030002 | C-020-254010 |              |
| C-004-514720 | C-010-020025 |              |              |              |
| C-004-514740 | C-010-020035 | C-016-010501 | C-029-000002 |              |
| C-004-524706 | C-010-020050 | C-016-010502 | C-029-000004 |              |
| C-008-010001 | C-010-040015 | C-016-010503 | C-029-000005 |              |
| C-008-010002 | C-010-040025 | C-016-020015 | C-029-000050 |              |



C-007-000001-01 geeignet für:

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| C-005-020002 | C-007-016503 | C-007-030500 |
|              | C-007-020500 |              |
| C-007-010500 | C-007-020501 | C-009-100001 |
| C-007-010501 | C-007-020502 | C-009-100002 |
| C-007-010502 | C-007-020503 |              |
| C-007-010503 | C-007-020504 | C-024-010501 |
| C-007-010504 | C-007-020505 | C-024-020501 |
| C-007-010505 | C-007-020506 |              |
| C-007-010506 | C-007-026501 |              |
| C-007-016501 | C-007-026502 |              |
| C-007-016502 | C-007-026503 |              |



C-007-000002-01 geeignet für:

|              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C-005-020002 | C-007-010501 | C-007-020505 | C-010-010010 | C-011-030001 | C-024-010501 |
| C-004-034550 | C-007-010502 | C-007-020506 | C-010-010030 | C-011-030002 | C-024-020501 |
| C-004-444720 | C-007-010503 | C-007-026501 | C-010-020015 |              |              |
| C-004-444730 | C-007-010504 | C-007-026502 | C-010-020025 | C-016-010501 | C-029-000002 |
| C-004-444740 | C-007-010505 | C-007-026503 | C-010-020035 | C-016-010502 | C-029-000004 |
| C-004-444750 | C-007-010506 | C-007-030500 | C-010-020050 | C-016-010503 | C-029-000005 |
| C-004-444760 | C-007-016501 |              | C-010-040015 | C-016-020015 | C-029-000050 |
| C-004-504720 | C-007-016502 | C-008-010001 | C-010-040025 | C-016-020025 | C-029-001001 |
| C-004-504740 | C-007-016503 | C-008-010002 | C-010-040035 | C-020-152010 |              |
| C-004-514720 | C-007-020500 | C-008-030001 | C-010-040050 | C-020-153010 | C-030-000001 |
| C-004-514740 | C-007-020501 | C-008-030002 |              | C-020-154010 |              |
| C-004-524706 | C-007-020502 | C-009-020001 | C-011-010002 | C-020-252010 |              |
|              | C-007-020503 | C-009-100001 | C-011-020002 | C-020-253010 |              |
| C-007-010500 | C-007-020504 | C-009-100002 | C-011-020003 | C-020-254010 |              |