

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

März_2026

ICX-PRODUKTKATALOG

ICX-IMPLANTATE · ICX-CHIRURGIE · ICX-PROTHETIK

03/2026

GiganTium[®]

Der Elite-Werkstoff.

- ↳ $\geq 1.100 \text{ MPa}$
- ↳ 100 % Rein-Titan 4KV



ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis
medical

ICX-PRODUKTKATALOG

03/ 2026



medentis[®]
medical

**BE AUTHENTIC.
WORK WITH
ICX**

ICX-SHOP!



**MEINE PRAXIS.
MEIN SYSTEM.**



SERVICE

Erklärung der Namen, Zeichen und Etikettierungen.....	6
Bestellung, Garantie & Service.....	7

CHIRURGIE

ICX-IMPLANTATE & BOHRER

ICX-MINI Ø 2,9mm Implantate & Prothetik.....	8/9
ICX-Ø 3,3mm (BL+TL) Implantate & Prothetik.....	10-27
ICX-PREMIUM (BL) Implantate	28
ICX-PREMIUM (TL) Implantate	29
ICX-PREMIUM Single/Einzel- (BL+TL) Implantate	30
ICX-ACTIVE-MASTER (BL) Implantate	31
ICX-ACTIVE-MASTER Single/Einzel- (BL) Implantate	32
ICX-ACTIVE-MASTER (TL) Implantate	33
ICX-ACTIVE LIQUID (BL) Implantate	34
ICX-DIAMOND (BL+TL) LIQUID Implantate	36/37
ICX-ZYGOMA und ICX-TUBER Implantate.....	38/39
ICX-ACTIVE-WHITE-Keramik-Implantate.....	39
ICX-ALL-IN-ONE Bohrer	40/41
ICX-WASH-TRAY für ICX-ALL-IN-ON-BOX.....	42/43

ICX-MAGELLAN

Übersicht ICX-MAGELLAN Box-Inhalt.....	44-47
ICX-WASH-TRAY für ICX-MAGELLAN-BOX	48/51

HEILKAPPEN & TRANSFER

ICX-HEILKAPPEN

Übersicht ICX-Verschlusschrauben und Heilkappen/Gingivaformer.....	52
Übersicht ICX- und ICX-TL-Gingivaformer individualisierbar/ICX-Membranschraube	53
Übersicht ICX-Tissue Level (TL) Heilkappen.....	54

CERICX-HEILKAPPEN

CERICX-Heilkappen & Abdruckpfosten.....	55
---	----

ICX-ABDRUCKPFOSTEN

Übersicht ICX-Abdruckpfosten.....	56
-----------------------------------	----

ICX-MODELLANALOGUE

Übersicht ICX-Modellanalogue	57
------------------------------------	----

PROTHETIK

1. zementierte und verklebte Versorgung

ICX-AUFBAUTEN & KLEBEBASEN

Übersicht ICX-Titan-Aufbauten.....	58-61
Übersicht ICX-Universal-Aufbauten	62
Übersicht ICX-Steg-Systeme	62
Übersicht ICX (TL)-Aufbau	62
Übersicht ICX-Gold- und Kunststoffaufbauten.....	63
Übersicht ICX-CAD/CAM/Klebebasen- und Scankörper	64/65
ICX-Cerec®-Klebebasen und Scankappen.....	66
ICX-Klebebasis für ZirkonZahn-System	66

CERICX-ZIRKON-AUFBAUTEN

Übersicht CERICX-Zirkon-Aufbauten.....	68/69
--	-------

2. okklusal verschraubte Versorgung

ICX-MULTI-KONZEPT ZUR OKKLUSALEN VERSCHRAUBUNG

Übersicht ICX-MULTI-Konzept (4-ON-ICX & 6-ON-ICX).....	70-72
--	-------

3. Hybridtechnik

ICX-t-bona KUGELKOPF PATRIZEN & MATRIZEN

Übersicht ICX-t-bona Kugelkopf-System	74
Übersicht t-ecco & Dalbo®-Plus Matrizen für ICX.....	75

ICX-MAXIMUS (LOCATOR™) PATRIZEN & MATRIZEN

Übersicht ICX-Maximus-Aufbauten, ein-/zweiteilig.....	76/77
Übersicht ICX-Maximus-Zubehör	78/79

ICX-ZUBEHÖR

ICX-Überweiser/Instrumenten-Box	80
ICX-Try-in-Box /ICX-Bone-Spreader-Box	81
Übersicht ICX-Instrumente, Zubehör und Schrauben	82/83
Übersicht ICX-Verbindungsschrauben	84/85
Produktinfo Empfehlungen für Drehmomente	86-89
ICX-DENTA5 – Das moderne CAD/CAM-Fräszentrum.....	90/91
ICX-MAGELLAN X – Die digitale Planungs-Software.....	92/93

BITTE BEACHTEN! ICX-Verbindung (Internal Conical Hex)

Der Kraftschluss zum Implantat geht **immer** über den Konus.

Alles was auf Plattform-Niveau bei der prothetischen Versorgung den Konus hemmt (GH=0mm), ist **nur** aus ästhetischen Gründen zu empfehlen!

Erklärung der Namen, Zeichen und Etikettierungen

Erklärung zu den Symbolen/Zeichen auf Etiketten/Produktlabels und Beipackzetteln:



Chargennummer



Artikelnummer



Gammasterilisiert



Vor dem Verfallsdatum verwenden



nur zum einmaligen Gebrauch



Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig lesen



ICX-Produkte sind CE-gezeichnet und erfüllen die Anforderungen aus der Medizinprodukterichtlinie 93/42 EWG



Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung



Nicht resterilisieren

Bedeutung der Farbcodierung bei ICX-Bohrern & Implantaten

Weiss ○ = Ø 2,9mm

Rot ● = Ø 3,75mm

Rosa ● = Ø 3,3mm

Grün ● = Ø 4,1mm

Gelb ● = Ø 3,45mm


Blau ● = Ø 4,8mm

Farbdarstellungen und Größen der Abbildungen in dieser Broschüre sind nicht verbindlich!



Kostenfreier Express-Service!

Bei einer Bestellannahme bis 17.45 Uhr täglich (Mo.-Fr.) erhalten Sie Ihre Bestellung bis Mittag des folgenden Werktages per „Express-Saver“ kostenfrei – und das ohne Mindestbestellwert – geliefert (innerhalb Deutschland-Österreich-Schweiz).



Persönlicher Bestell-Annahme-Service

von montags bis freitags von 07.30 – 19.00 Uhr.

ICX-SHOP!



medentis medical tauscht sämtliche ICX-Implantate.

die falsch geöffnet wurden, über eine mangelnde Primärstabilität verfügten, während der OP heruntergefallen oder nicht osseointegriert sind, kommentarlos, ohne große Bürokratie und ohne Kosten gegen ein anderes, preisidentisches ICX-Implantat Ihrer Wahl um.



medentis medical bietet Ihnen eine

HAPPY LIFE* GARANTIE – auf alle ICX-Implantate.

*"HAPPY LIFE Garantie" bedeutet so lange, wie es medizinisch möglich ist, den Patienten mit einer neuen dentalen Versorgung unter Zuhilfenahme von Implantaten zu versorgen.



medentis medical bietet Ihnen eine

20-jährige Nachkauf-Garantie auf alle Prothetik-Artikel.



Geliefert werden die ICX-Produkte ausschließlich per UPS-Express, ohne Lieferkosten und Mindestbestellwert! Bis 17:45 Uhr bestellte Ware wird garantiert bis zum Mittag des folgenden Werktags zugestellt.



Die HAPPY LIFE*-ICX-Garantie gilt nur:

– wenn ausschließlich Original ICX-Artikel von medentis medical verwendet wurden/werden.

Sollten Aufbauten oder andere Teile von Fremdanbietern verwendet werden, entfällt die komplette Garantie. Die "Happy LIFE Garantie" gilt nur für verkaufte ICX-Implantate in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hinweis:

*Alle Preise in dieser Broschüre in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.02.2026)

ÜBERSICHT ICX-Ø 2,9mm ICX-MINI Ø 2,9mm Implantate

ICX-MINI Ø 2,9mm Implantate

Alle ICX-MINI Ø 2,9mm Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich
Sie sind 2-teilig und werden mit dem Kugelkopf GH 1mm geliefert.


ICX-MINI Implantate weiß, Ø 2,9mm

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

C-001-290080	ICX-MINI Ø 2,9 x 8mm (6er-Pack)
C-001-290100	ICX-MINI Ø 2,9 x 10mm (6er-Pack)
C-001-290125	ICX-MINI Ø 2,9 x 12,5mm (6er-Pack)

Hinweis: Nur C-003-000004 ICX-mini Verschlusschraube verwenden!



Einbringinstrument: C-015-100006
Insertion




Kugelentnahme:
Konterinstrument: C-015-100009



Einbringinstrument: C-015-100007
Kugelkopf



Sechskantinstrument: 960002
Verschlusschraube



medentis
medical

ÜBERSICHT ICX-Ø 2,9mm ICX-MINI Ø 2,9mm Prothetik

Übersicht/Prothetik: MINI-Implantat ICX-MINI Ø 2,9mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000004		ICX-MINI Verschlusschraube, Wird eingedreht mit SW 0,9mm	-	Titan	16,50*
960002		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 0,9mm , L 20mm für t-ecco Innenmatritze und ICX-mini-Verschlusschraube	-	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 0,9mm , L 38,5mm für t-ecco Innenmatritze und ICX-mini-Verschlusschraube	-	Edelstahl	49,-*
C-022-090001		t-bona Kugelpf MINI, Kugel-Ø 2,25mm, inkl. Modellanalog	GH 1mm	Titan	59,-*
C-022-090002		t-bona Kugelpf MINI, Kugel-Ø 2,25mm, inkl. Modellanalog	GH 2mm	Titan	59,-*
C-022-090003		t-bona Kugelpf MINI, Kugel-Ø 2,25mm, inkl. Modellanalog	GH 3mm	Titan	59,-*
C-015-100007		ICX-t-bona Kugelpf Einbringinstrument	L 19mm	Edelstahl	49,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-030001		ICX-Maximus für ICX-MINI, bestehend aus Hülse GH 3mm und Basis-Schraube	Titan	99,-*

C-015-100018		Dreikant-Eindrehwerkzeug 25mm (kurz)	Edelstahl	29,-*
C-015-100031		Dreikant-Eindrehwerkzeug 30mm (lang)	Edelstahl	29,-*

Wichtiger Hinweis:

**ICX-KUGELKOPF-MATRIZEN SYSTEM UND ICX-MAXIMUS-MATRIZEN SYSTEM
SIEHE SEITEN 26/27.**

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-026-010501		ICX-MINI Massivaufbau (Die Massiv-Aufbaukappe wird im Mund des Patienten zementiert. Dieser spätere Massiv-Aufbau kann danach beschliffen und konventionell als Zahnstumpf abgeformt werden.) Nur in Kombination mit dem Kugelpf- Abutment GH 1mm .	Ø 5mm K 7mm	Titan	39,-*

ÜBERSICHT - CHIRURGIE ICX-Ø3,3mm: ICX-Ø 3,3mm BL & TL Implantate

ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate (BL)

Alle ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate sind im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

C-001-330080	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 8mm (6er-Pack)
C-001-330100	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 10mm (6er-Pack)
C-001-330125	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 12,5mm (6er-Pack)

Ø 3,3mm



ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate (BL)

Alle ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate sind im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

ACM-001-330080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 8mm (6er-Pack)
ACM-001-330100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 10mm (6er-Pack)
ACM-001-330125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 12,5mm (6er-Pack)

Ø 3,3mm



ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate (TL)


Alle ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

T-001-330080	ICX Premium TissueLine Implantat Ø 3,3 x 8mm (6er-Pack)
T-001-330100	ICX Premium TissueLine Implantat Ø 3,3 x 10mm (6er-Pack)
T-001-330125	ICX Premium TissueLine Implantat Ø 3,3 x 12,5mm (6er-Pack)

Ø 3,3mm



ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate (TL)


Alle ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

TAM-001-330080	ICX Active Master TissueLine Implantat Ø 3,3 x 8mm (6er-Pack)
TAM-001-330100	ICX Active Master TissueLine Implantat Ø 3,3 x 10mm (6er-Pack)
TAM-001-330125	ICX Active Master TissueLine Implantat Ø 3,3 x 12,5mm (6er-Pack)

Ø 3,3mm



ÜBERSICHT - CHIRURGIE ICX-Ø3,3mm: ICX-Ø 3,3mm BL SINGLE Implantate

ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Single Implantate (BL)

inkl. steriler Verschlusschraube

Stück: € 119,-*

Artikel-Nr.

S-001-330080	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 8mm
S-001-330100	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 10mm
S-001-330125	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 12,5mm

Ø 3,3mm



Ø 3,3mm

ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Single Implantate (BL)

Stück: € 119,-*

Artikel-Nr.

S-ACM-001-330080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 8mm
S-ACM-001-330100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 10mm
S-ACM-001-330125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 12,5mm

Ø 3,3mm



Alle Ø 3,3mm Implantate haben die identische kleinere ICX-Verbindung!

**UNSERE ICX-APP.
KOSTENLOS
& BEQUEM
DOWNLOADEN.**



ZU DEN GIOI
FORTBILDUNGEN.



ZUM DOWNLOAD
DER ICX-APP.

ICX-ALL-IN-ONE CHIRURGIE BOX




ÜBERSICHT ICX-Ø3,3mm: ICX-ALL-IN ONE Bohrprotokoll Ø 3.3mm

Ø 3,3mm D2/D3/D4

Bohrerprotokoll
für sehr weichen/weichen/
mittelharten Knochen.

Dieses Vorgehensweise
ist für alle Längen identisch.

Das von medentis medical vorgeschlagene Bohrprotokoll ist nur eine Empfehlung.
Grundsätzlich gilt die Regel bei allen Bohrern, bei allen Implantatdurchmessern und in allen Knochenklassen, dass die vorgegebene Bohrer-Reihenfolge variieren kann. Je weicher der Knochen ist desto weniger Schritte werden empfohlen. Je härter der Knochen ist umso mehr Zwischenschritte werden empfohlen.




Ø 3,3mm

Ø 3,3mm D1

Bohrerprotokoll für harten Knochen.

Bitte hier nur Bohrer mit 3 rosa Ringen
verwenden!

Dieses Vorgehensweise ist für alle
Längen identisch.



Einbringinstrumente

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-015-100002	ICX Ø 3,3 Einbringinstrument mittel, ISO-Schaft	L = 29mm	Edelstahl	29,-*	
N-015-100040	ICX Ø 3,3 Einbringinstrument arretierte Haltefunktion , mittel, ISO-Schaft	L = 28mm	Edelstahl	59,-*	
N-015-100039	ICX Ø 3,3 Einbringinstrument arretierte Haltefunktion , kurz, ISO-Schaft	L = 24mm	Edelstahl	59,-*	
N-015-110000	ICX-3.3 Einbringinstrument verschraubbar		Edelstahl	149,-*	

ICX-Boneprofiler für ICX 3.3er BL Implantate mit ISO-Schaft Anbindung

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-014-006003	ICX-Boneprofiler für ICX 3.3er BL Implantate mit ISO-Schaft Anbindung zum Freilegen von zugewachsenen Implantat Plattformen	L = 28mm	Edelstahl	19,90*	

Schraubendreher

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-015-100033	ICX-Sechskantinstrument SW 1,2mm ISO-Schaft	L = 25mm	Edelstahl	29,-*	
C-015-100043	ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , kurz	L = 21mm	Edelstahl	49,-*	
C-015-100030	ICX-Sechskantinstrument SW 1,2mm mittel, einteilig	L = 27mm	Edelstahl	49,-*	
C-015-100036	ICX-Sechskantinstrument SW 1,2mm , lang, einteilig	L = 32mm	Edelstahl	49,-*	

ICX-Verschlusschrauben und Heilkappen (Gingivaformer)

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-003-000001	ICX Ø 3,3 Verschlusschraube	GH 0mm	Titan	16,50*	
N-003-000002	ICX Ø 3,3 Verschlusschraube steril, 6er-Pack	GH 0mm	Titan	99,-*	
N-003-000021	ICX Ø 3,3 Verschlusschraube GH 2mm	GH 2mm	Titan	16,50*	
N-004-004120	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 2mm	GH 2mm Ø 4,1	Titan	29,-*	
N-004-004130	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 3mm	GH 3mm Ø 4,1	Titan	29,-*	
N-004-004140	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 4mm	GH 4mm Ø 4,1	Titan	29,-*	
N-004-004150	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 5mm	GH 5mm Ø 4,1	Titan	29,-*	
N-004-004510	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 1mm	GH 1mm Ø 4,5	Titan	29,-*	
N-004-004520	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 2mm	GH 2mm Ø 4,5	Titan	29,-*	
N-004-004530	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 3mm	GH 3mm Ø 4,5	Titan	29,-*	
N-004-004540	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 4mm	GH 4mm Ø 4,5	Titan	29,-*	
N-004-004550	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 5mm	GH 5mm Ø 4,5	Titan	29,-*	
N-004-004560	ICX Ø 3,3 Heilkappe konisch, 6mm	GH 6mm Ø 4,5	Titan	29,-*	

Ø3,3mm

CERICX-3.3-Heilkappen (Gingivaformer)

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-004-116003	ICX-3.3 CERICX Heilkappe	Ø=7 GH=3mm	Titan	29,-*	
N-004-116004	ICX-3.3 CERICX Heilkappe	Ø=7 GH=4mm	Titan	29,-*	
N-004-116005	ICX-3.3 CERICX Heilkappe	Ø=7 GH=5mm	Titan	29,-*	

ICX-3.3 Heilkappen, individualisierbar

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-004-504015	ICX-3.3 Heilkappe individuell	Ø=4.0 GH=1,5mm	PEEK	29,-*	
N-004-504035	ICX-3.3 Heilkappe individuell	Ø=4.0 GH=3,5mm	PEEK	29,-*	



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001

ÜBERSICHT ICX-Ø3,3mm: Transfer ICX-Ø3,3mm:

Abdruckpfosten & Modellanaloge

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-005-020002	ICX Ø 3,3 Abformpfosten geschlossen	H 10,4mm Ø 4,5	Titan	39,-*	
N-005-040010	ICX-Abdruckkappe, rosa, 10er-Pack		Kunststoff	59,-*	
N-005-030001	ICX Ø 3,3 Abformpfosten offen	H 8,5mm Ø 4,5	Titan	39,-*	
N-005-030002	ICX Ø 3,3 Abformpfosten offen, lang	H 15mm Ø 4,5	Titan	39,-*	
N-006-010003	ICX Ø 3,3 Modellanalog Standard BL CAD/CAM	Ø 4,0 L 10mm	Titan	19,-*	
N-006-010008	ICX Ø 3,3 Modellanalog TL CAD/CAM	Ø 4,0 L 10mm	Titan	19,-*	
N-006-020003	ICX Ø 3,3 Modellanalog Standard, verschraubbar BL CAD/CAM	Ø 4,0 L 10mm	Titan	23,90*	

Hinweis: Das Eindrehmoment von 5 bis 10Ncm sollte nicht überschritten werden. Bitte alle ICX-Verschluss- und Heilkappen nur per Hand eindrehen. Es besteht die Gefahr, falls sie diese mit 20 oder mehr Ncm eindrehen, dass hierbei Konuskräfte entstehen, die ein späteres Lösen fast unmöglich machen.


Hinweis: H = Länge ab Implantatoberkante · GH = Gingivahöhe

Sehr geehrte Kunden,

Bitte beachten Sie beim Transfer die beiden unterschiedlichen Plattformen der **BL und **TL** Implantate. Wählen Sie dementsprechend die **BL** und **TL** Laboranaloge aus.**

Dies ist wichtig, wenn die Prothetik später aufgrund des geringen Emergenzprofils die jeweils unterschiedlichen Plattformen der Implantate berühren muss (GH 0mm).

Ihr medentis-Team



ICX-Ø 3,3mm BL (Bone Level)
Ø 3,3mm

Art.-Nr.: N-006-010003



ICX-Ø 3,3mm TL (Tissue Level)
Ø 3,3mm

Art.-Nr.: N-006-010008

ÜBERSICHT ICX-Ø3,3mm: ICX-Titan-Aufbauten für zementierte Versorgung

ICX-Titan-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-007-020401	ICX Ø 3,3 Aufbau gerade, 1mm	GH 1mm Ø 4,0 K 5,5mm	Titan	39,-*	
N-007-020402	ICX Ø 3,3 Aufbau gerade, 2mm	GH 2mm Ø 4,0 K 5,5mm	Titan	39,-*	
N-007-020403	ICX Ø 3,3 Aufbau gerade, 3mm	GH 3mm Ø 4,0 K 5,5mm	Titan	39,-*	

Ø3,3mm

ICX-Titan-Ästhetik-Aufbauten (abgewinkelt über Fläche)

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
N-010-010005	0° 15° 25° 	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0° gerade, Ø 4,0mm	GH 1: 1mm GH 2: 2mm K 7,4mm	Titan	79,-*
N-010-020005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau,, 15°, Ø 4,0mm	GH 1: 1mm GH 2: 2mm K 7,4mm	Titan	79,-*
N-010-040005	Nur für ICX-Bonelevel Plattformen	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°, Ø 4,0mm	GH 1: 1mm GH 2: 2mm K 7,4mm	Titan	79,-*

BL



ICX-Titan-Ästhetik-Aufbauten (abgewinkelt über Fläche)


Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-010-020010	ICX Ø 3,3 Ästhetik 15°, 1mm	GH 1: 1mm GH 2: 2mm Ø 4,0 K 7,4mm	Titan	79,-*	
N-010-020020	ICX Ø 3,3 Ästhetik 15°, 2mm	GH 1: 2mm GH 2: 3mm Ø 4,0 K 7,4mm	Titan	79,-*	
N-010-040010	ICX Ø 3,3 Ästhetik 25°, 1mm	GH 1: 1mm GH 2: 2mm Ø 4,0 K 7,4mm	Titan	79,-*	
N-010-040020	ICX Ø 3,3 Ästhetik 25°, 2mm	GH 1: 2mm GH 2: 3mm Ø 4,0 K 7,4mm	Titan	79,-*	



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube N-007-000002



ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: Klebasen und Angusstechnik

Klebe- und Scan-Aufbau

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-029-000001	ICX-3.3 Klebebasis	Ø=3,6mm GH=0,5mm • K=3,5mm	Titan	39,-*	
N-029-000008	ICX-3.3 Klebebasis	Ø=3,6mm GH=1,5mm • K=3,5mm	Titan	39,-*	
N-029-000007	ICX-3.3 Klebebasis	Ø=3,6mm GH=2,5mm • K=3,5mm	Titan	39,-*	
N-030-000003	ICX Ø 3,3 Scanabutment schmal beschichtet	H 11,5mm Ø 4,1	Titan	39,-*	

 Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001

 Alle Artikel inkl. Laborschraube N-007-000002

ICX-Cerec®-Klebasen (**NUR** für das Sirona®-System)

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
N-029-000050		ICX-Cerec®-Klebebasis mit hex für Cerec® S-Block, inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 0,3mm K 4,65mm Ø 3,65mm	Titan	39,-*
N-030-000052		ICX-Cerec®- Scanpost S für N-029-000050 mit hex inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 5,6mm K 4,65mm Ø 3,65mm	Titan	39,-*

HINWEIS: GENERELL IST IMMER EIN SCAN ÜBER DEN JEWEILIGEN SCANPOST ZU EMPFEHLEN!
DABEI MUSS DER ENTSPRECHENDE DATENSATZ FÜR SCANPOST AUSGEWÄHLT WERDEN.
DER DAZUGEHÖRIGE DATENSATZ CAD/CAM IST ALS DATENSATZ **ALPHATECH 3,4**,
ODER FRIADENT FX 3,4 IM SIRONA®-SYSTEM HINTERLEGT (**S BLOCK**).

CoCr-Aufbau

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €
N-008-020001		ICX- CoCr Aufbau (angussfähig mit NEM) , mit hex	Ø 3,6mm GH: 0,5mm K: 5mm Kunststoff-Hülse: 9mm	CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig (WAK-Werte beim Auf- brennen von Keramik beachten)	89,-

 Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001





 Alle Artikel inkl. Laborschraube N-007-000002

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: CERICX-Ø 3,3mm-Aufbauten (abgewinkelt über Fläche)

Zahnfarbe
„hell“ — **A**
entspricht:
ca. A1, A2, B1

Zahnfarbe
„standard“ — **B**
entspricht:
ca. A3, B2

Zahnfarbe
„dunkel“ — **C**
entspricht:
ca. A3,5 B3

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-036-A/B/C 10501	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 1mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	A = Zahnfarbe „hell“  B = Zahnfarbe „standard“  C = Zahnfarbe „dunkel“ 
N-036-A/B/C 10502	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 2mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 10503	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 3mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 10504	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 4mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 10505	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 20005	ICX Ø 3,3 CERICX 15° Ästhetik 0,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,2mm K 7mm	Titan	99,-*	A = Zahnfarbe „hell“  B = Zahnfarbe „standard“  C = Zahnfarbe „dunkel“ 
N-036-A/B/C 20015	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau 15° Ästhetik 1,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,2mm K 7mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 20025	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau 15° Ästhetik 2,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,2mm K 7mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 20035	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau 15° Ästhetik 3,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,2mm K 7mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 20045	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau 15° Ästhetik 4,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,2mm K 7mm	Titan	99,-*	

 Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001

 Alle Artikel inkl. Laborschraube N-007-000002

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-ZERO BONE LOSS-Ø 3,3mm-Aufbauten

Einzelartikel · ICX-ZERO BONE LOSS® für ● Ø 3.3 ICX-Implantate

Ø3,3mm

Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX-Ø3.3 Zero Bone Loss Scan & Heilkappen		Preis €*
N-004-007F07	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=4mm, f. GH=1.5mm		49,-
N-004-007F08	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=5mm, f. GH=2.5mm		
N-004-007F09	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=6mm, f. GH=3.5mm		
N-004-007P07	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=4mm, f. GH=1.5mm		49,-
N-004-007P08	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=5mm, f. GH=2.5mm		
N-004-007P09	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=6mm, f. GH=3.5mm		

Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX-Ø3.3 Zero Bone Loss CeriCX Abutment		Preis €*
N-036-A07F07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		99,-
N-036-B07F07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
N-036-C07F07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
N-036-A07F08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, A		99,-
N-036-B07F08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
N-036-C07F08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, C		
N-036-A07F09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, A		99,-
N-036-B07F09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, B		
N-036-C07F09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		
N-036-A07P07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		99,-
N-036-B07P07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
N-036-C07P07	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
N-036-A07P08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, A		99,-
N-036-B07P08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
N-036-C07P08	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, C		
N-036-A07P09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, A		99,-
N-036-B07P09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, B		
N-036-C07P09	ICX-3.3 Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		

*Die Preise gelten pro Artikel und zzgl. gesetzl. MwSt.

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:

A1 - A4 (Rötlich-bräunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Grautöne), D2 - D4 (Rötlich-grau)

ZBL-Klebebasen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss abutment	Material	Preis €	
N-029-001101	ICX-3.3 ZBL Abutment, Ø=3.6 GH=0.5mm · K= 6mm	Titan	49,-*	
N-029-001107	ICX-3.3 ZBL Abutment, Ø=3.6 GH=1.5mm · K= 6mm	Titan	49,-*	
N-029-001108	ICX-3.3 ZBL Abutment, Ø=3.6 GH=2.5mm · K= 6mm	Titan	49,-*	
N-029-001109	ICX-3.3 ZBL Abutment, Ø=3.6 GH=3.5mm · K= 6mm	Titan	49,-*	
N-029-001001	ICX-3.3 ZBL Abutment, non-hex, Ø=3.6 GH=0.5mm · K= 6mm	Titan	49,-*	
N-029-001007	ICX-3.3 ZBL Abutment, non-hex, Ø=3.6 GH=1.5mm · K= 6mm	Titan	49,-*	
N-029-001008	ICX-3.3 ZBL Abutment, non-hex, Ø=3.6 GH=2.5mm · K= 6mm	Titan	49,-*	
N-029-001009	ICX-3.3 ZBL Abutment, non-hex, Ø=3.6 GH=3.5mm · K= 6mm	Titan	49,-*	

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-ZERO BONE LOSS-Klebebasen & Heilkappen

ICX-ZERO BONE LOSS® Klebebasen & Heilkappen 2er Sets · für ● Ø 3.3 ICX-Implantate

Artikelnummer	ICX-ZERO BONE LOSS® KLEBEBASEN & HEILKAPPEN		Preis €*
N-004-007F07 & N-029-001107	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1,5mm 		88,-
N-004-007F08 & N-029-001108	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2,5mm 		88,-
N-004-007F09 & N-029-001109	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3,5mm 		88,-
N-004-007P07 & N-029-001107	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolär, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1,5mm 		88,-
N-004-007P08 & N-029-001108	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolär, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2,5mm 		88,-
N-004-007P09 & N-029-001109	ICX-3.3 Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolär, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX-3.3 Zero Bone Loss Klebebasis, Ø3.6, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3,5mm 		88,-


*Die Preise gelten pro 2er-Set und zzgl. gesetzl. MwSt.



ICX-ZERO BONE LOSS
IM ICX-SHOP!

WICHTIGER HINWEIS!

Achten Sie bei der Auswahl der jeweiligen Gingivaformer, auf die Anzahl der Rillenvertiefung. Diese zeigen die gewünschte Gingivahöhe an.



Ø3,3mm

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-MULTI®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX


ICX-MULTI®-Aufbauten (abgewinkelt über Fläche)

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e €	
N-020-750010	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 0° gerade 1mm	K 2,2mm GH 1mm Ø 4,8	Titan	39,-*	
N-020-750020	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 0° gerade 2mm	K 2,2mm GH 2mm Ø 4,8	Titan	39,-*	
N-020-750030	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 0° gerade 3mm	K 2,2mm GH 3mm Ø 4,8	Titan	39,-*	
N-020-751710	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 17° 1mm hex	K 2,2mm GH 1 = 1mm GH 2 = 2,4mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-751720	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 17° 2mm hex	K 2,2mm GH 1 = 2mm GH 2 = 3,6mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-751730	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 17° 3mm hex	K 2,2mm GH 1 = 3mm GH 2 = 4,6mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-753510	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 35° 1mm hex	K 2,2mm GH 1 = 1mm GH 2 = 3,75mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-753520	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 35° 2mm hex	K 2,2mm GH 1 = 2mm GH 2 = 4,75mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-753530	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 35° 3mm hex	K 2,2mm GH 1 = 3mm GH 2 = 5,75mm Ø 4,8	Titan	99,-*	



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-020-000010

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminghöhe



Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-015-100030	ICX-MULTI Sechskantinstrument SW 1,2mm mittel	SW 1,2mm	Edelstahl	49,-*	
C-020-000001	ICX-MULTI Eindrehinstrument SW 3,2mm für gerade multi-Aufbauten Zwingend erforderlich!	SW 3,2mm	Edelstahl	49,-*	

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-MULTI®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000005		ICX-MULTI Schutzkappe	Ø 4,8 L 4,6mm	Titan	19,-*
C-005-070001		ICX-MULTI Abdruckpfosten, geschlossen, inkl. Abdruckkappe	L 11mm	Titan	29,-*
C-005-070002		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, kurz inkl. Abformhilfe	L 13mm	Titan	29,-*
C-005-070020		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, lang inkl. Abformhilfe	L 16,7mm	Titan	29,-*
C-006-010007		ICX-MULTI Modellanalog CAD/CAM	L 11mm K 2,2mm	Titan	19,-*
C-020-951120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Titan	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Titan	39,-*
C-020-952120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Kunststoff	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Kunststoff ausbrennbar	19,-*
C-020-953120		ICX-MULTI Prothetikaufbau PEEK (Provisorium/Bissregistrierung)	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Peek	19,-*
C-029-002010		ICX-MULTI Klebebasis (für Stege und Kunststoff- Verblendbrücken)	Ø 4,8 GH 1,5mm L 5,5mm	Titan	39,-*
C-029-002011		ICX-MULTI Klebebasis GH 0mm, (für Keramik-Verblendbrücken)	Ø 5,4mm, L 5,5mm	Titan	39,-*
C-030-000010		ICX-MULTI Scankappe	L 12,5mm B 4,5mm T 6,5mm	Peek	39,-*
C-030-000013		ICX Multi Scanbasis schmal	Ø 4,10mm L 10mm	Titan	39,-*
C-031-100001		ICX-Maximus-Kappe, GH 3mm, (zzgl. GH ICX-MULTI Aufbau) Eindrehwerkzeug: Dreikant	Ø 4,8 L 4,4mm	Titan	39,-*



inkl. Prothetikschaube C-020-000011 (Verbindungsschraube zum ICX-MULTI-Aufbau)

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-MULTI®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €
C-020-956120		ICX-MULTI Prothetikaufbau CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig	Ø 4,8mm L 7mm	CoCr Biodur CCM/ BC	49,-*
C-020-955120		ICX-MULTI-Schweißaufbau zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 4,8mm L 12mm	Titan	39,-*
C-020-955121		ICX-MULTI-Schweißaufbau zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 5,1mm L 10,5mm	Titan	39,-*



inkl. Prothetikschaube C-020-000011
(Verbindungsschraube zum ICX-MULTI-Aufbau)

Einsatzbereich und Indikation

Das ICX-MULTI® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.



4-ON-ICX

t-bona Kugelpopf-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-022-060001	ICX Ø 3,3 t-bona, Standard, 1mm	GH 1mm	Titan	59,-*	
N-022-060002	ICX Ø 3,3 t-bona, Standard, 2mm	GH 2mm	Titan	59,-*	
N-022-060003	ICX Ø 3,3 t-bona, Standard, 3mm	GH 3mm	Titan	59,-*	

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-015-100007		ICX-t-bona Kugelpopf Einbringinstrument	L 19mm	Edelstahl	49,-*

ICX-Maximus-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-031-010002	ICX Ø 3,3 Maximus, zweiteilig 2mm	GH 2mm	Titan	99,-*	
N-031-010003	ICX Ø 3,3 Maximus, zweiteilig 3mm	GH 3mm	Titan	99,-*	

 Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001

ICX-SHOP!



**MEINE PRAXIS.
MEIN SYSTEM.**



ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-t-bona Kugelkopf-System

t-ecco/Matrize

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
T-13825		t-ecco, Matrize, komplett, inkl. goldener Innenmatrize, rotem Kunststoffhilfsring und Modellanalogue	Titan plus AuPt	49,-*
T-13836		t-ecco, Matrize, einzeln Ohne goldene Innenmatrize	Titan	35,-*
T-13833		t-ecco, goldene Innenmatrize	AuPt	35,-*
T-13846		t-ecco, Goldfarbene Innenmatrize (schwach)	Titan Grad5	35,-*
T-13845		t-ecco, rot Innenmatrize (stark)	Titan Grad5	35,-*
EK-833102		Modellanalogue	Messing	9,90*
T-10571	 Aktivierung Deaktivierung	t-ecco-Aktivator/Deaktivator	Edelstahl	49,-*
960002		Instrument Sechskant, SW 0,9 kurz, L 20mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		Instrument Sechskant, SW 0,9 lang, einteilig L 35mm	Edelstahl	49,-*

Dalbo®-PLUS/Matrize


Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
DP-055890		Dalbo PLUS Female TE elliptisch Komplett inkl. Dalbo-PLUS-Lamelleneinsatz ohne Rillen Markierung mit Modellanalogue	Titan plus Elitor	79,-*
DP-055643		Dalbo PLUS Lamelleneinsatz (ohne Rillen Markierung)	Elitor	49,-*
DP-050068		Dalbo PLUS Tuning-Soft-Lamelleneinsatz (1 Rillen Markierung) bei Kugelkopfverschleiß um bis zu 0,05mm	Elitor	49,-*
DP-055687		Dalbo PLUS Tuning-Lamelleneinsatz (2 Rillen Markierungen) bei Kugelkopfverschleiß von 0,05mm bis zu 0,08mm	Elitor	49,-*
DP-072609		Dalbo PLUS Werkzeug/Aktivator (pro 1/4 Umdrehung erhöht sich die Abzugskraft um 200g)	Edelstahl	39,-*

Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt das Dalbo-PLUS Werkzeug (DP-072609) um die Retention individuell situationsgerecht einzustellen.

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-Maximus Zubehör

Matrizen

ICX-Maximus-Zubehör:

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-852400		Retentionseinsatz transparent Abzugskraft ca. 2,3 kg , stark Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852700		Retentionseinsatz pink Abzugskraft ca. 1,6 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852900		Retentionseinsatz blau Abzugskraft ca. 0,7 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854700		Retentionseinsatz grün Abzugskraft ca. 1,8 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854800		Retentionseinsatz rot Abzugskraft ca. 0,4 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-851500		Laboreinsatz schwarz, keine Retention (Labor)	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852300		ICX-Maximus Block out Spacer, 2er Pack	Kunststoff (2er Pack)	19,-*
C-031-851902		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (2er Pack)	43,50*
C-031-851910		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (10er Pack)	199,-*
C-031-009142		Matrize	Titan	19,-*
C-015-100032		Core Tool (Allzweckinstrument)	Edelstahl	66,-*
C-031-850501		Abdruckkappe	Titan (4er Pack)	59,-*
C-031-853000		Modellanalog $\varnothing$ 4mm	Titan (4er Pack)	59,-*
C-015-100018		Eindrehwerkzeug 25mm (kurz)	Edelstahl	29,-*
C-015-100031		Eindrehwerkzeug 30mm (lang)	Edelstahl	29,-*

Der ein-, & zweiteilige ICX-MAXIMUS-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical, kompatibel zu den Locator™-Aufbauten. **Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!**

Produkte gekennzeichnet mit ® und ™ sind eingetragene Warenzeichen des entsprechenden Herstellers.

ÜBERSICHT: ICX-PREMIUM BL-Implantate/6er-Pack

ICX-PREMIUM BONE LEVEL/6er-Pack

Stück: € 79,-*

Alle ICX-PREMIUM BONE LEVEL Implantate sind im 6er-Pack erhältlich

Bitte beachten Sie

bei der Bestellung von Prothetik-Aufbauten mit **GH 0mm**:

ICX-TISSUE LEVEL (TL) Implantate haben – bedingt durch die Tulpe – gegenüber den ICX-Bone Level (BL) Implantaten eine andere Plattform.


Diese Prothetik-Aufbauten sind in der Folge explizit gekennzeichnet.

ICX-PREMIUM (BL) Implantate **rot, Ø 3,75mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

C-001-390080	ICX Ø 3,75 x 8mm (6er-Pack)
C-001-390100	ICX Ø 3,75 x 10mm (6er-Pack)
C-001-390125	ICX Ø 3,75 x 12,5mm (6er-Pack)
C-001-390150	ICX Ø 3,75 x 15mm (6er-Pack)




ICX-PREMIUM (BL) Implantate **grün, Ø 4,1mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

C-001-425080	ICX Ø 4,1 x 8mm (6er-Pack)
C-001-425100	ICX Ø 4,1 x 10mm (6er-Pack)
C-001-425125	ICX Ø 4,1 x 12,5mm (6er-Pack)
C-001-425150	ICX Ø 4,1 x 15mm (6er-Pack)



ICX-PREMIUM (BL) Implantate **blau, Ø 4,8mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

C-001-480080	ICX Ø 4,8 x 8mm (6er-Pack)
C-001-480100	ICX Ø 4,8 x 10mm (6er-Pack)
C-001-480125	ICX Ø 4,8 x 12,5mm (6er-Pack)
C-001-480150	ICX Ø 4,8 x 15mm (6er-Pack)



Single Implantate siehe Seite 28

ÜBERSICHT: ICX-PREMIUM TL-Implantate/6er-Pack

ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL Implantate/6er-Pack

Stück: € 79,-*


Alle ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL Implantate sind im 6er-Pack erhältlich

ICX-PREMIUM-TISSUE LEVEL-Implantate **gelb, Ø 3,45mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

C-001-345065	ICX-Premium TL Ø 3,45 x 6,5mm (6er-Pack)
C-001-345080	ICX-Premium TL Ø 3,45 x 8mm (6er-Pack)
C-001-345100	ICX-Premium TL Ø 3,45 x 10mm (6er-Pack)
C-001-345125	ICX-Premium TL Ø 3,45 x 12,5mm (6er-Pack)



ICX-PREMIUM-TISSUE LEVEL-Implantate **rot, Ø 3,75mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

T-001-390080	ICX Premium TL Implantat Ø 3,75 x 8mm (6er-Pack)
T-001-390100	ICX Premium TL Implantat Ø 3,75 x 10mm (6er-Pack)
T-001-390125	ICX Premium TL Implantat Ø 3,75 x 12,5mm (6er-Pack)




ICX-PREMIUM-TISSUE LEVEL-Implantate **grün, Ø 4,1mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

T-001-425080	ICX Premium TL Implantat Ø 4,1 x 8mm (6er-Pack)
T-001-425100	ICX Premium TL Implantat Ø 4,1 x 10mm (6er-Pack)
T-001-425125	ICX Premium TL Implantat Ø 4,1 x 12,5mm (6er-Pack)



ICX-PREMIUM-TISSUE LEVEL-Implantate **blau, Ø 4,8mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

T-001-480049	ICX Premium TL Implantat Ø 4,8 x 4,9mm (6er-Pack)
T-001-480065	ICX Premium TL Implantat Ø 4,8 x 6,5mm (6er-Pack)
T-001-480080	ICX Premium TL Implantat Ø 4,8 x 8mm (6er-Pack)
T-001-480100	ICX Premium TL Implantat Ø 4,8 x 10mm (6er-Pack)
T-001-480125	ICX Premium TL Implantat Ø 4,8 x 12,5mm (6er-Pack)



Ø 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ÜBERSICHT: ICX-PREMIUM Single/Einzel-Implantate

ICX-PREMIUM Single-Implantate


Stück: € 119,-* · inkl. steriler Verschlusschraube

ICX-PREMIUM-TISSUE LEVEL-Implantate **gelb, Ø 3,45mm**

Stück: € 119,-*

Artikel-Nr.

S-001-345065	ICX-Premium TL Ø 3,45 x 6,5mm (6er-Pack)
S-001-345080	ICX-Premium TL Ø 3,45 x 8mm (6er-Pack)
S-001-345100	ICX-Premium TL Ø 3,45 x 10mm (6er-Pack)
S-001-345125	ICX-Premium TL Ø 3,45 x 12,5mm (6er-Pack)




ICX-PREMIUM (BL) Implantate **rot, Ø 3,75mm**

Stück: € 119,-*

Artikel-Nr.

S-001-390080	ICX Ø 3,75 x 8mm
S-001-390100	ICX Ø 3,75 x 10mm
S-001-390125	ICX Ø 3,75 x 12,5mm
S-001-390150	ICX Ø 3,75 x 15mm




ICX-PREMIUM (BL) Implantate **grün, Ø 4,1mm**

Stück: € 119,-*

Artikel-Nr.

S-001-425080	ICX Ø 4,1 x 8mm
S-001-425100	ICX Ø 4,1 x 10mm
S-001-425125	ICX Ø 4,1 x 12,5mm
S-001-425150	ICX Ø 4,1 x 15mm



ICX-PREMIUM (BL) Implantate **blau, Ø 4,8mm**

Stück: € 119,-*

Artikel-Nr.

S-001-480080	ICX Ø 4,8 x 8mm
S-001-480100	ICX Ø 4,8 x 10mm
S-001-480125	ICX Ø 4,8 x 12,5mm
S-001-480150	ICX Ø 4,8 x 15mm



Hinweis:

Die medentis medical GmbH bietet Ihnen die Gebrauchsanweisung zu den Produkten im Internet zum Lesen oder zum Download unter der URL: ifu.medentis.de an.

Dort können Sie die Gebrauchsanweisung über die Eingabe der Artikelnummer finden oder die jeweils aktuell gültige Gebrauchsanweisung der Produktgruppen abrufen. Voraussetzung ist ein internetfähiges Endgerät, mit dem PDF-Dokumente geöffnet werden können. Möchten Sie gerne die Papierversion der Gebrauchsanweisung haben, dann kontaktieren Sie uns und wir senden sie Ihnen mit UPS Express Saver kostenlos bis Mittag des nächsten Werktages zu. Alternativ kann die Gebrauchsanweisung auch gefaxt oder per E-Mail verschickt werden.

ÜBERSICHT: ICX-ACTIVE MASTER Implantate/6er-Pack

ICX-ACTIVE-MASTER BONE LEVEL Implantate/6er-Pack

Stück: € 79,-*


Alle ICX-ACTIVE-MASTER Bone Level Implantate sind im 6er-Pack erhältlich

ICX-ACTIVE-MASTER Implantate **rot, Ø 3,75mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.


ACM-001-390080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 8mm (6er-Pack)
ACM-001-390100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 10mm (6er-Pack)
ACM-001-390125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 12,5mm (6er-Pack)
ACM-001-390150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 15mm (6er-Pack)



ICX-ACTIVE-MASTER Implantate **grün, Ø 4,1mm**

Artikel-Nr.

ACM-001-425080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 8mm (6er-Pack)
ACM-001-425100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 10mm (6er-Pack)
ACM-001-425125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 12,5mm (6er-Pack)
ACM-001-425150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 15mm (6er-Pack)




ICX-ACTIVE-MASTER Implantate **blau, Ø 4,8mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

ACM-001-480080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 8mm (6er-Pack)
ACM-001-480100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 10mm (6er-Pack)
ACM-001-480125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 12,5mm (6er-Pack)
ACM-001-480150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 15mm (6er-Pack)



Ø 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

Single Implantate siehe Seite 30

ICX-SHOP!



**MEINE PRAXIS.
MEIN SYSTEM.**



ÜBERSICHT:

ICX-ACTIVE MASTER BL Single/Einzel-Implantate

ICX-ACTIVE-MASTER BONE LEVEL

Single Implantate inkl. steriler Verschlusschraube

Stück: € 119,-*


ICX-ACTIVE-MASTER Implantate **rot, Ø 3,75mm**

Stück: € 119,-*

Artikel-Nr.

S-ACM-001-390080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 8mm
S-ACM-001-390100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 10mm
S-ACM-001-390125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 12,5mm
S-ACM-001-390150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,75 · L 15mm

Ø 3,75mm



ICX-ACTIVE-MASTER Implantate **grün, Ø 4,1mm**

Stück: € 119,-*

Artikel-Nr.

S-ACM-001-425080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 8mm
S-ACM-001-425100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 10mm
S-ACM-001-425125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 12,5mm
S-ACM-001-425150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,1 · L 15mm

Ø 4,1mm




ICX-ACTIVE-MASTER Implantate **blau, Ø 4,8mm**

Stück: € 119,-*

Artikel-Nr.

S-ACM-001-480080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 8mm
S-ACM-001-480100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 10mm
S-ACM-001-480125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 12,5mm
S-ACM-001-480150	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 4,8 · L 15mm

Ø 4,8mm



ICX-SHOP!



**MEINE PRAXIS.
MEIN SYSTEM.**



ÜBERSICHT: ICX-ACTIVE MASTER TL Implantate/6er-Pack

ICX-ACTIVE-MASTER TISSUE LEVEL Implantate/6er-Pack

Stück: € 79,-*

Alle ICX-ACTIVE MASTER TISSUE LEVEL Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich

Bitte beachten Sie

bei der Bestellung von Prothetik-Aufbauten mit **GH 0mm**:

ICX-TISSUE LEVEL (TL) Implantate haben – bedingt durch die Tulpe – gegenüber den ICX-Bone Level (BL) Implantaten eine andere Plattform.


Diese Prothetik-Aufbauten sind in der Folge explizit gekennzeichnet.

ICX-ACTIVE MASTER-TISSUE LEVEL-Implantate **rot, Ø 3,75mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

TAM-001-390080	ICX Active Master TL Implantat Ø 3,75 x 8mm (6er-Pack)
TAM-001-390100	ICX Active Master TL Implantat Ø 3,75 x 10mm (6er-Pack)
TAM-001-390125	ICX Active Master TL Implantat Ø 3,75 x 12,5mm (6er-Pack)




ICX-ACTIVE MASTER-TISSUE LEVEL-Implantate **grün, Ø 4,1mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

TAM-001-425080	ICX Active Master TL Implantat Ø 4,1 x 8mm (6er-Pack)
TAM-001-425100	ICX Active Master TL Implantat Ø 4,1 x 10mm (6er-Pack)
TAM-001-425125	ICX Active Master TL Implantat Ø 4,1 x 12,5mm (6er-Pack)




ICX-ACTIVE MASTER-TISSUE LEVEL-Implantate **blau, Ø 4,8mm**

Stück: € 79,-*/6er-Pack: € 474,-*

Artikel-Nr.

TAM-001-480080	ICX Active Master TL Implantat Ø 4,8 x 8mm (6er-Pack)
TAM-001-480100	ICX Active Master TL Implantat Ø 4,8 x 10mm (6er-Pack)
TAM-001-480125	ICX Active Master TL Implantat Ø 4,8 x 12,5mm (6er-Pack)



Ø 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ÜBERSICHT: ICX-ACTIVE *LIQUID* Implantate

ICX-ACTIVE *LIQUID*/6er-Pack

Stück: € 89,-*/6er-Pack: € 534,-*

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis*
LAC-330080	ICX-Active Liquid	Ø 3.3mm, Länge 8mm	Titan	89,-
LAC-330100	ICX-Active Liquid	Ø 3.3mm, Länge 10mm	Titan	89,-
LAC-330125	ICX-Active Liquid	Ø 3.3mm, Länge 12,5mm	Titan	89,-
LAC-390080	ICX-Active Liquid	Ø 3.75mm, Länge 8mm	Titan	89,-
LAC-390100	ICX-Active Liquid	Ø 3.75mm, Länge 10mm	Titan	89,-
LAC-390125	ICX-Active Liquid	Ø 3.75mm, Länge 12,5mm	Titan	89,-
LAC-390150	ICX-Active Liquid	Ø 3.75mm, Länge 15mm	Titan	89,-
LAC-425080	ICX-Active Liquid	Ø 4.1mm, Länge 8mm	Titan	89,-
LAC-425100	ICX-Active Liquid	Ø 4.1mm, Länge 10mm	Titan	89,-
LAC-425125	ICX-Active Liquid	Ø 4.1mm, Länge 12,5mm	Titan	89,-
LAC-425150	ICX-Active Liquid	Ø 4.1mm, Länge 15mm	Titan	89,-
LAC-480080	ICX-Active Liquid	Ø 4.8mm, Länge 8mm	Titan	89,-
LAC-480100	ICX-Active Liquid	Ø 4.8mm, Länge 10mm	Titan	89,-
LAC-480125	ICX-Active Liquid	Ø 4.8mm, Länge 12,5mm	Titan	89,-
LAC-480150	ICX-Active Liquid	Ø 4.8mm, Länge 15mm	Titan	89,-



ICX-ACTIVE *LIQUID*/Single-Pack

Stück: € 119,-* inkl. steriler Verschlusschraube

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis*
S-LAC-330080	ICX-Active Liquid	Ø 3.3mm, Länge 8mm	Titan	119,-
S-LAC-330100	ICX-Active Liquid	Ø 3.3mm, Länge 10mm	Titan	119,-
S-LAC-330125	ICX-Active Liquid	Ø 3.3mm, Länge 12,5mm	Titan	119,-
S-LAC-390080	ICX-Active Liquid	Ø 3.75mm, Länge 8mm	Titan	119,-
S-LAC-390100	ICX-Active Liquid	Ø 3.75mm, Länge 10mm	Titan	119,-
S-LAC-390125	ICX-Active Liquid	Ø 3.75mm, Länge 12,5mm	Titan	119,-
S-LAC-390150	ICX-Active Liquid	Ø 3.75mm, Länge 15mm	Titan	119,-
S-LAC-425080	ICX-Active Liquid	Ø 4.1mm, Länge 8mm	Titan	119,-
S-LAC-425100	ICX-Active Liquid	Ø 4.1mm, Länge 10mm	Titan	119,-
S-LAC-425125	ICX-Active Liquid	Ø 4.1mm, Länge 12,5mm	Titan	119,-
S-LAC-425150	ICX-Active Liquid	Ø 4.1mm, Länge 15mm	Titan	119,-
S-LAC-480080	ICX-Active Liquid	Ø 4.8mm, Länge 8mm	Titan	119,-
S-LAC-480100	ICX-Active Liquid	Ø 4.8mm, Länge 10mm	Titan	119,-
S-LAC-480125	ICX-Active Liquid	Ø 4.8mm, Länge 12,5mm	Titan	119,-
S-LAC-480150	ICX-Active Liquid	Ø 4.8mm, Länge 15mm	Titan	119,-



Ø 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

GiganTium[®]

Der Elite-Werkstoff.




↳ $\geq 1.100 \text{ MPa}$
↳ 100 % Rein-Titan 4KV

Wir kennen kein Rein-Titan,
das stärker ist als GiganTium!

Der Elite-Werkstoff exklusiv für

ICX-DIAMOND[®]
DAS ELITE-IMPLANTAT VON MEDENTIS MEDICAL. **LIQUID**



ONE VISION - BE SMART. BE ICX.

medentis
medical

ÜBERSICHT: ICX-DIAMOND BL/TL *LIQUID* Implantate

ICX-DIAMOND PREMIUM BL LIQUID/6er-Pack

Stück: € 165,-*/6er-Pack: € 990,-*, frei wählbar, aus GiganTium

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis*
G-001-330080	ICX-Diamond Premium BL	Ø 3.3x8mm	GiganTium	165,-
G-001-330100	ICX-Diamond Premium BL	Ø 3.3x10mm	GiganTium	165,-
G-001-330125	ICX-Diamond Premium BL	Ø 3.3x12.5mm	GiganTium	165,-
G-001-390080	ICX-Diamond Premium BL	Ø 3.75x8mm	GiganTium	165,-
G-001-390100	ICX-Diamond Premium BL	Ø 3.75x10mm	GiganTium	165,-
G-001-390125	ICX-Diamond Premium BL	Ø 3.75x12.5mm	GiganTium	165,-
G-001-390150	ICX-Diamond Premium BL	Ø 3.75x15mm	GiganTium	165,-
G-001-425080	ICX-Diamond Premium BL	Ø 4.1x8mm	GiganTium	165,-
G-001-425100	ICX-Diamond Premium BL	Ø 4.1x10mm	GiganTium	165,-
G-001-425125	ICX-Diamond Premium BL	Ø 4.1x12.5mm	GiganTium	165,-
G-001-425150	ICX-Diamond Premium BL	Ø 4.1x15mm	GiganTium	165,-
G-001-480080	ICX-Diamond Premium BL	Ø 4.8x8mm	GiganTium	165,-
G-001-480100	ICX-Diamond Premium BL	Ø 4.8x10mm	GiganTium	165,-
G-001-480125	ICX-Diamond Premium BL	Ø 4.8x12.5mm	GiganTium	165,-
G-001-480150	ICX-Diamond Premium BL	Ø 4.8x15mm	GiganTium	165,-

BONELEVEL



ICX-DIAMOND PREMIUM TL LIQUID/6er-Pack

Stück: € 165,-*/6er-Pack: € 990,-*, frei wählbar, aus GiganTium

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis*
GT-001-330080	ICX-Diamond Premium TL	3.3x8mm	GiganTium	165,-
GT-001-330100	ICX-Diamond Premium TL	3.3x10mm	GiganTium	165,-
GT-001-330125	ICX-Diamond Premium TL	3.3x12.5mm	GiganTium	165,-
GT-001-345065	ICX-Diamond Premium TL	3.45x6.5mm	GiganTium	165,-
GT-001-345080	ICX-Diamond Premium TL	3.45x8mm	GiganTium	165,-
GT-001-345100	ICX-Diamond Premium TL	3.45x10mm	GiganTium	165,-
GT-001-345125	ICX-Diamond Premium TL	3.45x12.5mm	GiganTium	165,-
GT-001-390080	ICX-Diamond Premium TL	3.75x8mm	GiganTium	165,-
GT-001-390100	ICX-Diamond Premium TL	3.75x10mm	GiganTium	165,-
GT-001-390125	ICX-Diamond Premium TL	3.75x12.5mm	GiganTium	165,-
GT-001-425080	ICX-Diamond Premium TL	4.1x8mm	GiganTium	165,-
GT-001-425100	ICX-Diamond Premium TL	4.1x10mm	GiganTium	165,-
GT-001-425125	ICX-Diamond Premium TL	4.1x12.5mm	GiganTium	165,-
GT-001-480049	ICX-Diamond Premium TL	4.8x4.9mm	GiganTium	165,-
GT-001-480065	ICX-Diamond Premium TL	4.8x6.5mm	GiganTium	165,-
GT-001-480080	ICX-Diamond Premium TL	4.8x8mm	GiganTium	165,-
GT-001-480100	ICX-Diamond Premium TL	4.8x10mm	GiganTium	165,-
GT-001-480125	ICX-Diamond Premium TL	4.8x12.5mm	GiganTium	165,-

TISSUE LEVEL



Ø 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ÜBERSICHT: ICX-DIAMOND BL/TL *LIQUID* Implantate

ICX-DIAMOND ACTIVE MASTER **BL** LIQUID/6er-Pack

Stück: € 165,-*/6er-Pack: € 990,-*, frei wählbar, aus GiganTium

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis*
GAM-001-330080	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 3.3x8mm	GiganTium	165,-
GAM-001-330100	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 3.3x10mm	GiganTium	165,-
GAM-001-330125	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 3.3x12.5mm	GiganTium	165,-
GAM-001-390080	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 3.75x8mm	GiganTium	165,-
GAM-001-390100	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 3.75x10mm	GiganTium	165,-
GAM-001-390125	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 3.75x12.5mm	GiganTium	165,-
GAM-001-390150	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 3.75x15mm	GiganTium	165,-
GAM-001-425080	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 4.1x8mm	GiganTium	165,-
GAM-001-425100	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 4.1x10mm	GiganTium	165,-
GAM-001-425125	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 4.1x12.5mm	GiganTium	165,-
GAM-001-425150	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 4.1x15mm	GiganTium	165,-
GAM-001-480080	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 4.8x8mm	GiganTium	165,-
GAM-001-480100	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 4.8x10mm	GiganTium	165,-
GAM-001-480125	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 4.8x12.5mm	GiganTium	165,-
GAM-001-480150	ICX-Diamond Active Master BL	Ø 4.8x15mm	GiganTium	165,-

BONELEVEL




ICX-DIAMOND ACTIVE MASTER **TL** LIQUID/6er-Pack

Stück: € 165,-*/6er-Pack: € 990,-*, frei wählbar, aus GiganTium

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis*
GTAM-001-330080	ICX-Diamond Active Master TL	3.3x8mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-330100	ICX-Diamond Active Master TL	3.3x10mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-330125	ICX-Diamond Active Master TL	3.3x12.5mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-390080	ICX-Diamond Active Master TL	3.75x8mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-390100	ICX-Diamond Active Master TL	3.75x10mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-390125	ICX-Diamond Active Master TL	3.75x12.5mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-425080	ICX-Diamond Active Master TL	4.1x8mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-425100	ICX-Diamond Active Master TL	4.1x10mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-425125	ICX-Diamond Active Master TL	4.1x12.5mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-480080	ICX-Diamond Active Master TL	4.8x8mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-480100	ICX-Diamond Active Master TL	4.8x10mm	GiganTium	165,-
GTAM-001-480125	ICX-Diamond Active Master TL	4.8x12.5mm	GiganTium	165,-

TISSUE LEVEL



Ø 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

*ICX-Diamond Implantate zu 165,- zzgl. gestz. MwSt., nur im 6-er Pack, frei wählbar, erhältlich.
Definition von Giga-Titan = Rein Titan Grad 4KV mit 1.100 MPa.

ÜBERSICHT: ICX-ZYGOMA Implantate & Bohrer

ICX-ZYGOMA-Implantate

Stück: € 299,-* Ø 4,1mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	Material	*Preis (Euro)
ZYG-001-300300	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x30mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300325	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x32.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300350	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x35mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300375	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x37.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300400	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x40mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300425	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x42.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300450	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x45mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300475	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x47.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300500	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x50mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300525	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x52.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-300550	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x55mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337300	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x30mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337325	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x32.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337350	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x35mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337375	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x37.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337400	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x40mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337425	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x42.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337450	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x45mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337475	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x47.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337500	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x50mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337525	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x52.5mm rund	Titan	299,-
ZYG-001-337550	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x55mm rund	Titan	299,-



ICX-ZYGOMA-Bohrer

Stück: € 99,-*

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimensionen	*Preis (Euro)
ZYG-014-220350	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.2 x 35mm	99,-
ZYG-014-220450	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.2 x 45mm	99,-
ZYG-014-220550	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.2 x 55mm	99,-
ZYG-014-270350	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.7 x 35mm	99,-
ZYG-014-270450	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.7 x 45mm	99,-
ZYG-014-270550	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.7 x 55mm	99,-
ZYG-014-003350	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,15 x 35mm	99,-
ZYG-014-003450	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,15 x 45mm	99,-
ZYG-014-003550	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,15 x 55mm	99,-
ZYG-014-007350	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,6 x 35mm	99,-
ZYG-014-007450	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,6 x 45mm	99,-
ZYG-014-007550	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,6 x 55mm	99,-



ÜBERSICHT: ICX-ACTIVE-WHITE / ICX-TUBER / Implantate

ICX-TUBER-Implantate

Stück: € 159,-* Ø 4,1mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Material	Preis €*
	ICX-TUBER Implantate – zu je € 159,- nur im Single-Pack erhältlich!		
GAM-001-425175	Ø 4.1mm, Länge 17,5mm, ICX-TUBER Implantat	Titan	159,-
GAM-001-425200	Ø 4.1mm, Länge 20,0mm, ICX-TUBER Implantat	Titan	159,-
GAM-001-425225	Ø 4.1mm Länge 22,5mm, ICX-TUBER Implantat	Titan	159,-
GAM-001-425250	Ø 4.1mm Länge 25,0mm, ICX-TUBER Implantat	Titan	159,-




ICX-ACTIVE-WHITE-Keramik-Implantate (einteilig)

Stück: € 333,-* Ø 4,1mm


Artikel-Nr.

AW-002-425080	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 8mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm	333,-
AW-002-425100	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 10mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm	333,-
AW-002-425125	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 12,5mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm	333,-
AW-002-425150	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 15mm, einteilig, GH 2,5mm , K 4,5mm	333,-
AW-002-426080	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 8mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm	333,-
AW-002-426100	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 10mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm	333,-
AW-002-426125	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 12,5mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm	333,-
AW-002-426150	ICX-ACTIVE WHITE-Implantat Ø 4,1 · L 15mm, einteilig, GH 4,5mm , K 4,5mm	333,-

GH 2,5mm
Ø 4,1mm



GH 4,5mm
Ø 4,1mm



Hinweis: GH = Gingivahöhe

C-021-000002	ICX-Eindrehwerkzeug für ICX-ACTIVE WHITE		L 25,6mm	Edelstahl	49,-*
--------------	--	---	----------	-----------	--------------

Die spätere Abformung erfolgt, **ohne Abdruckkappen und Laboranaloge**, über die klassische Stumpf-abformung in der Praxis bis hin zum folgenden Sägemodell im Labor.



ÜBERSICHT: ICX-ALL-IN-ONE Bohrer


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Artikel	Preis €
C-018-100001	ICX-All-in-one Box, gefüllt		2.990,-*
AIO-014-007290	ICX-All-in-one Bohrer Ø 2.9 weiß ○		59,-*
AIO-014-007330	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.3 rosa ●		59,-*
AIO-014-007345	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.45 gelb ●		59,-*
AIO-014-007375	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.75 rot ●		59,-*
AIO-014-007410	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.1 grün ●		59,-*
AIO-014-007480	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.8 blau ●		59,-*
AIO-014-200000	ICX-All-in-one Vorbohrer		59,-*
AIO-014-290080	ICX-All-in-one Bohrer Ø 2,9 x 8mm, weiß ○		59,-*
AIO-014-290100	ICX-All-in-one Bohrer Ø 2.9 x 10mm, weiß ○		59,-*
AIO-014-290125	ICX-All-in-one Bohrer Ø 2.9 x 12.5mm, weiß ○		59,-*
AIO-014-330080	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.3 x 8mm, rosa ●		59,-*
AIO-014-330100	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.3 x 10mm, rosa ●		59,-*
AIO-014-330125	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.3 x 12.5mm, rosa ●		59,-*
AIO-014-345065	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.45 x 6.5mm, gelb ●		59,-*
AIO-014-345080	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.45 x 8mm, gelb ●		59,-*
AIO-014-345100	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.45 x 10mm, gelb ●		59,-*

ÜBERSICHT: ICX-ALL-IN-ONE Bohrer

AIO-014-345125	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.45 x 12.5mm, gelb ●		59,-*
AIO-014-375080	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.75 x 8mm, rot ●		59,-*
AIO-014-375100	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.75 x 10mm, rot ●		59,-*
AIO-014-375125	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.75 x 12.5mm, rot ●		59,-*
AIO-014-375150	ICX-All-in-one Bohrer Ø 3.75 x 15mm, rot ●		59,-*
AIO-014-410080	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.1 x 8mm, grün ●		59,-*
AIO-014-410100	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.1 x 10mm, grün ●		59,-*
AIO-014-410125	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.1 x 12.5mm, grün ●		59,-*
AIO-014-410150	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.1 x 15mm, grün ●		59,-*
AIO-014-480049	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.8 x 4.9mm, blau ●		59,-*
AIO-014-480065	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.8 x 6.5mm, blau ●		59,-*
AIO-014-480080	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.8 x 8mm, blau ●		59,-*
AIO-014-480100	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.8 x 10mm, blau ●		59,-*
AIO-014-480125	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.8 x 12.5mm, blau ●		59,-*
AIO-014-480150	ICX-All-in-one Bohrer Ø 4.8 x 15mm, blau ●		59,-*
AIO-014-004330	ICX-All-in-one Gewindebohrer Ø 3.3 rosa ●		59,-*
AIO-014-004375	ICX-All-in-one Gewindebohrer Ø 3.75 rot ●		59,-*
AIO-014-004410	ICX-All-in-one Gewindebohrer Ø 4.1 grün ●		59,-*
AIO-014-004480	ICX-All-in-one Gewindebohrer Ø 4.8 blau ●		59,-*

ÜBERSICHT: ICX-WASH-TRAY für ICX-ALL-IN-ONE Box

Pos-Nr./pos-no.	Menge/ quantity	Artikel-Nr./item no.	Bezeichnung/titel	Beschreibung/Description
1	2	AIO-014-200000	Ø 2,0	All in one Vorbohrer
2	1	AIO-014-290080	Ø 2,9 x 8	All in one Bohrer
3	1	AIO-014-290100	Ø 2,9 x 10	All in one Bohrer
4	1	AIO-014-290125	Ø 2,9 x 12,5	All in one Bohrer
5	1	AIO-014-007290	Ø 2,9 D1	All in one Bohrer
6	1	AIO-014-330080	Ø 3,3 x 8	All in one Bohrer
7	1	AIO-014-330100	Ø 3,3 x 10	All in one Bohrer
8	1	AIO-014-330125	Ø 3,3 x 12,5	All in one Bohrer
9	1	AIO-014-007330	Ø 3,3 D1	All in one Bohrer
10	1	AIO-014-004330	Ø 3,3	All in one Gewindeschneider
11	1	AIO-014-345065	Ø 3,45 x 6,5	All in one Bohrer
12	1	AIO-014-345080	Ø 3,45 x 8	All in one Bohrer
13	1	AIO-014-345100	Ø 3,45 x 10	All in one Bohrer
14	1	AIO-014-345125	Ø 3,45 x 12,5	All in one Bohrer
15	1	AIO-014-007345	Ø 3,45 D1	All in one Bohrer
16	1	AIO-014-375080	Ø 3,75 x 8	All in one Bohrer
17	1	AIO-014-375100	Ø 3,75 x 10	All in one Bohrer
18	1	AIO-014-375125	Ø 3,75 x 12,5	All in one Bohrer
19	1	AIO-014-375150	Ø 3,75 x 15	All in one Bohrer
20	1	AIO-014-007375	Ø 3,75, D1	All in one Bohrer
21	1	AIO-014-004375	Ø 3,75	All in one Gewindeschneider




ÜBERSICHT: ICX-WASH-TRAY für ICX-ALL-IN-ONE Box


22	1	AIO-014-410080	Ø 4,1 x 8	All in one Bohrer
23	1	AIO-014-410100	Ø 4,1 x 10	All in one Bohrer
24	1	AIO-014-410125	Ø 4,1 x 12,5	All in one Bohrer
25	1	AIO-014-410150	Ø 4,1 x 15	All in one Bohrer
26	1	AIO-014-007410	Ø 4,1, D1	All in one Bohrer
27	1	AIO-014-004410	Ø 4,1	All in one Gewindeschneider
28	1	AIO-014-480049	Ø 4,8 x 4,9	All in one Bohrer
29	1	AIO-014-480065	Ø 4,8 x 6,5	All in one Bohrer
30	1	AIO-014-480080	Ø 4,8 x 8	All in one Bohrer
31	1	AIO-014-480100	Ø 4,8 x 10	All in one Bohrer
32	1	AIO-014-480125	Ø 4,8 x 12,5	All in one Bohrer
33	1	AIO-014-480150	Ø 4,8 x 15	All in one Bohrer
34	1	AIO-014-007480	Ø 4,8, D1	All in one Bohrer
35	1	AIO-014-004480	Ø 4,8	All in one Gewindeschneider
36	4	C-014-350410	D=3.5/4.1mm	Parallelpin
37	4	C-014-230315	D=2.3/3.15mm	Parallelpin
38	1	960004		Bohrerverlängerung
39	1	C-014-006002		Knochenfraeser
40	1	C-014-006003	rosa / rose	ICX 3.3 Knochenfraeser
41	1	C-014-000003		Crestotom Bohrer
42	1	C-015-100007	ICX T-bona Schraube	ICX t-bona Einbringinstrument ISO-Schaft
43	1	C-020-000001	L=24mm	Multi Einbringinstrument ISO-Schaft
44	1	960002	hex 0.9mm L=20mm	Schraubendreher ISO-Schaft
45	1	C-015-100006		ICX-Mini Einbringinstrument ISO-Schaft
46	1	C-015-100033	hex 1.2mm mittel/middle	Schraubendreher ISO-Schaft
47	1	N-015-100002	L=29mm	ICX-3.3 Einbringinstrument ISO-Schaft
48	1	950098	hex 1.4mm mittel/middle	Schraubendreher ISO-Schaft
49	1	C-015-100002	L=29mm	ICX Einbringinstrument ISO-Schaft
50	2	960007		Universal Ratschenadapter
51	1	C-015-100029	hex 0.9mm	Schraubendreher
52	1	C-015-100030	hex 1.2mm mittel/middle	Schraubendreher
53	1	C-015-100025	hex 1.4mm mittel/middle	Schraubendreher
54	1	C-015-100009		ICX-Mini Konterwerkzeug
55	1	C-015-100003		Tiefenmesssonde
56	1	960001		Drehmomentratsche
57	1	C-018-010004		ICX-Wash-Tray AIO LEER 990,-€
-	1	C-018-110004		ICX-Wash-Tray AIO GEFÜLLT 3.290,-€



ÜBERSICHT: ICX-MAGELLAN BOX Inhalt




*Zuordnung der einzelnen Positions-Nummern
zu den Artikeln in der ICX-MAGELLAN Box.*




ÜBERSICHT: ICX-MAGELLAN BOX Inhalt

Pos.-Nr.		Artikel-Nr.	Benennung	Bezeichnung	Preis
1	1	C-032-133008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm,rose/rose I,D1	39,90*
2	1	C-032-033008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm,rose/rose I,D2-D3	39,90*
3	1	C-032-333008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm,rose/rose I,D4	39,90*
4	1	C-032-133010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm,rose/rose I,D1	39,90*
5	1	C-032-033010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm,rose/rose I,D2-D3	39,90*
6	1	C-032-333010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm,rose/rose I,D4	39,90*
7	1	C-032-133012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm,rose/rose I,D1	39,90*
8	1	C-032-033012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm,rose/rose I,D2-D3	39,90*
9	1	C-032-333012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm,rose/rose I,D4	39,90*
10	1	C-032-134506	ICX Magellan Bohrer	L=6.5mm, gelb/yellow III, D1	39,90*
11	1	C-032-034506	ICX Magellan Bohrer	L=6.5mm, gelb/yellow II, D2-3	39,90*
12	1	C-032-334506	ICX Magellan Bohrer	L=6.5mm, gelb/yellow I, D4	39,90*
13	1	C-032-134508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, gelb/yellow III, D1	39,90*
14	1	C-032-034508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, gelb/yellow II, D2-3	39,90*
15	1	C-032-334508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, gelb/yellow I, D4	39,90*
16	1	C-032-134510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, gelb/yellow III, D1	39,90*
17	1	C-032-034510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, gelb/yellow II, D2-3	39,90*
18	1	C-032-334510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, gelb/yellow I, D4	39,90*
19	1	C-032-134512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, gelb/yellow III, D1	39,90*
20	1	C-032-034512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, gelb/yellow II, D2-3	39,90*
21	1	C-032-334512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, gelb/yellow I, D4	39,90*
22	1	C-032-137508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, rot/red III, D1	39,90*
23	1	C-032-037508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, rot/red II, D2-3	39,90*
24	1	C-032-337508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, rot/red I, D4	39,90*
25	1	C-032-137510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, rot/red III, D1	39,90*
26	1	C-032-037510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, rot/red II, D2-3	39,90*
27	1	C-032-337510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, rot/red I, D4	39,90*
28	1	C-032-137512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, rot/red III, D1	39,90*
29	1	C-032-037512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, rot/red II, D2-3	39,90*
30	1	C-032-337512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, rot/red I, D4	39,90*
31	1	C-032-137515	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, rot/red III, D1	39,90*
32	1	C-032-037515	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, rot/red II, D2-3	39,90*
33	1	C-032-337515	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, rot/red I, D4	39,90*
34	1	C-032-141008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, grün/green III, D1	39,90*
35	1	C-032-041008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, grün/green II, D2-3	39,90*
36	1	C-032-341008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, grün/green I, D4	39,90*
37	1	C-032-141010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, grün/green III, D1	39,90*
38	1	C-032-041010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, grün/green II, D2-3	39,90*
39	1	C-032-341010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, grün/green I, D4	39,90*
40	1	C-032-141012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, grün/green III, D1	39,90*
41	1	C-032-041012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, grün/green II, D2-3	39,90*
42	1	C-032-341012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, grün/green I, D4	39,90*
43	1	C-032-141015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, grün/green III, D1	39,90*
44	1	C-032-041015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, grün/green II, D2-3	39,90*
45	1	C-032-341015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, grün/green I, D4	39,90*

ÜBERSICHT: ICX-MAGELLAN BOX Inhalt



*Zuordnung der einzelnen Positions-Nummern
zu den Artikeln in der ICX-MAGELLAN Box.*




ÜBERSICHT: ICX-MAGELLAN BOX Inhalt

46	1	C-032-148008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, blau/blue III, D1	39,90*
47	1	C-032-048008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, blau/blue II, D2-3	39,90*
48	1	C-032-348008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, blau/blue I, D4	39,90*
49	1	C-032-148010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, blau/blue III, D1	39,90*
50	1	C-032-048010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, blau/blue II, D2-3	39,90*
51	1	C-032-348010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, blau/blue I, D4	39,90*
52	1	C-032-148012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, blau/blue III, D1	39,90*
53	1	C-032-048012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, blau/blue II, D2-3	39,90*
54	1	C-032-348012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, blau/blue I, D4	39,90*
55	1	C-032-148015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, blau/blue III, D1	39,90*
56	1	C-032-048015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, blau/blue II, D2-3	39,90*
57	1	C-032-348015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, blau/blue I, D4	39,90*
58	1	C-032-033000	ICX Magellan Gingivastanze	rosa/rose	39,90*
59	1	C-032-034500	ICX Magellan Gingivastanze	gelb/yellow	39,90*
60	1	C-032-037500	ICX Magellan Gingivastanze	rot/red	39,90*
61	1	C-032-041000	ICX Magellan Gingivastanze	grün/green	39,90*
62	1	C-032-048000	ICX Magellan Gingivastanze	blau/blue	39,90*
63	1	C-032-000025	Magellan Vorbohrer	rosa/rose	39,90*
64	1	C-032-000024	ICX Corticalbohrer	rosa/rose	39,90*
65	1	C-032-000021	ICX Magellan Zentrierbohrer		39,90*
66	1	C-032-000022	ICX Magellan Vorbohrer	L=6.5mm	39,90*
67	1	C-032-233000	ICX Magellan Stoppbohrer	rosa/rose	39,90*
68	1	C-032-234500	ICX Magellan Stoppbohrer	gelb/yellow	39,90*
69	1	C-032-237500	ICX Magellan Stoppbohrer	rot/red	39,90*
70	1	C-032-241000	ICX Magellan Stoppbohrer	grün/green	39,90*
71	1	C-032-248000	ICX Magellan Stoppbohrer	blau/blue	39,90*
72	1	C-032-000020	ICX Magellan Bohrer	D=1.5mm	39,90*
73	4	C-032-000013	ICX Magellan Befestigungspin	D=1.5mm	29,-*
74	1	C-032-022150	ICX Magellan Bohrer	D=2.2mm lang/long	39,90*
75	1	C-032-000026	ICX 3.3 Magellan Einbringinstrument		29,-*
76	1	C-032-000014	ICX Magellan Einbringinstrument		29,-*
77	1	C-032-000015	ICX TL Magellan Einbringinstrument		29,-*
78	1	C-015-100025	Schraubendreher	hex 1.4mm L=26.6mm	49,-*
79	1	C-015-100030	Schraubendreher	hex 1.2mm	49,-*
80	2	960007	Universal Ratschenadapter		49,-*
81	1	960001	Drehmomentratsche		159,-*
82	1	C-015-100003	Tiefenmesssonde		79,-*
83	1	C-032-020110	ICX-Magellan Universalbohrer, kurz Ø2,0 für Löffel	L max. = 11 für Löffel H=10	39,90*
84	1	C-032-000007	ICX Magellan Universal-Löffel Ø 2,0	L = 28mm	39,90*
85	1	C-018-000004	ICX Magellan Box	ungefüllt	619,-*




ÜBERSICHT: ICX-WASH-TRAY für ICX-MAGELLAN Box

Pos-Nr./pos-no.	Menge/ quantity	Artikel-Nr./item no.	Bezeichnung/Designation	Beschreibung/Description
1	1	C-032-133008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm,rose/rose III,D1
2	1	C-032-033008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm,rose/rose II,D2-D3
3	1	C-032-333008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm,rose/rose I,D4
4	1	C-032-133010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm,rose/rose III,D1
5	1	C-032-033010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm,rose/rose II,D2-D3
6	1	C-032-333010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm,rose/rose I,D4
7	1	C-032-133012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm,rose/rose III,D1
8	1	C-032-033012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm,rose/rose II,D2-D3
9	1	C-032-333012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm,rose/rose I,D4
10	1	C-032-134506	ICX Magellan Bohrer	L=6.5mm, gelb/yellow III, D1
11	1	C-032-034506	ICX Magellan Bohrer	L=6.5mm, gelb/yellow II, D2-3
12	1	C-032-334506	ICX Magellan Bohrer	L=6.5mm, gelb/yellow I, D4
13	1	C-032-134508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, gelb/yellow III, D1
14	1	C-032-034508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, gelb/yellow II, D2-3
15	1	C-032-334508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, gelb/yellow I, D4
16	1	C-032-134510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, gelb/yellow III, D1
17	1	C-032-034510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, gelb/yellow II, D2-3
18	1	C-032-334510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, gelb/yellow I, D4
19	1	C-032-134512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, gelb/yellow III, D1



ÜBERSICHT: ICX-WASH-TRAY für ICX-MAGELLAN Box


Pos-Nr./pos-no.	Menge/ quantity	Artikel-Nr./item no.	Bezeichnung/Designation	Beschreibung/Description
20	1	C-032-034512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, gelb/yellow II, D2-3
21	1	C-032-334512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, gelb/yellow I, D4
22	1	C-032-137508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, rot/red III, D1
23	1	C-032-037508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, rot/red II, D2-3
24	1	C-032-337508	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, rot/red I, D4
25	1	C-032-137510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, rot/red III, D1
26	1	C-032-037510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, rot/red II, D2-3
27	1	C-032-337510	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, rot/red I, D4
28	1	C-032-137512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, rot/red III, D1
29	1	C-032-037512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, rot/red II, D2-3
30	1	C-032-337512	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, rot/red I, D4
31	1	C-032-137515	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, rot/red III, D1
32	1	C-032-037515	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, rot/red II, D2-3
33	1	C-032-337515	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, rot/red I, D4
34	1	C-032-141008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, grün/green III, D1
35	1	C-032-041008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, grün/green II, D2-3
36	1	C-032-341008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, grün/green I, D4
37	1	C-032-141010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, grün/green III, D1
38	1	C-032-041010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, grün/green II, D2-3
39	1	C-032-341010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, grün/green I, D4
40	1	C-032-141012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, grün/green III, D1
41	1	C-032-041012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, grün/green II, D2-3
42	1	C-032-341012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, grün/green I, D4
43	1	C-032-141015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, grün/green III, D1
44	1	C-032-041015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, grün/green II, D2-3
45	1	C-032-341015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, grün/green I, D4
46	1	C-032-148008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, blau/blue III, D1
47	1	C-032-048008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, blau/blue II, D2-3



ÜBERSICHT: ICX-WASH-TRAY für ICX-MAGELLAN Box

Pos-Nr./pos-no.	Menge/ quantity	Artikel-Nr./item no.	Bezeichnung/Designation	Beschreibung/Description
48	1	C-032-348008	ICX Magellan Bohrer	L=8mm, blau/blue I, D4
49	1	C-032-148010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, blau/blue III, D1
50	1	C-032-048010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, blau/blue II, D2-3
51	1	C-032-348010	ICX Magellan Bohrer	L=10mm, blau/blue I, D4
52	1	C-032-148012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, blau/blue III, D1
53	1	C-032-048012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, blau/blue II, D2-3
54	1	C-032-348012	ICX Magellan Bohrer	L=12.5mm, blau/blue I, D4
55	1	C-032-148015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, blau/blue III, D1
56	1	C-032-048015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, blau/blue II, D2-3
57	1	C-032-348015	ICX Magellan Bohrer	L=15mm, blau/blue I, D4
58	1	C-032-033000	ICX Magellan Gingivastanze	rosa/rose
59	1	C-032-034500	ICX Magellan Gingivastanze	gelb/yellow
60	1	C-032-037500	ICX Magellan Gingivastanze	rot/red
61	1	C-032-041000	ICX Magellan Gingivastanze	grün/green
62	1	C-032-048000	ICX Magellan Gingivastanze	blau/blue
63	1	C-032-000025	Magellan Vorbohrer	rosa/rose
64	1	C-032-000024	ICX Corticalbohrer	rosa/rose
65	1	C-032-000021	ICX Magellan Zentrierbohrer	
66	1	C-032-000022	ICX Magellan Vorbohrer	L=6.5mm
67	1	C-032-233000	ICX Magellan Stoppbohrer	rosa/rose
68	1	C-032-234500	ICX Magellan Stoppbohrer	gelb/yellow
69	1	C-032-237500	ICX Magellan Stoppbohrer	rot/red
70	1	C-032-241000	ICX Magellan Stoppbohrer	grün/green
71	1	C-032-248000	ICX Magellan Stoppbohrer	blau/blue
72	1	C-032-000020	ICX Magellan Bohrer	D=1.5mm
73	4	C-032-000013	ICX Magellan Befestigungspin	D=1.5mm
74	1	C-032-000026	ICX 3.3 Magellan Einbringinstrument	
75	1	C-032-000014	ICX Magellan Einbringinstrument	
76	1	C-032-000015	ICX TL Magellan Einbringinstrument	
77	1	C-032-022150	ICX Magellan Bohrer	D=2.2mm lang/long
78	2	960007	Universal Ratschenadapter	
79	1	C-015-100030	Schraubendreher	hex 1.2mm mittel/middle
80	1	C-015-100025	Schraubendreher	hex 1.4mm mittel/middle
81	1	C-015-100003	Tiefenmesssonde	
82	1	960001	Drehmomentratsche	
83	1	C-032-000007	ICX Magellan Universal-Löffel Ø 2,0	L = 28mm
84	1	C-032-020110	ICX-Magellan Universalbohrer, kurz Ø2,0 für Löffel	L max. = 11 für Löffel H=10
85	1	C-018-010003	ICX-Wash-Tray MAGELLAN LEER	990,- €
-	1	C-018-110003	ICX-Wash-Tray MAGELLAN GEFÜLLT	3.290,- €

ÜBERSICHT: ICX-WASH-TRAY für ICX-MAGELLAN Box



ÜBERSICHT:

ICX-Verschlusschrauben und Heilkappen (Gingivaformer)

Ø 3,45 bis Ø 4,8 mm Implantate

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-003-000001	ICX-Verschlusschraube	GH 0mm	Titan	16,50*	
C-003-000002	ICX-Verschlusschraube, steril (6er-Pack)	GH 0mm	Titan	99,-*	
C-003-000021	ICX-Verschlusschraube, blau , Ø 3,1mm	GH 2mm	Titan	16,50*	
C-003-000022	ICX-Verschlusschraube, blau , Ø 3,75mm	GH 0,5mm	Titan	16,50*	
C-004-444720	ICX-Heilkappe bottle size Ø 4,7/3,9mm	GH 2mm L 3,5mm	Titan	29,-*	Ø 4,7/3,9mm 
C-004-444730	ICX-Heilkappe bottle size Ø 4,7/3,9mm	GH 3mm L 4,5mm	Titan	29,-*	
C-004-444740	ICX-Heilkappe bottle size Ø 4,7/3,9mm	GH 4mm L 5,5mm	Titan	29,-*	
C-004-444750	ICX-Heilkappe bottle size Ø 4,7/3,9mm	GH 5mm L 6,5mm	Titan	29,-*	
C-004-004510	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 1mm	Titan	29,-*	Ø 4,7mm 
C-004-004520	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 2mm	Titan	29,-*	
C-004-004530	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 3mm	Titan	29,-*	
C-004-004540	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 4mm	Titan	29,-*	
C-004-004550	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 5mm	Titan	29,-*	
C-004-004560	ICX-Heilkappe Ø 4,7mm	GH 6mm	Titan	29,-*	
C-004-006020	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 2mm	Titan	29,-*	Ø 6mm 
C-004-006030	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 3mm	Titan	29,-*	
C-004-006040	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 4mm	Titan	29,-*	
C-004-006050	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 5mm	Titan	29,-*	
C-004-006060	ICX-Heilkappe Ø 6mm	GH 6mm	Titan	29,-*	
C-004-008030	ICX-Heilkappe Ø 8mm	GH 3mm	Titan	29,-*	Ø 8mm 
C-004-008050	ICX-Heilkappe Ø 8mm	GH 5mm	Titan	29,-*	

Hinweis: Das Eindrehmoment von 5 bis 10Ncm sollte nicht überschritten werden. Bitte alle ICX-Verschluss- und Heilkappen nur per Hand eindrehen. Es besteht die Gefahr, falls sie diese mit 20 oder mehr Ncm eindrehen, dass hierbei Konuskräfte entstehen, die ein späteres Lösen fast unmöglich machen.

Hinweis: L = Länge ab Implantatoberkante
GH = Gingivahöhe

ÜBERSICHT:

ICX-Heilkappen (Gingivaformer) individualisierbar (Provisorien)

Ø 3,45 bis Ø 4,8 mm Implantate

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-004-504720	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 4,7mm	GH 2mm K 6mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-504740	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 4,7mm	GH 4mm K 6mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-514720	ICX-Heilkappe, individualisierbar ohne hex , Ø 4,7mm	GH 2mm K 6mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-514740	ICX-Heilkappe, individualisierbar ohne hex , Ø 4,7mm	GH 4mm K 6mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-524706	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 5mm	L 6mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-524708	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 5mm	L 8,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-524710	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 5mm	L 10,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-526006	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 7mm	L 6,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-526008	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 7mm	L 8,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	
C-004-526010	ICX-Heilkappe, individualisierbar mit hex , Ø 7mm	L 10,5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-004-034550	Heilkappe 2-tlg. nur für TISSUE LEVEL (TL) Implantate rotationsgesichert	Ø 5mm L 5mm	PEEK, sterilisierbar	29,-*	



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-003-000100	ICX-Membranschraube bestehend aus Aufnahme- und Deckschraube	GH 1: 0,9mm Ø 1: 3,2mm GH 2: 0,9mm Ø 1: 3,9mm	Titan	29,-*	
C-015-100030	ICX-MULTI Sechskantinstrument SW 1,2mm mittel	SW 1,2mm	Edelstahl	49,-*	

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante

ÜBERSICHT: ICX-TL-Heilkappen konisch

Artikel-Nr.		Dimensionen	Material	*Preis €	
C-004-245010	ICX-TL-Heilkappen konisch	Ø 5mm 1mm GH	Titan	29,-*	
C-004-245020	ICX-TL-Heilkappen konisch	Ø 5mm 2mm GH	Titan	29,-*	
C-004-245030	ICX-TL-Heilkappen konisch	Ø 5mm 3mm GH	Titan	29,-*	
C-004-245040	ICX-TL-Heilkappen konisch	Ø 5mm 4mm GH	Titan	29,-*	
C-004-245060	ICX-TL-Heilkappen konisch	Ø 5mm 6mm GH	Titan	29,-*	

Artikel:

ICX-TL-Heilkappen konisch

- sie schützen die Tulpen-Plattform während des Einheilungsprozesses
- sie sind einteilig
- sie liegen auf der TL-Plattform und greifen um die 0,25mm zirkulär abfallende Tulpe
- der Konus liegt bei 4 Grad, Ø5,2mm



ÜBERSICHT: CERICX Heilkappen & Abdruckpfosten

Für ein exakt auf CERICX Abutments abgestimmtes und entsprechend ausgebildetes Emergenzprofil und seiner späteren Abformung. Dies macht es zum Komplettsystem.

Artikel-Nr.		Dimensionen	Material	*Preis €	
C-004-116001	CERICX-Heilkappe abgestimmt auf CERICX-Aufbau gerade 1mm C-036-A/B/C10501	Ø 6mm GH 3mm	Titan	29,-*	 Für ein optimal breiter ausgestaltetes Emergenz- profil (individuelle Abut- ments und Klebebasen)
C-004-116002	CERICX-Heilkappe abgestimmt auf CERICX-Aufbau gerade 2mm C-036-A/B/C10502	Ø 6mm GH 4mm	Titan	29,-*	
C-004-116003	CERICX-Heilkappe Abgestimmt auf CERICX-Aufbau gerade 3mm C-036-A/B/C10503	Ø 6mm GH 5mm	Titan	29,-*	
C-004-116004	CERICX-Heilkappe Abgestimmt auf CERICX-Aufbau gerade 4mm C-036-A/B/C10504	Ø 6mm GH 6mm	Titan	29,-*	
C-005-020005	CERICX Abdruckpfosten, geschlossen	Ø 7mm L 13mm	Titan	39,-*	
C-005-030012	CERICX Abdruckpfosten, offen, kurz	Ø 5,5mm L 9mm	Titan	39,-*	
C-005-030011	CERICX Abdruckpfosten, offen, lang	Ø 5,5mm L 16mm	Titan	39,-*	

Hinweis: GH = Gingivahöhe
L = Länge ab Implantatoberkante

Ø3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ÜBERSICHT: ICX-Abdruckpfosten

Ø 3,45 bis Ø 4,8 mm Implantate

ICX-Abformung, geschlossen

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-005-020002		ICX-Titan Abdruckpfosten, blau 3-teilig bestehend aus: Abformkörper geschlossen, Verbindungsschraube, Abdruckkappe	L 11,5mm inkl. Kappe	Titan	39,-*
C-005-040010		ICX-Abdruckkappe, blau, 10er-Pack		Kunststoff	59,-*

ICX-Abformung, offen

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-005-030001		ICX-Titan Abdruckpfosten, kurz , 2-teilig, Ø 4,5mm bestehend aus: Abformkörper offen, Verbindungsschraube, Abformhilfe	L 8mm	Titan	39,-*
C-005-030002		ICX-Titan Abdruckpfosten, lang , 2-teilig, Ø 4,5mm bestehend aus: Abformkörper offen, Verbindungsschraube, Abformhilfe	L 15,5mm	Titan	39,-*

ICX-Abdruckpfosten, offen, nonhex


Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-005-030021		ICX-Titan Abdruckpfosten, kurz , 2-teilig, Ø 4,4mm bestehend aus: Abformkörper offen, Verbindungsschraube, Abformhilfe	L 8,5mm	Titan	39,-*
C-005-030022		ICX-Titan Abdruckpfosten, lang , 2-teilig, Ø 4,4mm bestehend aus: Abformkörper offen, Verbindungsschraube, Abformhilfe	L 11,5mm	Titan	39,-*



Hinweis: L = Länge ab Implantatoberkante



ÜBERSICHT: ICX-Modellanaloge

Ø 3,45 bis Ø 4,8 mm Implantate

ICX-Modellanaloge


Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-006-010001		ICX-Modellanalog für Bonelevel (BL) Implantate Standard Nur für Gips-Modelle	L 15mm	Titan	19,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-006-010003		ICX-Modellanalog für Bonelevel (BL) Implantate CAD/CAM	L 10mm	Titan	19,-*
C-006-010008		ICX-Modellanalog für TISSUE LEVEL (TL) Implantate CAD/CAM	L 11,7mm	Titan	19,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-006-020003		ICX-Modellanalog (BL) Implantate CAD/CAM, verschraubbar	L 13mm	Titan	23,90*
C-006-020008		ICX-Modellanalog (TL) Implantate CAD/CAM, verschraubbar	L 14,7mm	Titan	23,90*

Hinweis: L = Länge





ICX-BL (Bone Level)
Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm

Art.-Nr.: C-006-010001





ICX-TL (Tissue Level)
Ø 3,45 · Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm

Art.-Nr.: C-006-010008

Ø 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ÜBERSICHT: ICX-Titan-Aufbauten

Für zementierte Versorgung

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensi- onen	Material	Preis €
C-007-010501	 Ø 5mm	ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 1 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010502		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard, Ø 5mm	GH 2 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010503		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard, Ø 5mm	GH 3 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010504		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 4 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010505		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 5 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010506		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 6 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-016501	 Ø 6,5mm	ICX-Titan-Aufbau, kurz, breit Ø 6,5mm	GH 1 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-016502		ICX-Titan-Aufbau, kurz, breit Ø 6,5mm	GH 2 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-016503		ICX-Titan-Aufbau, kurz, breit Ø 6,5mm	GH 3 mm K 4mm	Titan	39,-*




Alle Artikel C-007- inkl. Verbindungsschraube
C-007-000001




Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube
C-007-000002

Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe



ÜBERSICHT: ICX-Titan-Aufbauten

Für zementierte Versorgungen

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensi- onen	Material	Preis €
C-007-020501	 Ø 5mm	ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 1 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020502		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard, Ø 5mm	GH 2 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020503		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard, Ø 5mm	GH 3 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020504		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 4 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020505		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 5 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020506		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 6 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-026501	 Ø 6,5mm	ICX-Titan-Aufbau, lang, breit Ø 6,5mm	GH 1 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-026502		ICX-Titan-Aufbau, lang, breit Ø 6,5mm	GH 2 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-026503		ICX-Titan-Aufbau, lang, breit Ø 6,5mm	GH 3 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-010500	Nur auf Bonelevel (BL) Plattform: tangential auslaufend.  Ø 3,7mm	ICX-Titan-Aufbau, kurz, Ø 3,7mm Nicht für ICX-TL Implantate!	GH 0 mm L 5mm	Titan	39,-*
C-007-020500		ICX-Titan-Aufbau, lang, Ø 3,7mm Nicht für ICX-TL Implantate!	GH 0 mm L 7mm	Titan	39,-*
C-007-030500		ICX-Titan-Aufbau, extralang, Ø 3,7mm Nicht für ICX-TL Implantate!	GH 0 mm L 9mm	Titan	39,-*



Alle Artikel C-007- inkl. Verbindungsschraube
C-007-000001



Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube
C-007-000002

Ø 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ÜBERSICHT: ICX-Titan-Aufbauten (abgewinkelt über Fläche)

HINWEIS: Alle Ästhetik-Titan-Aufbauten sind über die Fläche des Sechskant-Rotationsschutzes abgewinkelt.

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-010-010010	 0°	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0°	GH 1: 1,0mm GH 2: 3,0mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-010030		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0°	GH 1: 3,0mm GH 2: 5,0mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020015	 15°	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 1: 1,5mm GH 2: 3,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020025		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 1: 2,5mm GH 2: 4,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020035		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 1: 3,5mm GH 2: 5,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020050		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 1: 5,0mm GH 2: 7,0mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040015	 25°	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 1: 1,5mm GH 2: 3,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040025		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 1: 2,5mm GH 2: 4,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040035		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 1: 3,5mm GH 2: 5,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040050		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 1: 5,0mm GH 2: 7,0mm K 7mm	Titan	79,-*

Ø3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001




Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube
C-007-000002

Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe · L = Länge ab Implantatoberkante

ÜBERSICHT: ICX-Titan-Aufbauten (abgewinkelt über Fläche)


Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-010-010005	 Nur für ICX-Bonelevel Implantate	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0° gerade, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
C-010-020005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau,, 15°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
C-010-040005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*



Auf BL-Plattform-Niveau



Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-024-110005	 Nur für ICX-TISSUE LEVEL Implantate	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0° gerade, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
C-024-120005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
C-024-140005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*



Auf TL-Plattform-Niveau



Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe · L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube
C-007-000002

Ø3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ÜBERSICHT: ICX-Universal-/ ICX-Steg-, Gold Aufbauten

ICX-Universal-Aufbauten (Teleskop-Technik, beschleifbar)

Kompakt, zweiteilig mit zentralen Schrauben-Zugangs-Kanal

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-009-100001		ICX-Universal-Aufbau, kurz, Ø 5,2mm	L 9,5mm	Titan	39,-*
C-009-100002		ICX-Universal-Aufbau, lang, Ø 5,2mm	L 14,5mm	Titan	39,-*
C-009-020001		ICX-Meso-Aufbau Ø 7mm	L 9mm	Titan	39,-*

Hinweis: L = Länge ab Implantatoberkante Durch ihre dickere Wandstärke sind sie vom Techniker individuell, im verantwortlichen Maße, als Primärteleskope zu beschleifen.

ICX-Steg-System-Aufbauten

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-011-030001		Kunststoffaufbau Sekundärteil, mit hex	L 9mm K 6,3mm Ø 4,5mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-011-030002		Kunststoffaufbau Sekundärteil, ohne hex	L 9mm K 6,3mm Ø 4,5mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-011-020002		Titanaufbau Sekundärteil, ohne hex	L 9mm K 6,3mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*
C-011-020003		Titanaufbau Sekundärteil, lang, ohne hex	L 13,5mm K 6,3mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*

ICX-TISSUE LEVEL (TL) Implantat Aufbauten

Artikel-Nr.	Nur passend auf TL Plattform	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-024-010501		ICX-(TL) Implantat Aufbau K 5mm, kurz, Ø 5mm	GH 0,25mm K 5mm	Titan	39,-*
C-024-020501		ICX-(TL) Implantat Aufbau K 7,5mm, lang, Ø 5mm	GH 0,25mm K 7,5mm	Titan	39,-*
C-024-120501		ICX-(TL) Implantat Aufbau K 7mm, lang, Ø 5mm	GH 0mm (äußerer Tulpen Ø)	Titan	39,-*

Hinweis: K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube C-007-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube C-007-000002



Auf innerem TL-Plattform-Niveau



Auf äußerem TL-Plattform-Niveau

ICX-Gold-Anguss und CoCr-NEM Anguss Technik

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-008-010001		ICX-Gold Aufbau (angussfähig) Ø 5mm mit hex	GH 1mm	Gold/ HSL-Legierung Ceramicor 0,49 g Goldanteil	109,-*
C-008-010002		ICX-Gold Aufbau (angussfähig) Ø 5mm ohne hex	GH 1mm	Gold/ HSL-Legierung Ceramicor 0,40 g Goldanteil	109,-*
C-029-000022		ICX- CoCr Aufbau (angussfähig mit NEM), mit hex	Ø 4,40 mm GH 0,5mm K 4mm	CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig (WAK-Werte beim Auf- brennen von Keramik beachten)	79,-
C-008-020001		ICX- CoCr Aufbau (angussfähig mit NEM), mit hex	Ø 4,40 mm GH 0,5mm K 4mm Kunststoffhülse 9mm	CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig (WAK-Werte beim Auf- brennen von Keramik beachten)	89,-

ICX-Kunststoffaufbauten, ausbrennbar

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-008-030001		ICX-Kunststoff Aufbau Ø 5mm mit hex komplett rückstandslos ausbrennbar	GH 1mm K 7mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-008-030002		ICX-Kunststoff Aufbau Ø 5mm ohne hex komplett rückstandslos ausbrennbar	GH 1mm K 7mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe · L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

Ø 3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8 mm

ICX-CAD/CAM-Klebe- und Scan-Körper

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-029-000004	 BL	ICX-Klebebasis, Nur für ICX-BL Plattform Ø 4,4mm mit hex	GH 0mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000005	 TL	ICX-Klebebasis Nur für ICX-TL Plattform Ø 4,4mm mit hex	GH 0mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000002		ICX-Klebebasis, Standard Ø 4,4mm mit hex	GH 0,5mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000008		ICX-Klebebasis, Ø 4,4mm mit hex	GH 1,5mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000007		ICX-Klebebasis, Ø 4,4mm mit hex	GH 2,5mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-001001		ICX-Steg-Klebebasis, Ø 4,4mm ohne hex (für Stege- und Brücken)	GH 0,5mm K 3,8mm	Titan	39,-*

C-030-000003		ICX-Scan-Körper für Intraoral-Scan und auch für Modellscan geeignet 2. Generation	L 12mm	Titan	39,-*
--------------	---	--	--------	-------	--------------



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

Ø3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Standard: ICX-ZERO BONE LOSS-Standard-Aufbauten


Einzelartikel · ICX-ZERO BONE LOSS®

für Standard ICX-Implantate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

Die Gruppierung der Farben in der VITA classical Farbfamilie ist wie folgt:
A1 - A4 (Rötlich-braunlich), B1 - B4 (Rötlich-gelblich), C1 - C4 (Graublau), D2 - D4 (Rötlich-grau)

*Die Preise gelten pro Artikel und zzgl. gesetzl. MwSt.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss Scan & Heilkappen für alle ICX-Implantat Durchmesser (Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8)		Preis €*
C-004-007F07	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=4mm, f. GH=1.5mm		 49,-
C-004-007F08	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=5mm, f. GH=2.5mm		
C-004-007F09	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=6mm, f. GH=3.5mm		
C-004-007P07	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=4mm, f. GH=1.5mm		
C-004-007P08	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=5mm, f. GH=2.5mm		 49,-
C-004-007P09	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=6mm, f. GH=3.5mm		
C-004-007M07	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molare, H=4mm, f. GH=1.5mm		
C-004-007M08	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molare, H=5mm, f. GH=2.5mm		
C-004-007M09	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molare, H=6mm, f. GH=3.5mm		 49,-

Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss CeriCX Abutment für alle ICX-Implantat Durchmesser (Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8)		Preis €*
C-036-A07F07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		 99,-
C-036-B07F07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
C-036-C07F07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
C-036-A07F08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, A		
C-036-B07F08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		 99,-
C-036-C07F08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, C		
C-036-A07F09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, A		
C-036-B07F09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, B		
C-036-C07F09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Frontzahn, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		 99,-
C-036-A07P07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		 99,-
C-036-B07P07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
C-036-C07P07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
C-036-A07P08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
C-036-B07P08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		 99,-
C-036-C07P08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		
C-036-A07P09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		
C-036-B07P09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		
C-036-C07P09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Prämolare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		 99,-
C-036-A07M07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, A		 99,-
C-036-B07M07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, B		
C-036-C07M07	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molare, 0° GH=2.5/3.5mm, f. H=4mm, C		
C-036-A07M08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, A		
C-036-B07M08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, B		 99,-
C-036-C07M08	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molare, 0° GH=3.5/4.5mm, f. H=5mm, C		
C-036-A07M09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, A		
C-036-B07M09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, B		
C-036-C07M09	ICX Zero Bone Loss CeriCX, Molare, 0° GH=4.5/5.5mm, f. H=6mm, C		 99,-

ICX-ZBL CAD/CAM-Klebe- und Scan-Körper

Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss abutment	Material	Preis €	
C-029-001102	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=0.5mm	Titan	49,-*	
C-029-001107	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=1.5mm, f.H=4mm	Titan	49,-*	
C-029-001108	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=2.5mm, f.H=5mm	Titan	49,-*	
C-029-001109	ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=3.5mm, f.H=6mm	Titan	49,-*	
C-029-001002	ICX Zero Bone Loss Klebebasis non-hex, Ø4.4, GH=0.5mm	Titan	49,-*	
C-029-001007	ICX Zero Bone Loss Klebebasis non-hex, Ø4.4, GH=1.5mm	Titan	49,-*	
C-029-001008	ICX Zero Bone Loss Klebebasis non-hex, Ø4.4, GH=2.5mm	Titan	49,-*	
C-029-001009	ICX Zero Bone Loss Klebebasis non-hex, Ø4.4, GH=3.5mm	Titan	49,-*	
C-030-000003	 ICX-Scan-Körper für Intraoral-Scan und auch für Modellscan geeignet	L 12mm	Titan	39,-*



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Standard: ICX-ZERO BONE LOSS-Standard-Aufbauten

ICX-ZERO BONE LOSS® Klebebasen & Heilkappen

2er Sets · für Standard ICX-Implantate ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8

Artikelnummer	ICX-ZERO BONE LOSS® KLEBEBASEN & HEILKAPPEN		Preis €*
C-004-007F07 & C-029-001107	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1,5 mm 		88,-
C-004-007F08 & C-029-001108	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2.5mm 		88,-
C-004-007F09 & C-029-001109	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Frontzahn, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3.5mm 		88,-
C-004-007P07 & C-029-001107	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1.5mm 		88,-
C-004-007P08 & C-029-001108	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2.5mm 		88,-
C-004-007P09 & C-029-001109	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Prämolare, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3.5mm 		88,-
C-004-007M07 & C-029-001107	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molar, H=4mm, f. GH=1.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=1.5mm, f.H=4mm GH=1.5mm 		88,-
C-004-007M08 & C-029-001108	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molar, H=5mm, f. GH=2.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=2.5mm, f.H=5mm GH=2.5mm 		88,-
C-004-007M09 & C-029-001109	ICX Zero Bone Loss, Scan & Heal, Molar, H=6mm, f. GH=3.5mm ICX Zero Bone Loss Klebebasis, Ø4.4, GH=3.5mm, f.H=6mm GH=3.5mm 		88,-

*Die Preise gelten pro 2er-Set und zzgl. gesetzl. MwSt.

**UNSERE ICX-APP.
KOSTENLOS
& BEQUEM
DOWNLOADEN.**



ZU DEN GIOI
FORTBILDUNGEN.



ZUM DOWNLOAD
DER ICX-APP.

ÜBERSICHT:

ICX-Cerec®-Klebebasen **NUR** für Sirona®-System

ICX-Cerec®-Klebebasen (**NUR** für das Sirona®-System)

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-029-000050		ICX-Cerec®-Klebebasis mit hex für Cerec® L-Block, inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 1mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*
C-030-000052		ICX-Cerec®- Scanpost L für C-029-000050 mit hex inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 2,5mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*
C-029-000051		ICX-Cerec®-Klebebasis mit hex für Cerec® L-Block, inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 2,5mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*
C-030-000053		ICX-Cerec®- Scanpost L für C-029-000051 mit hex inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 4mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe · L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001

HINWEIS: GENERELL IST IMMER EIN SCAN ÜBER DEN JEWEILIGEN SCANPOST ZU EMPFEHLEN! DABEI MUSS DER ENTSPRECHENDE DATENSATZ FÜR SCANPOST AUSGEWÄHLT WERDEN.

DER DAZUGEHÖRIGE DATENSATZ CAD/CAM IST ALS DATENSATZ **NBA 4.5 (L-BLOCK)** IM SIRONA®-SYSTEM HINTERLEGT.

Ø3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ICX E. Steger-Klebeabutment **NUR** für ZirkonZahn-System

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-029-000021		ICX Klebebasis für ZirkonZahn-System Ø 5,1mm mit hex	GH 1mm K 4mm	Titan	39,-*

Hinweis: K = Länge des Stumpfes ab Präpgrenze



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

ÜBERSICHT: CERICX-Zirkon-Abutments



0° Grad und 15° Grad – mit optimierter Prägengrenze für intraorale Scansysteme
und Cerec®-Scans – in drei Zahnfarben und 5 Gingiva-Höhen:

Jeweils erhältlich in drei Zahnfarben (Molare nur in B)

Zahnfarbe „hell“ — **A**
entspricht:
ca. A1, A2, B1


Zahnfarbe „standard“ — **B**
entspricht:
ca. A3, B2

Zahnfarbe „dunkel“ — **C**
entspricht:
ca. A3,5 B3



Erklärung der unterschiedlichen Maßangaben,
(Dimensionen) anhand eines CERICX-Beispiel-Artikels

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-036-A/B/C 10501	CERICX Aufbau gerade 1mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 1,2mm GH 2: 3,1mm K: 6,5mm	Titan	99,-*



Zur Bestimmung der richtigen Gingivahöhe (GH)
beachten Sie die dazugehörigen **Dimensionen**!

B Zahnfarbe „standard“

Artikel-Nr.	Artikel-CERICX-Molare	Dimensionen	Material	Preis €	B - „standard“
C-034-B 00525	CERICX-Aufbau-Molar GH 2,5mm Stumpf und Emergenzprofil sind nach molarer Zahnform gestaltet.	Breite: Ø 9,6mm Tiefe: Ø 8,1mm GH 1: 3,2mm GH 2: 5,2mm K: 6,8mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-034-B 00535	CERICX-Aufbau-Molar GH 3,5mm Stumpf und Emergenzprofil sind nach molarer Zahnform gestaltet.	Breite: Ø 9,6mm Tiefe: Ø 8,1mm GH 1: 4,2mm GH 2: 6,2mm K: 6,8mm	Zirkon/ Titan	99,-*	

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

ÜBERSICHT: CERICX-Zirkon-Abutments

CERICX-Aufbauten (abgewinkelt über Fläche)

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-036-A/B/C 10501	CERICX Aufbau gerade 1mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 1,2mm GH 2: 3,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	A = Zahnfarbe „hell“  B = Zahnfarbe „standard“  C = Zahnfarbe „dunkel“ 
C-036-A/B/C 10502	CERICX Aufbau gerade 2mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 2,2mm GH 2: 4,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 10503	CERICX Aufbau gerade 3mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 3,2mm GH 2: 5,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 10504	CERICX Aufbau gerade 4mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 4,2mm GH 2: 6,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 10505	CERICX Aufbau gerade 5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 5,2mm GH 2: 7,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 20005	CERICX 15° Aesthetik 0,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 1,2mm GH 2: 3,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	A = Zahnfarbe „hell“  B = Zahnfarbe „standard“  C = Zahnfarbe „dunkel“ 
C-036-A/B/C 20015	CERICX Aufbau 15° Aesthetik 1,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 2,2mm GH 2: 4,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 20025	CERICX Aufbau 15° Aesthetic 2,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 3,2mm GH 2: 5,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 20035	CERICX Aufbau 15° Aesthetik 3,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 4,2mm GH 2: 6,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 20045	CERICX Aufbau 15° Aesthetik 4,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 5,2mm GH 2: 7,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	

0° Grad und 15° Grad – mit optimierter Prägengrenze für intraorale Scansysteme und Cerec®-Scans – in drei Zahnfarben und 5 Gingiva-Höhen:

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

Ø3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

ÜBERSICHT: (abgewinkelt über Fläche)

ICX-MULTI®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

**Nur für Steg, Brücken und verblockte Kronen Versorgung –
nicht für Einzelzahn- und Teleskop-Versorgungen geeignet!**

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €
C-020-750000	 BL	Nur für BL Plattform! ICX-MULTI Aufbau, gerade, GH 0mm	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750001	 TL	Nur für TL Plattform! ICX-MULTI Aufbau, gerade, GH 0mm	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Titan	39,-*

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm / Schraubendreher SW 1,2mm


Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-020-750010		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 1mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750020		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 2mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750030		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 3mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750040		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 4mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750050		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 5mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-751705		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 1,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-751715		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 2,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-751725		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 2,5mm GH lang 3,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-751735		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 4,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753505		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 3,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753515		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 4,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753525		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 2,5mm GH lang 5,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753535		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 6,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*



Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe




inkl. Basisschraube C-020-000010
(Verbindungsschraube zum Implantat)



ÜBERSICHT: (abgewinkelt über Fläche)

ICX-MULTI®-Konzept = 4-ON-ICX und 6-ON-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000005		ICX-MULTI Schutzkappe	Ø 4,8 L 4,6mm	Titan	19,-*
C-005-070001		ICX-MULTI Abdruckpfosten, geschlossen, inkl. Abdruckkappe	L 11mm	Titan	29,-*
C-005-070002		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, kurz inkl. Abformhilfe	L 13mm	Titan	29,-*
C-005-070020		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, lang inkl. Abformhilfe	L 16,7mm	Titan	29,-*
C-006-010007		ICX-MULTI Modellanalog CAD/CAM	L 11mm K 2,2mm	Titan	19,-*
C-020-951120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Titan	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Titan	39,-*
C-020-952120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Kunststoff	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Kunststoff ausbrennbar	19,-*
C-020-953120		ICX-MULTI Prothetikaufbau PEEK (Provisorium/Bissregistrierung)	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Peek	19,-*
C-029-002010		ICX-MULTI Klebebasis (für Stege und Kunststoff- Verblendbrücken)	Ø 4,8 GH 1,5mm L 5,5mm	Titan	39,-*
C-029-002011		ICX-MULTI Klebebasis GH 0mm, (für Keramik-Verblendbrücken)	Ø 5,4mm, L 5,5mm	Titan	39,-*
C-030-000010		ICX-MULTI Scankappe	L 12,5mm B 4,5mm T 6,5mm	Peek	39,-*
C-030-000013		ICX Multi Scanbasis schmal	Ø 4,10mm L 10mm	Titan	39,-*
C-031-100001		ICX-Maximus-Kappe, GH 3mm, (zzgl. GH ICX-MULTI Aufbau)	Ø 4,8 L 4,4mm	Titan	39,-*



inkl. Prothetikschaube C-020-000011 (Verbindungsschraube zum ICX-MULTI-Aufbau)

ÜBERSICHT: ICX-MULTI®-Konzept = 4-on-ICX und 6-on-ICX

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €
C-020-956120		ICX-MULTI Prothetikaufbau CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig	Ø 4,8mm L 7mm	CoCr Biodur CCM/ BC	49,-*
C-020-955120		ICX-MULTI-Schweißaufbau 1. Generation zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 4,8mm L 12mm	Titan	39,-*
C-020-955121		ICX-MULTI-Schweißaufbau 2. Generation zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 5,1mm L 10,5mm	Titan	39,-*

 inkl. Prothetikschaube C-020-000011
(Verbindungsschraube zum ICX-multi-Aufbau)

Einsatzbereich und Indikation

Das ICX-MULTI® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-015-100030	ICX-MULTI Sechskantinstrument SW 1,2mm mittel	SW 1,2mm	Edelstahl	49,-*	
C-020-000001	ICX-MULTI Eindrehinstrument SW 3,2mm für gerade multi-Aufbauten Zwingend erforderlich!	SW 3,2mm	Edelstahl	49,-*	

**UNSERE ICX-APP.
KOSTENLOS
& BEQUEM
DOWNLOADEN.**



ZU DEN GIOI
FORTBILDUNGEN.



ZUM DOWNLOAD
DER ICX-APP.



HAPPY LIFE* GARANTIE!

GIBT IHNEN SICHERHEIT.



FÜR GLÜCKLICHE ZAHNÄRZTE-INNEN
UND GLÜCKLICHE PATIENTEN.

DAS IST ICX!

Mehr Infos!



FAIR UND ERFOLGREICH. SEIT ÜBER 20 JAHREN.


BEISPIELOSE SERVICE-LEISTUNG
FÜR ICX-KUNDEN – VON ANFANG AN.

**"Happy LIFE Garantie" bedeutet so lange, wie es medizinisch möglich ist, den Patienten mit einer neuen dentalen Versorgung unter Zuhilfenahme von Implantaten zu versorgen. Die "Happy LIFE Garantie" gilt nur für verkaufte ICX-Implantate in Deutschland, Österreich und der Schweiz.


Die HAPPY LIFE*-ICX-Garantie gilt nur: – wenn ausschließlich Original ICX-Artikel von medentis medical verwendet wurden/werden.
Sollten Aufbauten oder andere Teile von Fremdanbietern verwendet werden, entfällt die komplette Garantie.

ÜBERSICHT: ICX-t-bona Kugelkopf-System

Patrizen

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-022-060001		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 1mm	Titan	59,-*
C-022-060002		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 2mm	Titan	59,-*
C-022-060003		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 3mm	Titan	59,-*
C-022-060004		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 4mm	Titan	59,-*
C-015-100007		ICX-t-bona Kugelkopf Einbringinstrument	L 19mm	Edelstahl	49,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe



ICX-SHOP!




ZU DEN GIOI
FORTBILDUNGEN.



ÜBERSICHT: ICX-t-bona Kugelkopf-System

t-ecco/Matrize

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
T-13825		t-ecco, Matrize, komplett, inkl. goldener Innenmatrize, rotem Kunststoffhilfsring und Modellanalog	Titan plus AuPt	49,-*
T-13836		t-ecco, Matrize, einzeln Ohne goldene Innenmatrize	Titan	35,-*
T-13833		t-ecco, goldene Innenmatrize	AuPt	35,-*
T-13846		t-ecco, Goldfarbene Innenmatrize (schwach)	Titan Grad5	35,-*
T-13845		t-ecco, rot Innenmatrize (stark)	Titan Grad5	35,-*
EK-833102		Modellanalog	Titan	9,90*
T-10571		t-ecco-Aktivator/Deaktivator	Edelstahl	49,-*
960002		Instrument Sechskant, SW 0,9 kurz, L 20mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		Instrument Sechskant, SW 0,9 lang, einteilig L 35mm	Edelstahl	49,-*

Dalbo®-PLUS/Matrize

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
DP-055890		Dalbo PLUS Female TE elliptisch Komplett inkl. Dalbo-PLUS-Lamelleneinsatz ohne Rillen Markierung mit Modellanalog	Titan plus Elitor	79,-*
DP-055643		Dalbo PLUS Lamelleneinsatz (ohne Rillen Markierung)	Elitor	49,-*
DP-050068		Dalbo PLUS Tuning-Soft-Lamelleneinsatz (1 Rillen Markierung) bei Kugelkopfverschleiß um bis zu 0,05mm	Elitor	49,-*
DP-055687		Dalbo PLUS Tuning-Lamelleneinsatz (2 Rillen Markierungen) bei Kugelkopfverschleiß von 0,05mm bis zu 0,08mm	Elitor	49,-*
DP-072609		Dalbo PLUS Werkzeug/Aktivator (pro ¼ Umdrehung erhöht sich die Abzugskraft um 200g)	Edelstahl	39,-*

Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt das Dalbo-PLUS Werkzeug (DP-072609) um die Retention individuell situationsgerecht einzustellen.

ÜBERSICHT: ICX-Maximus-Aufbauten, klassisch einteilig

Patrizen

Bitte beachten:

Bei einer exakten Gingivahöhe von z.B. 1mm verbleibt zusätzlich zwischen okklusaler Gingiva und unterem Rand der Matrizenversorgung eine für die Hybridversorgung wichtige Distanz von 0,5mm.

ICX-Maximus-Aufbauten, klassisch-kompakt einteilig


Diese Patrizen werden eingedreht.

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-031-020001		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 1mm	Titan	99,-*
C-031-020002		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 2mm	Titan	99,-*
C-031-020003		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 3mm	Titan	99,-*
C-031-020004		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 4mm	Titan	99,-*

Der ein-, & zweiteilige ICX-MAXIMUS-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical, kompatibel zu den Locator™-Aufbauten. **Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!**

Hinweis: GH = Gingivahöhe

C-015-100018		Dreikant-Eindrehwerkzeug 25mm (kurz)	Edelstahl	29,-*
C-015-100031		Dreikant-Eindrehwerkzeug 30mm (lang)	Edelstahl	29,-*



ÜBERSICHT: ICX-Maximus-Aufbauten, zweiteilig

ICX-Maximus-Aufbauten, zweiteilig

Patrize mit Schrauben-Zugangs-Kanal & Basisschraube

Diese rotationsgesicherten Aufbauten werden gesteckt und verschraubt

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-031-010001		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 1mm	Titan	99,-*
C-031-010002		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 2mm	Titan	99,-*
C-031-010003		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 3mm	Titan	99,-*
C-031-010004		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 4mm	Titan	99,-*
C-031-010005		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 5mm	Titan	99,-*

Der ein-, & zweiteilige ICX-MAXIMUS-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical, kompatibel zu den Locator™-Aufbauten. **Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!**

Artikel inkl. Verbindungsschraube



C-031-000001

Hinweis: Wird eingebracht mit 1,4mm Sechskant-Einbringinstrument

C-031-000001		ICX-Maximus Verbindungsschraube	Titan Grad 5	9,-*
--------------	---	---------------------------------	--------------	-------------

Siehe Seite 75		ICX-Sechskantinstrumente SW 1,4mm	Edelstahl
----------------	---	--	-----------

Ø3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

Sie haben noch Fragen?

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie unter:

Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19.00 Uhr

E-Mail: info@medentis.de

www.medentis.de

ICX-SHOP!



ÜBERSICHT: ICX-Maximus-Zubehör

Matrizen

ICX-Maximus-Zubehör:

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-851902		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (2er Pack)	43,50*
C-031-851910		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (10er Pack)	199,-*
C-031-009142		Matrize	Titan	19,-*
C-031-851500		Laboreinsatz schwarz, keine Retention (Labor)	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852400		Retentionseinsatz transparent Abzugskraft ca. 2,3 kg , stark Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852700		Retentionseinsatz pink Abzugskraft ca. 1,6 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852900		Retentionseinsatz blau Abzugskraft ca. 0,7 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854700		Retentionseinsatz grün Abzugskraft ca. 1,8 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854800		Retentionseinsatz rot Abzugskraft ca. 0,4 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852300		ICX-Maximus Block out Spacer, 2er Pack	Kunststoff (2er Pack)	19,-*

Ø3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

Besuchen Sie unseren ICX-Shop.



ÜBERSICHT: ICX-Maximus-Zubehör

Matrizen

ICX-Maximus-Zubehör:

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-015-100032		Core Tool (Allzweckinstrument)	Edelstahl	66,-*
C-031-850501		Abdruckkappe	Titan (4er Pack)	59,-*
C-031-853000		Modellanalogue Ø 4mm	Titan (4er Pack)	59,-*
C-015-100018		Eindrehwerkzeug 25mm (kurz)	Edelstahl	29,-*
C-015-100031		Eindrehwerkzeug 30mm (lang)	Edelstahl	29,-*

Ø3,45 / 3,75 / 4,1 / 4,8mm

UNSERE ICX-APP.
KOSTENLOS
& BEQUEM
DOWNLOADEN.



ZU DEN GIOI
FORTBILDUNGEN.



ZUM DOWNLOAD
DER ICX-APP.

ÜBERSICHT: ICX-Instrumenten Box

Pos.-Nr.	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
1	1	C-018-000104	ICX Instrumenten Box (leer)	249,-*
1	1	C-018-000105	ICX Instrumenten Box (gefüllt)	499,-* komplett gefüllte Box!
2	1	C-015-100007	ICX t-bona Einbringinstrument ISO-Schaft	
3	1	C-021-000002	Vierkantschlüssel ISO-Schaft NICHT MEHR ENTHALTEN! ○	
4	1	960004	Bohrerverlängerung	
5	1	C-020-000001	Multi Einbringinstrument ISO-Schaft	
6	1	C-015-100031	Maximus Einbringinstrument ISO-Schaft	
7	1	950099	Schraubendreher ISO-Schaft	
8	1	C-015-100033	Schraubendreher ISO-Schaft	
9	1	960002	Schraubendreher ISO-Schaft	
10	1	C-015-100029	Schraubendreher	
11	1	C-015-100030	Schraubendreher	
12	1	C-015-100025	Schraubendreher	
13	1	C-015-100005	ICX Aufbautenabzieher	
14	1	DP-072609	Dalbo PLUS Werkzeug/Aktivator	
15	1	960001	Drehmomentratsche	
16	1	C-015-100009	ICX-Mini Konterwerkzeug	
17	1	960007	Universal Ratschenadapter	
18	1	T-10571	t-ecco Aktivator/Deaktivator	




ÜBERSICHT: ICX-Try-in-Box / ICX-Bone-Spreader-Box

Pos.-Nr.	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
1	1	C-018-030001	ICX-Try-in-Box	99,-*



Pos.-Nr.	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
1	1	C-018-100019	ICX-Bone-Spreader-Box	429,-*




ICX DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ICX-Implantat-Einbringinstrumente

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-015-100006		ICX-Einbringinstrument, Für alle ICX-MINI-Implantate Ø 2,9mm	Edelstahl	49,-*
C-021-000002		ICX-Einbringinstrument / Für alle WHITE-Keramik-Implantate & Massivabutments	Edelstahl	49,-*
C-015-100001		ICX-Einbringinstrument (ISO-Schaft) L 23mm, kurz Für alle ICX-Implantate: Ø 3,45/3,75/4,1/4,8	Edelstahl	29,-*
C-015-100002		ICX-Einbringinstrument (ISO-Schaft) L 29mm, mittel Für alle ICX-Implantate: Ø 3,45/3,75/4,1/4,8	Edelstahl	29,-*
C-015-100004		ICX-Einbringinstrument (ISO-Schaft) L 40mm, lang Für alle ICX-Implantate: Ø 3,45/3,75/4,1/4,8	Edelstahl	29,-*
C-015-100021		ICX-Einbringinstrument, L 30mm, einteilig, mittel Für alle ICX-Implantate: Ø 3,45/3,75/4,1/4,8	Edelstahl	49,-*
C-015-100040		ICX-Einbringinstrument, (ISO-Schaft) arretierte Haltefunktion, L 30mm	Edelstahl	59,-*
C-015-100035		ICX-Einbringinstrument, arretierte Haltefunktion, L 31mm	Edelstahl	79,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-015-100000		ICX-Einbringinstrument mit Verschraubung		Einzel-Preis: 79,-
C-015-110000		ICX-Einbringinstrument schmal mit Verschraubung		Einzel-Preis: 79,-
C-015-100000 und C-015-110000		Im Set (*gültig bis auf Widerruf): 1 x ICX-Einbringinstrument mit Verschraubung und 1 x ICX-Einbringinstrument schmal mit Verschraubung	----- Sets	Set-Preis: 129,-
2 x C-015-100000		Im Set (*gültig bis auf Widerruf): 2 x ICX-Einbringinstrument mit Verschraubung	----- Sets	Set-Preis: 129,-
2 x C-015-110000		Im Set (*gültig bis auf Widerruf): 2 x ICX-Einbringinstrument schmal mit Verschraubung	----- Sets	Set-Preis: 129,-

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
960001		Drehmomentratsche	Edelstahl	159,-

ICX–Sechskantinstrumente (Schraubendreher)


Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
950099		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,4mm mittel, L 24mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschlusschrauben	Edelstahl	29,-*
950098		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,4mm lang, L 28mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschlusschrauben	Edelstahl	29,-*
950097		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,4mm extra lang, L 45mm für alle Schrauben der Aufbauten sowie Heil- Verschlusschrauben	Edelstahl	29,-*
C-015-100023		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,4mm , kurz, L 21mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100025		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,4mm , mittel, L 27mm für alle Schrauben der Aufbauten	Edelstahl	49,-*
C-015-100024		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,4mm , lang, L 31mm	Edelstahl	49,-*
Nur für ICX-3.3mm und MULTI-System				
C-015-100033		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,2mm , L 25mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100043		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , kurz, L 23mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100030		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , mittel, L 27mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100036		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , L 32mm	Edelstahl	49,-*
Nur für ICX-2.9mm Verschlusschrauben und t-ecco Matrizen-Einsätze				
960002		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 0,9mm , L 20mm für t-ecco Innenmatrize und ICX-mini-Verschlusschrauben	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 0,9mm , L 38,5mm für t-ecco Innenmatrize und ICX-mini-Verschlusschrauben	Edelstahl	49,-*
Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
960007		ICX-Ratschenadapter für alle Instrumente mit ISO-Schaft Anbindung		49,-

Hinweis: Alle Drehmoment-Ratschen jedes Herstellers mit einem ISO-Schaft-Adapter, können mit unseren ISO-Schaft Instrumenten kombiniert werden.

ÜBERSICHT: ICX-Verbindungsschrauben



ICX-Sechskantinstrument
SW 1.2mm



C-020-300000
ICX Multi Delta Verbindungsschraube



C-020-300011
ICX Multi Delta Prothetikschrabe




ICX DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.


ÜBERSICHT: ICX-Verbindungsschrauben



ICX-Sechskantinstrument
SW 1.4mm



ICX-Sechskantinstrument
SW 1.2mm



EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



5 Ncm bis 10 Ncm (handfest)	
Verschlusschrauben	
Gingivaformer	
Abdruckpfosten	
Aufbauten aus Kunststoff	

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



max. 15 Ncm	
Scankörper und alle anderen Aufbauten aus PEEK	

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE



max. 30 Ncm	
alle Titan Abutments	
Klebebasen	
CERICX	
Kugelkopf	
Maximus	
ICX-multi Aufbauten	(okklusale Verschraubung mit 15 Ncm)



ICX-Implantate

Allgemeine Insertion:

Nicht weniger als
15Ncm

und

nicht mehr als
55Ncm.

Sofortbelastung:

Nicht weniger als
35Ncm

ICX-ACTIVE MASTER -Implantate

Im interforaminalen
Bereich
nicht mehr als
40Ncm



ICX-DENTA5[®]

DAS 5-ACHS-DENTAL-FRÄSZENTRUM VON MEDENTIS.



CAD/CAM.
NEU DEFINIERT.



ICX-DENT

medentis
medical

ICX-DENTA5®

***Wir sind der digitale Arm
der medentis-Familie!***

Unser Leitsatz „Qualität und Service für unsere Kunden“ wird auch hier gelebt und ist die Basis unseres Fräs- und Dienstleistungszentrums. Es ist unsere Aufgabe innovatives zu gestalten, in der Zahntechnik für Sie zu erkennen und in der Entwicklung und Erprobung neue Maßstäbe zu setzen.

ICX-DENTA5® – unsere Produkte für Sie.

Die ständige Entwicklung und Erprobung auf höchstem Niveau bietet unseren Kunden innovatives in der Zahntechnik und die daraus resultierenden anwenderfreundlichen Produkte.

Bei ICX-DENTA5 erhalten Sie hochwertigen Zahnersatz aus verschiedenen Materialien und in allen Indikationen – direkt von unseren kompetenten Ansprechpartnern.




SERVICE HOTLINE:

Telefonische Unterstützung
und Beratung unter:

+49 (0)2641 9110-0


Montag - Freitag,
07:30 - 19:00 Uhr

TA5



ICX-MAGELLAN X

DER DIGITALE ICX-WORKFLOW!



79,- €*
Je geführter
Bohrschablone**
*zzgl. gesetzl. MwSt.



**Unabhängig von der Anzahl der Implantate, inkl. bis zu 14 Bohr- & bis zu 6 Fixierhülsen je Kiefer – bei angelieferten STL-Dateien und kostenfreier Express-Lieferung!



ALLES AUS EINER HAND.



**DIGITALER
ICX-WORKFLOW**

Digitaler ICX-Workflow und 3D-gedruckte ICX-Bohrschablonen

DER DIGITALE WORKFLOW IST MIT ICX-MAGELLAN X REALITÄT!

ARBEITEN SIE IM TEAM IN DER CLOUD: der Chirurg plant ... der Zahntechniker kann dies sofort kommentieren und der Prothetiker beobachtet und kann jederzeit per Mausklick eingreifen. Die Implantatplanung wird so perfektioniert – kürzere Behandlungszeiten, planbare gewünschte Ergebnisse und zufriedene Prothetiker.

ICX-SHOP!



ICX-MAGELLAN X

Die „All-in-one“ Planung in der Cloud ... Arbeiten Sie im Team in der CLOUD!



Mit 1 Lizenz = Mehrplatzversionen
Immer & überall unbegrenzten Zugriff auf die
cloudbasierte ICX-MAGELLAN X-Software!

Die Entwicklung rund um die digitale Implantatplanung wird bei medentis medical stetig vorangetrieben. Mit ICX-MAGELLAN X wurde die bekannte ICX-MAGELLAN Software deutlich weiterentwickelt. Unter anderem ist ICX-MAGELLAN X nun cloudbasiert und beeindruckt mit einer neuen Oberfläche, einer App-basierten Kommunikationsplattform und der Möglichkeit zur eigenen Schablonenproduktion.

Zusätzlich und noch wichtiger sind mehr glückliche und zufriedene Patienten. Denn die geplante, zugesagte Behandlung wird in Bezug auf die Ästhetik und auf die Dauer der Behandlung, im geplanten Kostenrahmen und mit dem gewünschten Ergebnis abgeschlossen werden.


Und dies bei kürzeren Behandlungszeiten, wenn alle im digitalen Workflow von MAGELLAN X mitarbeiten. Denn mit MAGELLAN X steigt die Wahrscheinlichkeit immens, dass der geplante HKP 1:1 realisiert wird und das in einem vorhersagbaren und reduzierten Zeitrahmen.

MIT ICX-MAGELLAN X IN WENIGEN SCHRITTEN VON DER PLANUNG ZUR IMPLANTATION.

Mit ICX-MAGELLAN X verschaffen Sie sich einen kompletten diagnostischen Überblick und planen Ihren Implantateingriff im Hinblick auf das prothetische Endergebnis. Einfache Anwendung durch den intuitiven und anwenderfreundlichen Arbeitsablauf. Ein integrierter Assistent hilft durch den gesamten Planungsprozess.

Finden Sie die ideale Implantatposition unter Berücksichtigung der Knochenquantität und -qualität, anatomischer Strukturen sowie der prothetischen Anforderungen.

Vermeiden Sie Überraschungen, erzielen Sie ein vorhersagbares Ergebnis und verkürzen Sie so Ihren Behandlungsablauf! Beziehen Sie dabei Ihr gesamtes, erfolgreiches Behandlungsteam, bestehend aus Chirurg, Radiologe, Prothetiker und Zahntechniker in den Behandlungsablauf mit ein. Ihr Team kennt bereits vor der Behandlung alle wichtigen Aspekte des Patienten. Steigern Sie durch ICX-MAGELLAN X Ihre Behandlungskompetenz und kommunizieren Sie erfolgreich mit Ihren Patienten.



ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

März 2026

ICX-PRODUKTKATALOG

ICX-IMPLANTATE · ICX-CHIRURGIE · ICX-PROTHETIK

03/2026

Exklusiv für die Herstellung
von unserem Elite-Implantat

ICX-DIAMOND[®]

DAS ELITE-IMPLANTAT VON MEDENTIS.

LIQUID



mm02800_SC

medentis medical GmbH

Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0

www.medentis.de

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis
medical