



... INDIVIDUELLE CAD/CAM-PROTHETIK ...

## **Datensatz für 3Shape ICX medentis medical GmbH**

### **Costum (einteilige ICX Titanabutments )**

- **1pcs 0mm** = einteiliges Titanabutment ohne Konusverbindung  
(NICHT FÜR DAS ICX PLUS 3.45 Ø IMPLANTAT!!! Notfalllösung bei geringer bis nicht vorhandener Gingivahöhe/ Abutmentschulter liegt auf Implantatoberkante auf )
- **1pcs standart** = einteiliges Titanabutment mit Konusverbindung
- **1pcs plus** = einteiliges Titanabutment für das ICX plus (Ø 3,45) Implantat bei geringer bis nicht vorhandener Gingivahöhe

### **Adhesive ( zweiteilige ICX Zirkonabutments )**

- **2pcs 0mm** = Zirkonklebeabutment mit Rotationsschutz und 0mm Implantatverbindung  
(NICHT FÜR DAS ICX PLUS 3.45 Ø IMPLANTAT!!! Notfalllösung bei geringer bis nicht vorhandener Gingivahöhe/ Abutmentschulter liegt auf Implantatoberkante auf )
- **2pcs standart** = Zirkonklebeabutment mit Rotationsschutz und Standart Konusverbindung
- **2pcs plus** = Zirkonklebeabutment mit Rotationsschutz für das ICX plus (Ø3,45) Implantat bei geringer bis nicht vorhandener Gingivahöhe

### **ICX Stegklebebasis**

- ICX Stegklebebasis
- ICX multi = Klebeabutment für das ICX multi Konzept
- ICX OCC = Klebeabutment für das ICX OCC Konzept (läuft aus)