

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

mm02864_August_26



NEUE ARTIKEL!

ICX-SYSTEM | PORTFOLIO

IMPLANTATE · CHIRURGIE · PROTHETIK
CAD/CAM · INTRAORAL SCANNER · DENTALLABOR
DIGITALE PLANUNG · ALL-IN-ONE LÖSUNGEN



NEUE ARTIKEL!

Bilder per KI generiert

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis
medical



WILLKOMMEN bei **medentis[®]** medical



ICX
DAS SYSTEM
MIT DER
EINFACHSTEN
PROTHETIK
HANDHABUNG.

**GERMAN
& SWISS
MADE**



ICX PORTFOLIO | medentis

**UNSERE ICX-APP.
KOSTENLOS
& BEQUEM
DOWNLOADEN.**



ALEXANDER SCHOLZ

CEO, GESELLSCHAFTER
UND GRÜNDER MEDENTIS MEDICAL

ICX ist nicht nur außergewöhnlich wegen der bewährten Oberfläche, der geschützten Gewindeform, der leicht konischen Implantatform und der sehr stabilen, konischen und rotationsgeschützten Innenverbindung und seiner übersichtlichen und einfachen Prothetik, sondern steht gleichzeitig für eine außergewöhnlich stabile Preispolitik.

Denn medentis überzeugt bereits seit 20 Jahren mit regelmäßigen, praxiserprobten Innovationen mit stabilen Preisen für sein faires ICX-PREMIUM Implantat-System.

ZUM DOWNLOAD
DER ICX-APP.



ICX-SYSTEM | PORTFOLIO

medentis
medical

ICX-IMPLANTATE	4
ICX-BOHRER / BOXEN	6
ICX-HEILKAPPEN	8
ICX-BOHRSTOPPHÜLSEN	9
ICX-PROTHETIK	10
ICX-AUFBAUTEN	12
ICX-MULTI KONZEPT	13
ICX-MULTI DELTA AUFBAUTEN	14
ICX-FLEX AUFBAUTEN	16
ICX-MULTI-CERAMO AUFBAUTEN	18
CERICX-ZIRKON AUFBAUTEN	20
ICX-MAXIMUS AUFBAUTEN	21
IN-A-SMILEBOX · (ICX-IMPERIAL)	22
& IN-A-SMILEBOX PRO	22
ICX-P5 INTRAORAL SCANNER & ICX-BAMBOO PRO	24
ICX-MAGELLAN X / PLANUNGS-SOFTWARE	26
ICX-DENTA5 / CAD/CAM FRÄSZENTRUM	28
ICX-MASTERLAB / DENTALLABOR	30

NEUE ARTIKEL!

UPGRADE ARTIKEL!

NEUER ARTIKEL!




ICX-IMPLANTATE

**GERMAN
& SWISS
MADE**




ICX PORTFOLIO | medentis



ÜBERSICHT ICX-IMPLANTATE

BL = Bonelevel TL = Transgingival

- ICX-MINI Ø 2,9mm Implantate
- ICX-Ø 3,3mm (BL & TL) Implantate
- ICX-DIAMOND (BL & TL) Implantate
- ICX-PREMIUM Implantate
- ICX-PREMIUM TISSUE LEVEL (TL) Implantate
- ICX-ACTIVE-MASTER Implantate
- ICX-ACTIVE-MASTER TISSUE LEVEL (TL) Implantate
- ICX-ACTIVE LIQUID Implantate (BL)
- ICX-ZYGOMA
- ICX-ACTIVE-WHITE Keramik-Implantate





medentis
medical

ICX-PREMIUM/
ICX-ACTIVE MASTER
BONELEVEL (BL)
UND TISSUE LEVEL (TL)



Das Elite-Material
GigaTium =
Rein Titan Grad 4KV,
mit 1.100 MPa.

FÜR JEDE
INDIKATION
DAS PASSENDE
ICX-IMPLANTAT.

MIT SICHERHEIT.



ICX-DIAMOND LIQUID - aus GigaTium

ICX-DIAMOND LIQUID

Unsere Elite-Implantate ICX-DIAMOND® Implantate vereinen in sich die Vorteile von technisch reinem Titan mit der Festigkeit von Ti 6Al-4V ELI. Wir nutzen die Kombination aus Festigkeit und hervorragender Körperverträglichkeit, denn unsere ICX-DIAMOND®-Implantate sind exklusiv aus GigaTium gefertigt. GigaTium ist Rein Titan Grad4KV. Zusätzlich besitzen ICX-DIAMOND® Implantate eine hydrophile und mikrostrukturierte Oberfläche, die Sie als Anwender überzeugen werden.

ICX-DIAMOND® Implantate sind für alle Längen und Durchmesser erhältlich. Als Bonelevel und als Transgingival.



ICX-ZYGOMA




ICX-BOHRER

ICX-ALL-IN-ONE CHIRURGIE-BOX



EINE BOX
FÜR ALLES!

Im Uhrzeigersinn, (rechts)
schneidende Richtung



Schneide-Modus

MEHR ALS
400 ICX-IMPLANTATE
MIT 1 BOHRER!

OPTISCHE
ERKENNUNG
ZUM BOHRERWECHSEL!


NACHHALTIGER
GEHT ES KAUM!



ICX-PREMIUM- UND ICX-ACTIVE MASTER CHIRURGIE-BOXEN



medentis
medical



ICX-Standard Bohrer für alle Längen und Durchmesser.


Der passende Bohrer zu jedem Implantat.

Für jeden ICX-Implantat-Durchmesser den passenden Bohrer. Präzise und hochwertig stellt ICX optimale Werkzeuge für die chirurgisch erforderlichen Indikationen zur Verfügung.

ICX-SHOP!



ICX-BOHRSTOPPHÜLSEN



ICX PORTFOLIO | medentis

ICX-BOHRSTOPPHÜLSEN

Für die Insertionsvorbereitung
der jetzt auch erhältlichen kurzen
4,8er im Durchmesser ICX-Premium
TL - Implantate.

ICX-BOHRSTOPPHÜLSEN-BOX
(inkl. 25 Bohrstophülsen)



- Sterilisierbar
- Mehrfach verwendbar
- Erhöhte Sicherheit
- Alle Längen/Durchmesser
- Übersichtliche und einfache Handhabung



ICX-HEILKAPPEN



ICX-HEILKAPPEN
(GINGIVAFORMER)

ICX-TL-HEILKAPPEN
KONISCH

ICX-HEILKAPPEN
(GINGIVAFORMER)
INDIVIDUALISIERBAR

ICX-SHOP!



**MEINE PRAXIS.
MEIN SYSTEM.**





ICX-Standard-Prothetik

ICX PORTFOLIO | medentis



ICX-3.3mm-Prothetik



ICX-PROTHETIK

GERMAN
& SWISS
MADE



ICX-MULTI Konzept



Einfach in der Anwendung – übersichtlich im Handling

Für Ihre prothetischen Versorgungen bietet Ihnen medentis
alle erforderlichen Produkte – einfach und übersichtlich.
Mit nur zwei Prothetiklinien decken Sie das gesamte ICX-
Spektrum ab.

ICX-SHOP!



ICX


EINFACH
UND
ÜBERSICHTLICH.

medentis[®]
medical



ICX-AUFBAUTEN

ICX PORTFOLIO | medentis



ICX-TITAN AUFBAUTEN

ICX-TITAN AUFBAUTEN
ÄSTHETIK



ICX-MULTI KONZEPT



DAS ICX-MULTI® KONZEPT: 4-ON-ICX UND 6-ON-ICX

Einsatzbereich und Indikation

Das ICX-MULTI® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17°, 35° oder sogar 65° Winkel (auch für ICX-ZYGOMA) nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

Bei entsprechender Knochenqualität und Quantität ist sogar eine Sofortbelastung möglich. Für viele Patienten kann sich deshalb auch wirtschaftlich der Traum von festen Zähnen erfüllen. Die fairen Preise von unseren ICX-PREMIUM-Implantaten tragen wesentlich dazu bei.



NEUER ARTIKEL!



ICX-Multi Delta im Shop!

ICX PORTFOLIO | medentis



ICX-Multi Standard



→ ohne Rotationsschutz

ICX-Multi Delta



→ mit Rotationsschutz



ICX-MULTI DELTA

NEUER ARTIKEL!

Warum ICX-MULTI DELTA?

Das ICX-MULTI DELTA-Konzept verfolgt den Ansatz, dass das Abutment einmalig direkt bei der Implantation gesetzt wird und während der gesamten prothetischen Behandlung nicht wieder entfernt wird.

Dadurch bleibt die Verbindung zwischen Implantat und Abutment stabil, und das umliegende Gewebe wird geschont.


HAUPTVORTEILE ICX-MULTI DELTA

Prothetische Möglichkeiten der Versorgung, gerade bei Einzelzahn-Versorgungen

Durch die Verwendung von rotationsgesicherten Prothetik-Aufbauten können neuerdings eine Vielzahl dentaler Versorgungen verwirklicht werden. (z.B. Einzelzahn-, Teleskop- und Konus-Versorgungen)

Darüber Hinaus, lassen sich Steg- und Brückenversorgungen mit ICX-Multi Delta Prothetik-Aufbauten, auch **ohne Rotationssicherung** realisieren.

rotationsgesichert



mit Rotationsschutz

- für Einzelzahn-Versorgung
- für Brücken-Versorgungen
- für Teleskop- und Konus-Versorgungen



ICX-FLEX KLEBEBASIS

NEUER ARTIKEL!

DIE ICX-FLEX KLEBEBASIS MIT ABGEWINKELTEM SCHRAUBENKANAL – PRÄZISION UND FLEXIBILITÄT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE


Die ICX-FLEX Klebebasis vereint innovative Technik und höchste Qualität, um Zahnärzten und Zahntechnikern eine zuverlässige und anpassungsfähige Lösung zu bieten.

Dank ihrer durchdachten Geometrie ermöglicht die ICX-FLEX-Klebebasis eine präzise Anpassung und Ausrichtung des Schraubenkanals. Dieser kann flexibel nach oral verlegt und in zwei verschiedenen Längen individuell gekürzt werden. So wird eine optimale Funktionalität und Ästhetik bei besonders speziellen Ansprüchen, gerade im Frontzahnbereich, sichergestellt.



ICX-Flex im Shop!

ICX PORTFOLIO | medentis



→ KH=5
→ KH=4

→ 0°-30° Abwinklung

→ Diagonal kürzbar!
Für optimale Wandstärke der Zirkon-Kronen.




Gebündelte Erfahrung, weitergedacht – mit einem klaren Anspruch an Qualität und Präzision.


ICX-FLEX KLEBEBASEN:

Maximale Flexibilität für den abgewinkelten Schraubenkanal.

Die ICX-FLEX Klebebasis mit abgewinkeltem Schraubenkanal bietet eine innovative Lösung für herausfordernde Fälle, bei denen eine ungünstige Implantatposition oder ästhetisch anspruchsvolle Gegebenheiten vorliegen.



ICX-FLEX GINGIVAHÖHEN



GH=0,5mm GH=1,5mm GH=2,5mm GH=3,5mm GH=4,5mm GH=5,5mm

WICHTIGER HINWEIS: Alle Schrauben der Flex Klebebasis besitzen einen Torx und sind **IMMER** Gold anodisiert. Ebenso ist jede Schraube einer Gingivahöhe zugeordnet und nicht untereinander kompatibel.



ICX-MULTI-CERAMO AUFBAUTEN

Die neue Lösung für
DIREKT verschraubte Keramik-Aufbauten

NEUER ARTIKEL!



VORTEILE VON ICX-MULTI-CERAMO ABUTMENTS

ACHSKORREKTUR

ICX-MULTI-CERAMO Abutments stehen in verschiedenen Winkloptionen zur Verfügung (z. B. gerade, 17°, 30°). Dadurch können Implantatdivergenzen ausgeglichen und eine gemeinsame Einschubrichtung geschaffen werden.

VERSCHRAUBTE PROTHETIK

Sie ermöglichen vollständig verschraubte Brücken- oder Stegkonstruktionen. Das erleichtert Wartung, Reparaturen und hygienische Kontrollen.

WEICHGEWEBESCHUTZ


Die Schnittstelle zwischen Implantat und Prothetik wird auf die Abutmentebene verlagert. Dadurch wird das periimplantäre Gewebe geschützt und das Risiko von Irritationen reduziert.

OPTIMIERTER WORKFLOW


Das ICX-MULTI-CERAMO System vereinfacht sowohl den klinischen als auch den zahntechnischen Workflow. Abformungen, Scans und prothetische Arbeiten erfolgen auf Abutmentniveau.

Die ICX-MULTI-CERAMO Aufbauten vereinen innovative Technik und höchste Qualität, um Zahnärzten und Zahntechnikern eine zuverlässige und anpassungsfähige Lösung für anspruchsvolle prothetische Versorgung zu bieten.


0°



17°




35°




➡ Gingivahöhen von 1,5 bis 5,5mm

Die neue Lösung für
**DIREKT verschraubte
Keramik-Aufbauten** für
ALL-ON-ICX Konzepte,
implantatgetragene
Versorgungen und mehr.


NEUER ARTIKEL!




→ Gingivahöhen von 1,5 bis 5,5mm



→ ICX-MULTI CERAMO



→ ICX-MULTI DELTA



→ Mitbewerber

1:1 Maßvergleich

ICX-MULTI-CERAMO AUFBAUTEN

- abgewinkelter Schraubenkanal
- sechs mögliche Kaminhöhen
- optimiertes Klebe-Interface
- optimiertes und schlankeres Emergenzprofil
- perfektioniert für keramische Versorgungen

CERICX-ZIRKON AUFBAUTEN



ICX PORTFOLIO | medentis

CERICX-ZIRKON-ABUTMENTS

0° Grad und 15° Grad – mit optimierter Präpgränze für intraorale

Scansysteme und Cerec®-Scans – in drei Zahnfarben und 5 Gingiva-Höhen:

Für alle ICX-Implantate!

ICX-SHOP!



**MEINE PRAXIS.
MEIN SYSTEM.**





ICX-MAXIMUS AUFBAUTEN



ICX-MAXIMUS AUFBAUTEN

Der ein-, & zweiteilige ICX-Maximus®-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical und kompatibel zu den Locator™-Aufbauten.

Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!

CM LOC®-MATRIZEN-SYSTEM

Das CM LOC® Matrizen-System ist mit den ICX-Maximus®, und LOCATOR™ Aufbauten kompatibel!

**GERMAN
& SWISS
MADE**



ICX-IN-A-SMILEBOX

ICX-IMPERIAL



ICX PORTFOLIO | medentis

UPGRADE ARTIKEL!

ICX-IN-A-SMILEBOX PRO

ICX-IN-A-SMILEBOX PRO stellt den nächsten logischen Schritt in unserem digitalen Planungs- und Fertigungsservice dar und unterstützt Zahnarztpraxen dabei, ihre Behandlungsabläufe effizienter zu gestalten und digitale Implantatkonzepte erfolgreich umzusetzen.

ICX-IN-A-SMILEBOX PRO

➡ Zukunft – jetzt schon erhältlich!



Der Service ermöglicht einen einfachen Zugang zu digitalen implantologischen Workflows, ohne dass zusätzliche Investitionen in eigene Hard- oder Software erforderlich sind.

ICX-IN-A-SMILEBOX PRO



ICX-IN-A-SMILEBOX PRO

ICX



ICX-SHOP!



**GERMAN
& SWISS
MADE**



Das digitale Komplett-System!

**FÜR ALLE INDIKATIONEN –
ALLES AUS EINER HAND!**

Mit dem ICX-IN-A-SMILEBOX (ICX-IMPERIAL) Konzept von medentis gelingt auch die Planung komplexer Fälle, zum Beispiel einer gaumenfreien 6-on-ICX-Implantation im Oberkiefer unter Vermeidung eines Sinuslifts.

Die Indikationen reichen von der Versorgung kleiner oder großer Schattlücken über Freiendsituationen bis hin zur Versorgung durch implantatgetragene Totalprothesen im Ober- und Unterkiefer – dank der Vorabfertigung der individualisierten Hilfsmittel, der dreidimensionalen Daten, der Computersimulation der Implantate samt provisorischen Zähnen steht dem Implantologen zum Zeitpunkt der Implantation alles – ob analog oder digital – zur Verfügung, um sein Know-how voll ausspielen zu können.

ZUR WEB-OP!



UNSERE ICX-SMILEBOX

Für Anwender bildet das ICX-IN-A-SMILEBOX Konzept die Brücke zwischen Implantationsplanung und der eigentlichen Behandlung. Die ICX-MAGELLAN-Bohrschablone garantiert optimalen Komfort und Sicherheit bei der Implantatinserion. Mit ICX-IN-A-SMILEBOX erhalten Sie zum OP-Termin darüber hinaus bis zu drei Bohrschablonen, ein gedrucktes 3-D-Modell, alle benötigten Implantate und Aufbauten sowie die CAD/CAM-gefräste ICX-Smile-Bridge – alles in unserer übersichtlichen **ICX-SMILEBOX** geliefert!



ICX-P5

PREMIUM & FAIR!

INTRAORAL SCANNER

ICX-P5 HIGHLIGHTS

- ➔ ergonomisch
- ➔ effektiv
- ➔ innovativ
- ➔ geräuschloser Betrieb
- ➔ Bewegungserkennung
- ➔ Eine Taste, unbegrenzte Kontrolle
- ➔ Anti-Beschlag-Technologie

MONATLICHE RATE:

207,- €*

*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.

~~Listenpreis~~
~~12.700 €~~

Sofort-Barpreis
9.999,00 €

Bei sofortiger Zahlung sparen Sie
2.701€ gegenüber dem
Listenpreis!



*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.

*Preise zzgl. gesetzl. MwSt..

ICX-BAMBOO PRO

MOBILES SYSTEM FÜR IHREN
ICX-P5 INTRAORAL SCANNER



ICX-BAMBOO PRO HIGHLIGHTS

- ➔ 23,8" großes, leistungsstarkes Touch-Display – optimiert für alle Scanner
- ➔ Kabellose Mobilität
- ➔ Integrierter Hochleistungsakku
- ➔ Software vorinstalliert
- ➔ Ready-to-scan
- ➔ Automatische über-Nacht-Aufladung

MONATLICHE RATE:

187,- €*

*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.

~~Listenpreis~~
~~11.340 €~~

Sofort-Barpreis
8.999,00 €

Bei sofortiger Zahlung sparen Sie
2.341€ gegenüber dem
Listenpreis!



*Bei einer Leasing-Laufzeit von 60 Monaten.

*Preise zzgl. gesetzl. MwSt..

ICX-P5 UND ICX-BAMBOO PRO

KOMBI-PAKET:

MONATLICHE RATE:

340,- €*

*Bei einer Leasing-Laufzeit
von 60 Monaten.

Wir bieten Ihnen einen exklusiven und
kostenlosen ICX-DEMO-SCAN direkt
in Ihrer Praxis an.
Perfekt, um unser System in der Praxis
zu erleben und erste Behandlungserfolge
zu erzielen.

Jetzt Termin sichern und durchstarten!

SERVICE-TEL.: 02641 9110-0

oder

Email: scanner@medentis.de



ICX-FREE

PREMIUM & FAIR!

INTRAORAL SCANNER

(kabellos)



MONATLICHE RATE:

244,- €*

*Bei einer Leasing-Laufzeit
von 60 Monaten.

~~Listenpreis
16.960 €~~

**Sofort-Barpreis
11.999,00 €**

Bei sofortiger Zahlung sparen Sie
4.970€ gegenüber dem
Listenpreis!

Hier anmelden!



ICX-FREE HIGHLIGHTS

- ➔ kabellos · ergonomisch
- ➔ 3,5 Stunden durchgehende Scandauer
- ➔ innovativ
- ➔ geräuschloser Betrieb
- ➔ Bewegungserkennung
- ➔ Eine Taste, unbegrenzte Kontrolle
- ➔ Anti-Beschlag-Technologie



ICX-MAGELLAN X



79,- €*
Je geführter
Bohrschablone**
*zzgl. gesetzl. MwSt.



**Unabhängig von der Anzahl der Implantate,
inkl. bis zu 14 Bohr- & bis zu 6 Fixierhülsen je
Kiefer – bei angelieferten STL-Dateien und
kostenfreier Express-Lieferung!

ICX PORTFOLIO | medentis



ALLES AUS EINER HAND.



**DIGITALER
ICX-WORKFLOW**

Digitaler ICX-Workflow und 3D-gedruckte ICX-Bohrschablonen

DER DIGITALE WORKFLOW IST MIT ICX-MAGELLAN X REALITÄT!

ARBEITEN SIE IM TEAM IN DER CLOUD: der Chirurg plant ... der Zahntechniker kann dies
sofort kommentieren und der Prothetiker beobachtet und kann jederzeit per Mausklick ein-
greifen. Die Implantatplanung wird so perfektioniert – kürzere Behandlungszeiten, planbare
gewünschte Ergebnisse und zufriedene Prothetiker.

ICX-SHOP!



ICX-MAGELLAN X



Die „All-in-one“ Planung in der Cloud ... Arbeiten Sie im Team in der CLOUD!



Mit 1 Lizenz = Mehrplatzversionen

Immer & überall unbegrenzten Zugriff auf die cloudbasierte ICX-MAGELLAN X-Software!

Die Entwicklung rund um die digitale Implantatplanung wird bei medentis medical stetig vorangetrieben. Mit ICX-MAGELLAN X wurde die bekannte ICX-MAGELLAN Software deutlich weiterentwickelt. Unter anderem ist ICX-MAGELLAN X nun cloudbasiert und beeindruckt mit einer neuen Oberfläche, einer App-basierten Kommunikationsplattform und der Möglichkeit zur eigenen Schablonenproduktion.

Zusätzlich und noch wichtiger sind mehr glückliche und zufriedene Patienten. Denn die geplante, zugesagte Behandlung wird in Bezug auf die Ästhetik und auf die Dauer der Behandlung, im geplanten Kostenrahmen und mit dem gewünschten Ergebnis abgeschlossen werden.


Und dies bei kürzeren Behandlungszeiten, wenn alle im digitalen Workflow von MAGELLAN X mitarbeiten. Denn mit MAGELLAN X steigt die Wahrscheinlichkeit immens, dass der geplante HKP 1:1 realisiert wird und das in einem vorhersagbaren und reduzierten Zeitrahmen.

MIT ICX-MAGELLAN X IN WENIGEN SCHRITTEN VON DER PLANUNG ZUR IMPLANTATION.

Mit ICX-MAGELLAN X verschaffen Sie sich einen kompletten diagnostischen Überblick und planen Ihren Implantateingriff im Hinblick auf das prothetische Endergebnis. Einfache Anwendung durch den intuitiven und anwenderfreundlichen Arbeitsablauf. Ein integrierter Assistent hilft durch den gesamten Planungsprozess.

Finden Sie die ideale Implantatposition unter Berücksichtigung der Knochenquantität und -qualität, anatomischer Strukturen sowie der prothetischen Anforderungen.

Vermeiden Sie Überraschungen, erzielen Sie ein vorhersagbares Ergebnis und verkürzen Sie so Ihren Behandlungsablauf! Beziehen Sie dabei Ihr gesamtes, erfolgreiches Behandlungsteam, bestehend aus Chirurg, Radiologe, Prothetiker und Zahntechniker in den Behandlungsablauf mit ein. Ihr Team kennt, bereits vor der Behandlung, alle wichtigen Aspekte des Patienten. Steigern Sie durch ICX-MAGELLAN X Ihre Behandlungskompetenz und kommunizieren Sie erfolgreich mit Ihren Patienten.



ICX-DENTA5®

DAS 5-ACHS-DENTAL-FRÄSZENTRUM VON MEDENTIS.



CAD/CAM.
NEU DEFINIERT.



ICX-DENT

medentis
medical

ICX-DENTA5®


WIR SIND DER DIGITALE ARM DER MEDENTIS-FAMILIE!

Unser Leitsatz „Qualität und Service für unsere Kunden“ wird auch hier gelebt und ist die Basis unseres Fräs- und Dienstleistungszentrums. Es ist unsere Aufgabe innovatives zu gestalten, in der Zahntechnik für Sie zu erkennen und in der Entwicklung und Erprobung neue Maßstäbe zu setzen.

ICX-DENTA5® – unsere Produkte für Sie.

Die ständige Entwicklung und Erprobung auf höchstem Niveau bietet unseren Kunden innovatives in der Zahntechnik und die daraus resultierenden anwenderfreundlichen Produkte.

Bei ICX-DENTA5 erhalten Sie hochwertigen Zahnersatz aus verschiedenen Materialien und in allen Indikationen – direkt von unseren kompetenten Ansprechpartnern.



A5



ICX-MASTERLAB

NEUER ARTIKEL!

ICX-MASTER**LAB** ist das einzige Implantatsystem in Deutschland, das 5 Jahre Garantie auf die digitale Planung, die Bohrschablonen, die Implantate, die Abutments UND den gesamten Zahnersatz gibt. Wir sind das einzige Dentallabor, das neben der Zahntechnik auch auf die Implantate selbst garantiert.

So einfach geht's

Ihr Patient kommt alle 6 Monate zum Prophylaxe-Recall – und die 5-Jahres-Garantie gilt.

Nur eine Bedingung: regelmäßige Prophylaxe alle 6 Monate.

Kein Kleingedrucktes, keine versteckten Ausschlüsse.

Warum können nur wir das? Weil wir die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren – vom Implantat über die CAD/CAM-Fertigung bis zum fertigen Zahnersatz.

Alles aus einer Hand, ein System, ein Qualitätsversprechen.

UNSERE STÄRKSTEN ARGUMENTE

ICX PORTFOLIO | medentis

1

DIGITALE PLANUNG:

ICX-Magellan
3D-Implantatplanung –
präzise,
vorhersagbar, sicher.

5 JAHRE GARANTIE

2

BOHRSCHABLONEN:

Navigierte Chirurgie
für höchste
Positionsgenauigkeit.

5 JAHRE GARANTIE

3

ICX-DIAMOND IMPLANTATE:

Das bewährte Implantat-
system – über 3 Mio.
gesetzte Implantate!

5 JAHRE GARANTIE

4

AUFBAUTEN & ABUTMENTS:

Individuell gefräst –
aus Titan oder Zirkon

5 JAHRE GARANTIE

5

ZAHNERSATZ:

Meistergefertigt im
ICX-MasterLab –
100 % Made in Germany

5 JAHRE GARANTIE

5-JAHRES-ICX-GARANTIE greift ausschließlich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Es werden ausschließlich originale medentis-Produkte verwendet, die Behandlung erfolgt auf Basis einer digitalen Planung mit dem ICX-MAGELLAN-System, unter Einsatz von Magellan-Führungsschablonen, und der gesamte Behandlungsablauf wird vollständig gemäß diesem digitalen Workflow „von A bis Z“ umgesetzt.

Ihr Patient kommt zwingend alle 6 Monate zum Prophylaxe-Recall – und die 5-Jahres-Garantie gilt. Nur eine Bedingung: regelmäßige Prophylaxe alle 6 Monate.



ICX-MASTERLAB

DIGITALE IMPLANTOLOGIE.
MEISTERHAFT AUS EINER HAND.

NEUER ARTIKEL!

Von der Planung bis zur fertigen
zahntechnischen Meisterarbeit –
alles aus einer Hand, alles aus
dem Hause medentis medical.

5 Jahre Garantie
ICX-CONNECT



ICX-MASTERLAB

Digitale Implantologie. Digitale Zahntechnik.

5 Jahre Garantie.

Bilder auf den Seiten 30/31 per KI generiert

ICX-MASTERLAB

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

mm02864_August_26



ICX-SYSTEM | PORTFOLIO

IMPLANTATE · CHIRURGIE · PROTHETIK
CAD/CAM · INTRAORAL SCANNER · DENTALLABOR
DIGITALE PLANUNG · ALL-IN-ONE LÖSUNGEN



Bilder per KI generiert

ICX-SYSTEM | PORTFOLIO

medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0
www.medentis.de

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis
medical