

medentis und ICX bieten Ihnen die Auswahl:

## CM LOC<sup>®</sup>-MATRIZEN-SYSTEM und ICX-MAXIMUS<sup>®</sup> AUFBAUTEN

Juli 2021/01



Das CM LOC<sup>®</sup> Matrizen-System  
ist mit den ICX-MAXIMUS<sup>®</sup>-,  
und LOCATOR<sup>™</sup> Aufbauten  
kompatibel!

Der ein-, & zweiteilige ICX-MAXIMUS<sup>®</sup>-Aufbau  
ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis  
medical, kompatibel zu den LOCATOR<sup>™</sup>-Aufbauten.  
**Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!**

# NEU BEI MEDENTIS

## CM LOC® MATRIZEN-SYSTEM

**Zahnersatz erfordert ein hohes Mass** an maximaler Planungsflexibilität, Dauerhaftigkeit, Trage- komfort und Systemkompatibilität. Mit dem CM LOC® Matrizen-System steht ein maximal modulares Matrizen-System für universelle Anwendungen zur Verfügung. Dies bedeutet Flexibilität für den Behandler und Komfort für den Patienten.

### SYSTEMVORTEILE:

- + Einfache Behandler- und patientenfreundliche Anwendung.
- + Einfacher Austausch der Pekkton® Retentionseinsätze.
- + Stark beständig gegen Wasseraufnahme und Geschmacksbildung.
- + Optimiertes Matrizen-Design mit Pekkton® Retentionseinsätzen für hohe Verschleissbeständigkeit.



Einsetzen der Pekkton® Retentionseinsätze

### CM LOC® – DAS MATRIZEN-DESIGN. MATRIZE MIT AUSTAUSCHBAREN RETENTIONSEINSÄTZEN.

Das Matrizen-Design mit Retentionseinsätzen aus dem Hochleistungspolymer Pekkton® bietet eine gute Verschleissbeständigkeit, welches die Versorgung mit ICX-MAXIMUS Abutments ermöglicht. Die CM LOC® Matrizen sind mit vier einfach austauschbaren Retentionseinsätzen in vier definierten Kraftstufen erhältlich. Für ästhetische Lösungen sorgt die gingivafarbene Matrize.

### KRAFTSTUFEN PEKKTON® RETENTIONSEINSÄTZE



Scan mich

Hier geht es zu den CM LOC-Produkten im ICX-Shop online!

### CM LOC® BASIC SET TITANIUM – CM-031-03482 · 2er-Pack

bestehend aus:

- 2 x CM LOC® Gehäuse für Pekkton® Einsätze
- 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, extra niedrig
- 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, niedrig
- 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, mittel
- 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, stark
- 2 x CM LOC® Verarbeitungseinsatz
- 2 x CM LOC® Abstandhalter

= **99,- €\***

(\*zzgl. gesetzl. MwSt.)

**Das CM LOC® Matrizen-System ist mit den ICX-MAXIMUS®, und LOCATOR™ Aufbauten kompatibel!**

# NEU BEI MEDENTIS ICX-MAXIMUS® AUFBAUTEN

## SELBSTAUSRICHTENDES DESIGN:

Das selbstausrichtende Design des ICX-MAXIMUS®-Systems sorgt für eine einfache Insertion der Prothese. Die Matrizen (Primärteile) werden nicht unnötig verschlissen, die Lebensdauer der Patrizen-Retentionseinsätze (Sekundärteile) ist länger. Zudem fallen weniger Nachsorgeuntersuchungen an.



## HOHE WIDERSTANDSKRAFT:

Durch das duale Retentions-Design bietet der ICX-MAXIMUS® im Vergleich zu anderen Kugelkopf-Halteelementen die doppelte Retentionsoberfläche.



Hier geht es zu den ICX-MAXIMUS-Produkten im ICX-Shop online!



## ICX-MAXIMUS®



**Matrizen-Set 2er Pack**  
(Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen), Titan/Kunststoff

**x 2 = 43,50\***



**Matrizen-Set 10er Pack**  
(Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen), Titan/Kunststoff

**x 10 = 199,-\***

**ICX-MAXIMUS**  
Aufbau, einteilig  
GH 1-4mm

**= 99,-\***  
pro Stück



**ICX-MAXIMUS**  
Aufbau, zweiteilig  
GH 1-5mm

**= 99,-\***  
pro Stück



**ICX**  
DAS FAIRE  
PREMIUM IMPLANTAT-  
SYSTEM.

Der ein-, & zweiteilige ICX-MAXIMUS-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical, kompatibel zu den Locator™-Aufbauten. **Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!** \*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

## RETENTIONSFLEXIBILITÄT:


Das ICX-MAXIMUS®-System bietet fünf verschiedene Retentionseinsätze mit folgenden Haltekräften:

- Transparent, 2.266 Gramm
- Pink, 1.360 Gramm
- Blau, 680 Gramm



Für Implantate mit hoher Angulierung:

- Grün, 1.360-1.813 Gramm
- Rot, 680 Gramm



Divergenzausgleich bis zu 40°

Oder per Post an: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

**JA, ich bin an weiterführenden Informationen zu CM LOC®/ICX-MAXIMUS® interessiert und möchte einen Beratungstermin vereinbaren.**

**JA, hiermit bestelle ich verbindlich ..... (Anzahl eingeben) Art.-Nr. CM-031-03482 · 2er-Pack CM LOC® Basic Set Titanium komplett bestehend aus:**

- 2 x CM LOC® Gehäuse für Pekkton® Einsätze
- 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, extra niedrig
- 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, niedrig
- 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, mittel
- 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, stark
- 2 x CM LOC® Verarbeitungseinsatz
- 2 x CM LOC® Abstandhalter

**für Preis (je Set): 99,- €\* (\*zzgl. gesetzl. MwSt.)**

**JA, hiermit bestelle ich verbindlich ..... (Anzahl eingeben) CM LOC® Multi-Tool (erforderlich zum Einsetzen) Art.-Nr. 07000205 für Preis (Einzelpreis) : 79,- €\* (\*zzgl. gesetzl. MwSt.)**

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis* (Euro)
		<b>ICX-MAXIMUS-AUFBAUTEN, EINTEILIG</b>		
	C-031-020001	ICX-Maximus-Aufbau, 1mm, einteilig		<b>99,-</b>
	C-031-020002	ICX-Maximus-Aufbau, 2mm, einteilig		<b>99,-</b>
	C-031-020003	ICX-Maximus-Aufbau, 3mm, einteilig		<b>99,-</b>
	C-031-020004	ICX-Maximus-Aufbau, 4mm, einteilig		<b>99,-</b>
		<b>ICX-MAXIMUS-AUFBAUTEN, ZWEITEILIG</b>		
	C-031-010001	ICX-Maximus-Aufbau, 1mm, zweiteilig		<b>99,-</b>
	C-031-010002	ICX-Maximus-Aufbau, 2mm, zweiteilig		<b>99,-</b>
	C-031-010003	ICX-Maximus-Aufbau, 3mm, zweiteilig		<b>99,-</b>
	C-031-010004	ICX-Maximus-Aufbau, 4mm, zweiteilig		<b>99,-</b>
	C-031-010005	ICX-Maximus-Aufbau, 5mm, zweiteilig		<b>99,-</b>
		<b>ICX-MAXIMUS FÜR ICX-MINI</b>		
	C-031-030001	ICX-Maximus für <b>ICX-MINI</b> , bestehend aus Hülse, GH 3mm und Basis-Schraube		<b>99,-</b>
	C-031-100001	ICX-Maximus-Aufbau für <b>ICX-multi</b> , GH 3mm (zuzüglich zur GH der multi-Aufbauten) Ø 4,8mm, H = 4,4mm		<b>39,-</b>
	C-031-851902	MATRIZEN-SET, (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen), Titan/ Kunststoff ( <b>2er Pack</b> )		<b>43,50</b>
	C-031-851910	MATRIZEN-SET, (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen), Titan/ Kunststoff ( <b>10er Pack</b> )		<b>199,-</b>

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

\*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

### Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

Name .....

Kd.-Nr. ....

Datum, Unterschrift .....

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf, (Stand 01.06.19). Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.

Praxis Stempel