


ICX-ZYGOMA®

FESTSITZENDE LÖSUNGEN FÜR ZAHNLOSE PATIENTEN.



NUTZEN SIE DIE FREIHEIT UM AUCH KOMPLIZIERTE UND SCHWIERIGE SITUATIONEN PROTHETISCH ZU MEISTERN.



ICX

Steigern Sie ihr Indikationsspektrum für ICX-ZYGOMA® durch die Nutzung von 2 Durchmessern (3,75/4,1mm) und den passenden ICX-MULTI® Aufbauten von 0° bis 65° Abwinklung.

Erfolg durch Vertrauen.

medentis
medical

ICX-ZYGOMA®

FESTSITZENDE LÖSUNGEN FÜR ZAHNLOSE PATIENTEN.

ICX-ZYGOMA® und ICX-MULTI®

– innovativ und individuell.

Bestimmen Sie und wählen Sie sich Ihren ICX-MULTI® aus.

Das ICX-ZYGOMA® Implantatsystem bietet Ihnen mit den beiden \varnothing 3,75 und \varnothing 4,1 die Möglichkeit einer vorhersagbaren, festen Versorgung für zahnlose Patienten mit atrophiertem Oberkiefer. Durch den Einsatz der ICX-ZYGOMA® Implantate soll gleichzeitig ein großer Knochenaufbau umgangen und dadurch die Dauer der Behandlung verringert werden.

Das Zygoma-Verfahren ist chirurgisch anspruchsvoll und sollte daher nur nach gründlicher Patientenaufklärung und nur von erfahrenen Chirurgen angewendet werden.

ICX DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.



Bestellen Sie noch heute Ihren individuellen ICX-MULTI® Aufbau. Variieren Sie bis zu 65° in einzelnen Gradangaben und in den Gingivahöhen 4,5mm bis zu 6,0mm. Somit sind ab jetzt z.B. 53,5° in GH 5,4mm oder 63,0° in GH 4,5mm möglich. Wählen Sie frei und individuell.

WICHTIGER HINWEIS:

Die abgewinkelten, **individuellen** Aufbauten sind mit dem 1,4 Sechskant-Instrument einzubringen!

ICX-Implantate sind Vertrauenssache.

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis
medical

Innovativ und individuell:

ICX-ZYGOMA® – durch die Nutzung von 2 Durchmessern (3,75/4,1mm) und den passenden ICX-MULTI® Aufbauten von 0° bis 65° Abwinklung.



Inserieren Sie wie gewohnt das ICX-MULTI® in 0° (GH 0,0mm 1, 2, 3, 4 und 5mm), 17° oder 35° in den Gingivahöhen 0,0mm, 0,5mm, 1,5mm und 3,5mm oder jetzt neu und individuell das ICX-MULTI® bis zu 65° Abwinklung und in den individuellen Gingivahöhen 4,5mm bis zu 6,0mm.

ICX-MULTI® – bis 65° – innovativ und individuell.

Nutzen Sie die Freiheit um auch komplizierte und schwierige Situationen prothetisch zu meistern.

Steigern Sie ihr Indikationsspektrum durch die Nutzung der neuen innovativen und individuellen ICX-MULTI® Aufbauten.

Diese sind kompatibel zu allen BoneLevel Implantaten in den Durchmessern 3,75mm, 4,10mm und 4,80mm von medentis medical.

Durch die Gleichschaltung der Innengeometrie können Sie alle ICX-MULTI® Aufbauten aus Titan mit den ICX-PREMIUM®, ICX-ACTIVE MASTER® und ICX-ZYGOMA® Implantaten verwenden.



Von 0° bis 65° Abwinklung für ICX-ZYGOMA®!




Steigern Sie ihr Indikationsspektrum.



ICX-ZYGOMA®

FESTSITZENDE LÖSUNGEN FÜR ZAHNLOSE PATIENTEN.



**ABGERUNDETE, MASCHINIERTER
IMPLANTATSPITZE**
Geringere Reibung zwischen
Implantat und Weichgewebe

MIKORAUHE OBERFLÄCHE
Sorgt für eine bewährte
Osseointegration

MASCHINIERTER OBERFLÄCHE
Geringere Reibung zwischen
Implantat und Weichgewebe

KORONALES MIKROGEWINDE
Stabilität in ggf. vorhandenem
Restknochen

**EINE EINZIGE
ICX-VERBINDUNGSGEOMETRIE**
Bewährtes, einfaches
ICX-Prothetik-Portfolio

ICX-ZYGOMA® – innovativ und individuell.

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis
medical

Oder per Post an: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung		Menge	*Preis (Euro)
	ZYG-001-300300	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x30mm rund		299,-
	ZYG-001-300325	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x32.5mm rund		299,-
	ZYG-001-300350	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x35mm rund		299,-
	ZYG-001-300375	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x37.5mm rund		299,-
	ZYG-001-300400	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x40mm rund		299,-
	ZYG-001-300425	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x42.5mm rund		299,-
	ZYG-001-300450	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x45mm rund		299,-
	ZYG-001-300475	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x47.5mm rund		299,-
	ZYG-001-300500	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x50mm rund		299,-
	ZYG-001-300525	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x52.5mm rund		299,-
	ZYG-001-300550	ICX-Zygoma Implantat	Ø4.1x55mm rund		299,-
	ZYG-001-337300	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x30mm rund		299,-
	ZYG-001-337325	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x32.5mm rund		299,-
	ZYG-001-337350	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x35mm rund		299,-
	ZYG-001-337375	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x37.5mm rund		299,-
	ZYG-001-337400	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x40mm rund		299,-
	ZYG-001-337425	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x42.5mm rund		299,-
	ZYG-001-337450	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x45mm rund		299,-
	ZYG-001-337475	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x47.5mm rund		299,-
	ZYG-001-337500	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x50mm rund		299,-
	ZYG-001-337525	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x52.5mm rund		299,-
	ZYG-001-337550	ICX-Zygoma Implantat	Ø3.75x55mm rund		299,-

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung		Menge	*Preis (Euro)
	ZYG-014-220350	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.2 x 35mm		99,-
	ZYG-014-220450	ICX.Zygoma Vorbohrer	Ø2.2 x 45mm		99,-
	ZYG-014-220550	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.2 x 55mm		99,-
	ZYG-014-270350	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.7 x 35mm		99,-
	ZYG-014-270450	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.7 x 45mm		99,-
	ZYG-014-270550	ICX-Zygoma Vorbohrer	Ø2.7 x 55mm		99,-
	ZYG-014-003350	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,15 x 35mm		99,-
	ZYG-014-003450	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,15 x 45mm		99,-
	ZYG-014-003550	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,15 x 55mm		99,-
	ZYG-014-007350	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,6 x 35mm		99,-
	ZYG-014-007450	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,6 x 45mm		99,-
	ZYG-014-007550	ICX-Zygoma Bohrer	Ø3,6 x 55mm		99,-

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

**Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 06.05.2021)

Praxis Stempel

Oder per Post an: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

*bis zu 65° *4,5mm bis zu 6,0mm

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Angulation*	Gingivahöhe*	**Preis (Euro)
	C-033-000020	individueller ICX-MULTI-Z Aufbau				159,-
	C-033-000020	individueller ICX-MULTI-Z Aufbau				159,-
	C-033-000020	individueller ICX-MULTI-Z Aufbau				159,-
	C-033-000020	individueller ICX-MULTI-Z Aufbau				159,-
	C-033-000020	individueller ICX-MULTI-Z Aufbau				159,-

X	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	*Preis (Euro)
	C-020-750000	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 0mm, NICHT für ICX-TL-Implantate!		39,-
	C-020-750010	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 1mm		39,-
	C-020-750020	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 2mm		39,-
	C-020-750030	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 3mm		39,-
	C-020-750040	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 4mm		39,-
	C-020-750050	ICX-MULTI Aufbau, gerade, 5mm		39,-
	C-020-751705	17° ICX-MULTI Aufbau, 0,5mm mit hex		99,-
	C-020-751715	17° ICX-MULTI Aufbau, 1,5mm mit hex		99,-
	C-020-751735	17° ICX-MULTI Aufbau, 3,5mm mit hex		99,-
	C-020-753505	35° ICX-MULTI Aufbau, 0,5mm mit hex		99,-
	C-020-753515	35° ICX-MULTI Aufbau, 1,5mm mit hex		99,-
	C-020-753535	35° ICX-MULTI Aufbau, 3,5mm mit hex		99,-

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

**Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 06.05.2021)

Praxis Stempel