

SAFESCRAPER® TWIST –

steril, gebogen für die kortikale Knochensammlung, 3 Stück

PREIS: 125,- € zzgl. gesetzl. MwSt.

Der SAFESCRAPER® ist ein gebogener, steriler, gebrauchsfertiger Knochensammler. Der TWIST zum einmaligen Gebrauch, für minimal-invasive Eingriffe zur Knochenmaterial-Gewinnung.

Autologer Knochen kann einfach und patientenfreundlich in unterschiedlichsten Mengen mit einer 160°-Klinge abgetragen und in einer Sammelkammer gesammelt werden. Damit die Sammelkammer sich nicht bei der Entnahme versehentlich öffnet, ist diese mit einem Sicherheitsclip verschlossen. Die Knochenfragmente, die vitale Knochenzellen transportieren, können mit Eigenblut vermischt werden und unmittelbar beim Patienten zur Implantation verwendet werden.

- *Steril, gebogener Einweg-Knochensammler zur autologen Knochenmaterial-Gewinnung*
- *scharfe innenliegende 160° Klinge mit optimierter Schableistung*
- *Knochenmaterial wird während des Schabens in der integrierten, mit Sicherheitsclip verschlossenen Kammer gesammelt*
- *Knochenfragmente können mit Eigenblut vermischt und beim Patienten implantiert werden*
- *großvolumige Kammer für mehr Aufnahmekapazität (bis zu 3cm³)*
- *seitliches Öffnungssystem zur besseren Entnahme der Knochenfragmente*
- *Benutzer und Patienten freundliche, minimal invasive Anwendung*

