

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

September 2024

ICX-PROTHETIK KATALOG



EINFACH IN DER ANWENDUNG – ÜBERSICHTLICH IM HANDLING.

Für Ihre prothetischen Versorgung bietet Ihnen medentis
alle erforderlichen Produkte – einfach und übersichtlich.

Mit nur **zwei Prothetiklinien** decken Sie das gesamte ICX-Spektrum ab.

BE SMART. BE ICX.

medentis[®]
medical

ICX-PROTHETIK KATALOG

September 22/01

Nur **zwei Prothetiklinien**
für das gesamte ICX-Spektrum.



ICX-SHOP!



**MEINE PRAXIS.
MEIN SYSTEM.**



DIGITAL. DENTAL. FINAL.

medentis
medical

SERVICE

Erklärung der Namen, Zeichen und Etikettierungen.....	6
Bestellung, Garantie & Service.....	7

PROTHETIK

ICX-MINI Ø 2,9mm Prothetik ○	8
ICX-Ø 3,3mm (BL+TL) Prothetik ●	9-19

ICX-MODELLANALOGIE

Übersicht ICX-Modellanalogue	21
------------------------------------	----

1. zementierte und verklebte Versorgung

ICX-AUFBAUTEN & KLEBEBASEN

Übersicht ICX-Titan-Aufbauten.....	22-25
Übersicht ICX-Universal-Aufbauten	26
Übersicht ICX-Steg-Systeme	27
Übersicht ICX-Gold-, CrCo- und Kunststoffaufbauten	27
Übersicht ICX-Aufbauten/ZirkonZahn/CAD/CAM & Scan-Körper.....	28
Übersicht ICX-CAD/CAM/Klebebasen- und Scankörper	29
ICX-Cerrec®-Klebebasen und Scankappen.....	30
ICX-Klebebasis für ZirkonZahn-System	30

CERICX-ZIRKON-AUFBAUTEN

Übersicht CERICX-Zirkon-Aufbauten.....	32/33
--	-------

2. okklusal verschraubte Versorgung

ICX-MULTI-KONZEPT ZUR OKKLUSALEN VERSCHRAUBUNG

Übersicht ICX-MULTI-Konzept (4-ON-ICX & 6-ON-ICX).....	34-36
--	-------

3. Hybridtechnik

ICX-t-bona KUGELKOPF PATRIZEN & MATRIZEN

Übersicht ICX-t-bona Kugelkopf-System	38
Übersicht t-ecco & Dalbo®-Plus Matrizen für ICX.....	39

ICX-MAXIMUS (LOCATOR™) PATRIZEN & MATRIZEN

Übersicht ICX-Maximus-Aufbauten, ein-/zweiteilig.....	40/41
Übersicht ICX-Maximus-Zubehör.....	42
Übersicht CM LOC® Matrizen-System.....	43

ICX-ZUBEHÖR

Übersicht ICX-Überweiserbox / ICX-Try-in-Box	44/45
Übersicht ICX-Sechskantinstrumente	46
Übersicht ICX-Instrumente und Schrauben	48/49
Produktinfo Empfehlungen für Drehmomente	50-51
Produktinfo ICX-BL + TL Implantate.....	52
Übersicht ICX-Rohlinge/Preforms/Abutmenthalter-Systeme	53

ICX-DENTA5 –

das moderne CAD/CAM-Fräszentrum	54/55
---------------------------------------	-------

ICX-DENTA5 – FRÄSDIENSTLEISTUNGEN

Gerüst/Brückenglied	ZIRKON	56
Gerüst/Brückenglied/Krone	E.MAX CAD	57/58
Gerüst/Brückenglied/Krone	NEM	59/60
Individuelle Abutments ICX und Fremdsysteme	TITAN // NEM	61/62
Steg auf ICX-MULTI®	NEM / TITAN	63/64
Stegüberwurf	NEM / LASER MELTING	65
PMMA, Multilayer	POLYMERE	66
Digitale Modellherstellung		67
ICX-Preforms und MED-Abutmenthalter		68-71
Medentis CAD Bibliothek		72
Uploadmanager		73
ICX-Digital Systemübersicht		74/75
ICX-DENTA5 Support/Service/Kontakt.....		76/77
Übersicht: ICX-Plexiglas-Schaummodelle		80-82
Übersicht: ICX-Aufbauten/Indikationen		83

Erklärung der Namen, Zeichen und Etikettierungen

Erklärung zu den Symbolen/Zeichen auf Etiketten/Produktlabels und Beipackzetteln:



Chargennummer



Artikelnummer



Gammasterilisiert



Vor dem Verfallsdatum verwenden



nur zum einmaligen Gebrauch



Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig lesen



ICX-Produkte sind CE-gezeichnet und erfüllen die Anforderungen aus der Medizinprodukterichtlinie 93/42 EWG



Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung



Nicht resterilisieren

Bedeutung der Farbcodierung bei ICX-Bohrern & Implantaten

Weiss ○ = Ø 2,9mm

Rot ● = Ø 3,75mm

Rosa ● = Ø 3,3mm

Grün ● = Ø 4,1mm

Gelb ● = Ø 3,45mm


Blau ● = Ø 4,8mm

Farbdarstellungen und Größen der Abbildungen in dieser Broschüre sind nicht verbindlich!



Portofreier Versand, inkl. Express-Service!

Bei einer Bestellannahme bis 19.00 Uhr täglich (Mo.-Fr.) erhalten Sie Ihre Bestellung bis Mittag des folgenden Werktages (Mo.-Fr.) per „Express-Saver“ kostenfrei – und das ohne Mindestbestellwert – geliefert (innerhalb Deutschlands).



Persönlicher Bestell-Annahme-Service

von montags bis freitags von 7.30 – 19 Uhr.



Geliefert werden die ICX-Produkte ausschließlich per UPS-Express, ohne Lieferkosten und Mindestbestellwert! Bis 18:45 Uhr bestellte Ware wird garantiert bis zum Mittag des folgenden Werktags zugestellt.

Geltung der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe: www.medentis.de)

Hinweis:

*Alle Preise in dieser Broschüre in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.01.2022)

GERMAN
& SWISS
MADE



DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ÜBERSICHT: ICX-MINI Ø 2,9mm Prothetik

Übersicht/Prothetik: ICX-MINI-Implantat ICX-MINI Ø 2,9mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000004		ICX-MINI Verschußschraube, Wird eingedreht mit SW 0,9mm	Ø 2,2mm GH 0mm	Titan	16,50*
960002		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 0,9mm , L 20mm für t-ecco Innenmatritze und ICX-MINI-Verschußkappe	SW 0,9 kurz, L 20mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 0,9mm , L 38,5mm für t-ecco Innenmatritze und ICX-MINI-Verschußkappe	SW 0,9 lang, einteilig L 38,5mm	Edelstahl	49,-*
C-022-090001		t-bona Kugelkopf MINI, Kugel-Ø 2,25mm, inkl. Modellanalogue	GH 1mm	Titan	59,-*
C-022-090002		t-bona Kugelkopf MINI, Kugel-Ø 2,25mm, inkl. Modellanalogue	GH 2mm	Titan	59,-*
C-022-090003		t-bona Kugelkopf MINI, Kugel-Ø 2,25mm, inkl. Modellanalogue	GH 3mm	Titan	59,-*
C-015-100007		ICX-t-bona Kugelkopf Einbringinstrument	L 19mm	Edelstahl	49,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-030001		ICX-Maximus für ICX-MINI, bestehend aus Hülse GH 3mm und Basis-Schraube	Titan	99,-*

C-015-100018		Dreikant-Eindrehwerkzeug 25mm (kurz)	Edelstahl	29,-*
C-015-100031		Dreikant-Eindrehwerkzeug 30mm (lang)	Edelstahl	29,-*

Wichtiger Hinweis:

**ICX-KUGELKOPF-MATRIZEN SYSTEM UND ICX-MAXIMUS-MATRIZEN SYSTEM
SIEHE SEITEN 18/19.**

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-026-010501		ICX-MINI Massivaufbau (Die Massiv-Aufbaukappe wird im Mund des Patienten zementiert. Dieser spätere Massiv-Aufbau kann danach beschliffen und konventionell abgeformt werden.)	Ø 5mm K 7mm	Titan	39,-*

ICX-PRODUKT-INFO

ICX-Ø3,3mm BL + TL Implantate


Sehr geehrte Kunden,

Bitte beachten Sie beim Transfer die beiden unterschiedlichen Plattformen der BL und TL Implantate.

Wählen Sie dementsprechend die BL und TL Laboranaloge aus.

Dies ist wichtig, wenn die Prothetik später aufgrund des geringen Emergenzprofils die jeweils unterschiedlichen Plattformen der Implantate berühren muß (GH 0mm).

Ihr medentis-Team



ICX-Ø 3,3mm **BL** (Bone Level)
Ø 3,3mm
Art.-Nr.: N-006-010003



ICX-Ø 3,3mm **TL** (Tissue Level)
Ø 3,3mm
Art.-Nr.: N-006-010008

medentis[®]
medical

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: Instrumente & Modellanaloge ICX-Ø3,3mm:

Schraubendreher

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-015-100033		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,2mm , L 25mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100043		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , kurz, L 21mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100030		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , mittel, L 27mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100036		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , L 32mm	Edelstahl	49,-*

Modellanaloge für ICX-Ø3.3mm

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-006-010003	ICX Ø 3,3 Modellanalog Standard BL CAD/CAM	Ø 4,0 L 10mm	Titan	19,-*	
N-006-010008	ICX Ø 3,3 Modellanalog TL CAD/CAM	Ø 4,0 L 10mm	Titan	19,-*	

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-Titan-Aufbauten für zementierte Versorgung

ICX-Titan-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-007-020401	ICX Ø 3,3 Aufbau gerade, 1mm	GH 1mm Ø 4,0 K 5,5mm	Titan	39,-*	
N-007-020402	ICX Ø 3,3 Aufbau gerade, 2mm	GH 2mm Ø 4,0 K 5,5mm	Titan	39,-*	
N-007-020403	ICX Ø 3,3 Aufbau gerade, 3mm	GH 3mm Ø 4,0 K 5,5mm	Titan	39,-*	



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube N-007-000002

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-Titan-Aufbauten für zementierte Versorgung

ICX-Titan-Ästhetik-Aufbauten

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
N-010-010005	 Nur für ICX-Bonelevel Implantate	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0° gerade, Ø 3,7mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
N-010-020005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau,, 15°, Ø 3,7mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
N-010-040005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°, Ø 3,7mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*



ICX-Titan-Ästhetik-Aufbauten


Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-010-020010	ICX Ø 3,3 Ästhetik 15°, 1mm	GH 1: 1mm GH 2: 3mm Ø 4,0 K 7,4mm	Titan	79,-*	
N-010-020020	ICX Ø 3,3 Ästhetik 15°, 2mm	GH 1: 2mm GH 2: 4mm Ø 4,0 K 7,4mm	Titan	79,-*	
N-010-040010	ICX Ø 3,3 Ästhetik 25°, 1mm	GH 1: 1mm GH 2: 3mm Ø 4,0 K 7,4mm	Titan	79,-*	
N-010-040020	ICX Ø 3,3 Ästhetik 25°, 2mm	GH 1: 2mm GH 2: 4mm Ø 4,0 K 7,4mm	Titan	79,-*	



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube N-007-000002



Verbindungs- und Laborschraube (inklusive)

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-011-000001	ICX Ø 3,3 Verbindungsschraube	SW 1,2mm	Titan	9,-*	
N-007-000002	ICX Ø 3,3 Laborschraube	SW 1,2mm	Titan	9,-*	

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: CERICX-Ø 3,3mm-Aufbauten

Zahnfarbe
„hell“ **A**




entspricht:
ca. A1, A2, B1

Zahnfarbe
„standard“ **B**

entspricht:
ca. A3, B2

Zahnfarbe
„dunkel“ **C**

entspricht:
ca. A3,5 B3

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-036-A/B/C 10501	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 1mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	A = Zahnfarbe „hell“  B = Zahnfarbe „standard“  C = Zahnfarbe „dunkel“ 
N-036-A/B/C 10502	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 2mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 10503	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 3mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 10504	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 4mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 10505	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau gerade 5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,1mm K 6,5mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/ C20005	ICX Ø 3,3 CERICX 15° Ästhetik 0,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 1,2/3,2mm K 7mm	Titan	99,-*	A = Zahnfarbe „hell“  B = Zahnfarbe „standard“  C = Zahnfarbe „dunkel“ 
N-036-A/B/C 20015	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau 15° Ästhetik 1,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 2,2/4,2mm K 7mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 20025	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau 15° Ästhetik 2,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 3,2/5,2mm K 7mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 20035	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau 15° Ästhetik 3,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 4,2/6,2mm K 7mm	Titan	99,-*	
N-036-A/B/C 20045	ICX Ø 3,3 CERICX Aufbau 15° Ästhetik 4,5mm	Ø 5,5mm/ Ø 6,5mm GH 5,2/7,2mm K 7mm	Titan	99,-*	



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube N-007-000002

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: Klebebasen & Angusstechnik

Klebe- und Scan-Aufbau

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
NEU! N-029-000001	ICX-3.3 Klebebasis	Ø=3,6mm GH=0,5mm K=3,5mm	Titan	39,-*	
N-030-000003	ICX Ø 3,3 Scanabutment schmal beschichtet	H 11,5mm Ø 4,1	Titan	39,-*	

 Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001

 Alle Artikel inkl. Laborschraube N-007-000002

ICX-Cerec®-Klebebasen (**NEU** für das Sirona®-System)

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
N-029-000050		ICX-Cerec®-Klebebasis mit hex für Cerec® S-Block, inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 0,3mm K 4,65mm Ø 3,65mm	Titan	39,-*
N-030-000052		ICX-Cerec®- Scanpost S für N-029-000050 mit hex inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 5,6mm K 4,65mm Ø 3,65mm	Titan	39,-*

HINWEIS: GENERELL IST IMMER EIN SCAN ÜBER DEN JEWEILIGEN SCANPOST ZU EMPFEHLEN!
DABEI MUSS DER ENTSPRECHENDE DATENSATZ FÜR SCANPOST AUSGEWÄHLT WERDEN.

DER DAZUGEHÖRIGE DATENSATZ CAD/CAM IST ALS DATENSATZ **ALPHATECH 3,4**,
ODER FRIADENT FX 3,4 IM SIRONA®-SYSTEM HINTERLEGT (**S BLOCK**).

CoCr-Aufbau

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €
NEU N-008-020001		ICX- CoCr Aufbau (angussfähig mit NEM) , mit hex	Ø 3,6mm GH: 0,5mm K: 5mm Kunststoff-Hülse: 9mm	CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig (WAK-Werte beim Auf- brennen von Keramik beachten)	89,-

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-MULTI®-Konzept = 4-on-ICX und 6-on-ICX


ICX-MULTI®-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e €	
N-020-750010	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau gerade 1mm	K 2,2mm GH 1mm Ø 4,8	Titan	39,-*	
N-020-750020	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau gerade 2mm	K 2,2mm GH 2mm Ø 4,8	Titan	39,-*	
N-020-750030	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau gerade 3mm	K 2,2mm GH 3mm Ø 4,8	Titan	39,-*	
N-020-751710	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 17° 1mm hex	K 2,2mm GH 1 = 1mm GH 2 = 2,4mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-751720	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 17° 2mm hex	K 2,2mm GH 1 = 2mm GH 2 = 3,6mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-751730	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 17° 3mm hex	K 2,2mm GH 1 = 3mm GH 2 = 4,6mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-753510	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 35° 1mm hex	K 2,2mm GH 1 = 1mm GH 2 = 3,75mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-753520	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 35° 2mm hex	K 2,2mm GH 1 = 2mm GH 2 = 4,75mm Ø 4,8	Titan	99,-*	
N-020-753530	ICX Ø 3,3 MULTI Aufbau 35° 3mm hex	K 2,2mm GH 1 = 3mm GH 2 = 5,75mm Ø 4,8	Titan	99,-*	



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-020-000010

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe



Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-015-100030	ICX-MULTI Sechskantinstrument SW 1,2mm mittel	SW 1,2mm	Edelstahl	49,-*	
C-020-000001	ICX-MULTI Eindrehinstrument SW 3,2mm für gerade multi-Aufbauten Zwingend erforderlich!	SW 3,2mm	Edelstahl	49,-*	

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-MULTI®-Konzept = 4-on-ICX und 6-on-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000005		ICX-MULTI Schutzkappe	Ø 4,8 L 4,6mm	Titan	19,-*
C-005-070001		ICX-MULTI Abdruckpfosten, geschlossen, inkl. Abdruckkappe	L 11mm	Titan	29,-*
C-005-070002		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, kurz inkl. Abformhilfe	L 13mm	Titan	29,-*
C-005-070020		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, lang inkl. Abformhilfe	L 16,7mm	Titan	29,-*
C-006-010007		ICX-MULTI Modellanalog CAD/CAM	L 11mm K 2,2mm	Titan	19,-*
C-020-951120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Titan	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Titan	39,-*
C-020-952120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Kunststoff	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Kunststoff ausbrennbar	19,-*
C-020-953120		ICX-MULTI Prothetikaufbau PEEK (Provisorium/Bissregistrierung)	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Peek	19,-*
C-029-002010		ICX-MULTI Klebebasis (für Stege und Kunststoff- Verblendbrücken)	Ø 4,8 L 5,5mm	Titan	39,-*
C-029-002011		ICX-MULTI Klebebasis GH 0mm, (für Keramik-Verblendbrücken)	Ø 5,4mm, L 5,5mm	Titan	39,-*
C-030-000010		ICX-MULTI Scankappe	L 12,5mm B 4,5mm T 6,5mm	Peek	39,-*
C-030-000013		ICX Multi Scanbasis schmal	Ø 4,10mm L 10mm	Titan	39,-*
C-031-100001		ICX-Maximus-Kappe, GH 3mm, (zzgl. GH ICX-MULTI Aufbau)	Ø 4,8 L 4,4mm	Titan	39,-*



inkl. Prothetikschaube C-020-000011 (Verbindungsschraube zum ICX-MULTI-Aufbau)

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-MULTI®-Konzept = 4-on-ICX und 6-on-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €
C-020-956120		ICX-MULTI Prothetikaufbau CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig	Ø 4,8mm L 7mm	CoCr Biodur CCM/ BC	49,-*
C-020-955120		ICX-MULTI-Schweißaufbau zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 4,8mm L 12mm	Titan	39,-*
C-020-955121		ICX-MULTI-Schweißaufbau zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 5,1mm L 10,5mm	Titan	39,-*



inkl. Prothetikschaube C-020-000011
(Verbindungsschraube zum ICX-MULTI-Aufbau)

Einsatzbereich und Indikation

Das ICX-MULTI® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

C-020-000120		Multifixierstift für Unterfütterungs-Abdrucknahmen	10er Pack	Kunststoff	49,-*
--------------	---	---	-----------	------------	--------------

Besuchen Sie unseren ICX-Shop:

ICX-SHOP!



t-bona Kugelkopf-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-022-060001	ICX Ø 3,3 t-bona, Standard, 1mm	GH 1mm	Titan	59,-*	
N-022-060002	ICX Ø 3,3 t-bona, Standard, 2mm	GH 2mm	Titan	59,-*	
N-022-060003	ICX Ø 3,3 t-bona, Standard, 3mm	GH 3mm	Titan	59,-*	


ICX-Maximus-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
N-031-010002	ICX Ø 3,3 Maximus, zweiteilig 2mm	GH 2mm	Titan	99,-*	
N-031-010003	ICX Ø 3,3 Maximus, zweiteilig 3mm	GH 3mm	Titan	99,-*	


 Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
N-011-000001

ICX DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

t-ecco-Matrizen

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
T-13825		t-ecco, Matrize, komplett, inkl. goldener Innenmatrize, rotem Kunststoffhilfsring und Modellanalogs	Titan plus AuPt	49,-*
T-13836		t-ecco, Matrize, einzeln Ohne goldene Innenmatrize	Titan	35,-*
T-13833		t-ecco, goldene Innenmatrize	AuPt	35,-*
T-13846		t-ecco, Goldfarbene Innenmatrize (schwach)	Titan Grad5	35,-*
T-13845		t-ecco, rot Innenmatrize (stark)	Titan Grad5	35,-*
EK-833100		Modellanalogs	Messing	9,90*
T-10571	 Aktivierung Deaktivierung	t-ecco-Aktivator/Deaktivator	Edelstahl	49,-*
960002		Instrument Sechskant, SW 0,9 kurz, L 20mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		Instrument Sechskant, SW 0,9 lang, einteilig L 35mm	Edelstahl	49,-*

Dalbo®-PLUS/Matrize

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
DP-055890		Dalbo PLUS Female TE elliptisch Komplett inkl. Dalbo-PLUS-Lamelleneinsatz	Titan plus Elitor	79,-*
DP-055643		Dalbo PLUS Lamelleneinsatz (ohne Rillen Markierung)	Elitor	49,-*
DP-050068		Dalbo PLUS Tuning-Soft-Lamelleneinsatz (1 Rillen Markierung) bei Kugelpopfverschleiß um bis zu 0,05mm	Elitor	49,-*
DP-055687		Dalbo PLUS Tuning-Lamelleneinsatz (2 Rillen Markierungen) bei Kugelpopfverschleiß von 0,05mm	Elitor	49,-*
DP-072609		Dalbo PLUS Werkzeug/Aktivator (pro 1/4 Umdrehung erhöht sich die Abzugskraft um 200g)	Edelstahl	39,-*

Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt das Dalbo-PLUS Werkzeug (DP-072609) um die Retention individuell situationsgerecht einzustellen.

ÜBERSICHT - PROTHETIK ICX-Ø3,3mm: ICX-Maximus-Matrizen System

Matrizen

ICX-Maximus-Matrizen:

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-852400		Retentionseinsatz transparent Abzugskraft ca. 2,3 kg , stark Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852700		Retentionseinsatz pink Abzugskraft ca. 1,6 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852900		Retentionseinsatz blau Abzugskraft ca. 0,7 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854700		Retentionseinsatz grün Abzugskraft ca. 1,8 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854800		Retentionseinsatz rot Abzugskraft ca. 0,4 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-851500		Laboreinsatz schwarz, keine Retention (Labor)	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852300		ICX-Maximus Block out Spacer, 2er Pack	Kunststoff (2er Pack)	19,-*
C-031-851902		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (2er Pack)	43,50*
C-031-851910		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (10er Pack)	199,-*
C-015-100032		Core Tool (Allzweckinstrument)	Edelstahl	66,-*
C-031-850501		Abdruckkappe	Titan (4er Pack)	59,-*
C-031-853000		Modellanalog $\emptyset$ 4mm	Titan (4er Pack)	59,-*
C-015-100018		Eindrehwerkzeug 25mm (kurz)	Edelstahl	29,-*
C-015-100031		Eindrehwerkzeug 30mm (lang)	Edelstahl	29,-*

Der ein-, & zweiteilige ICX-MAXIMUS-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical, kompatibel zu den Locator™-Aufbauten. **Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!**

Produkte gekennzeichnet mit ® und ™ sind eingetragene Warenzeichen des entsprechenden Herstellers.

ICX-PRODUKTINFO

ICX-BL + TL Implantate

Sehr geehrte Kunden,

Bitte beachten Sie beim Transfer die beiden unterschiedlichen Plattformen der BL und TL Implantate.

Wählen Sie dementsprechend die BL und TL Laboranaloge aus.

Dies ist wichtig, wenn die Prothetik später aufgrund des geringen Emergenzprofils die jeweils unterschiedlichen Plattformen der Implantate berühren muß (GH 0mm).


Ihr medentis-Team



The image shows four different lengths of ICX-BL implant abutments on the left. In the center is a blue plus sign. To the right of the plus sign is a single ICX-BL implant component, which is a short, cylindrical piece with a flat top. Further right is a circular inset showing a cross-section of the implant, highlighting its flat top surface.

ICX-BL (Bone Level)
Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm

Art.-Nr.: C-006-010001



The image shows five different lengths of ICX-TL implant abutments on the left. In the center is a blue plus sign. To the right of the plus sign is a single ICX-TL implant component, which is a short, cylindrical piece with a slightly wider top flange. Further right is a circular inset showing a cross-section of the implant, highlighting its wider top flange.



ICX-TL (Tissue Level)
Ø 3,45 · Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm

Art.-Nr.: C-006-010008

medentis[®]
medical

ÜBERSICHT ICX-MODELLANALOGE:

Für ICX-Implantate Ø3,45 · Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-006-010001		ICX-Modell analog für Bonelevel (BL) Implantate Standard	L 15mm	Titan	19,-*
C-006-010003		ICX-Modell analog für Bonelevel (BL) Implantate CAD/CAM	L 10mm	Titan	19,-*
C-006-010008		ICX-Modell analog für TISSUE LEVEL (TL) Implantate CAD/CAM	L 11,7mm	Titan	19,-*

Hinweis: L = Länge

Sie haben noch Fragen?

Weitere Auskünfte und Informationen
erhalten Sie unter:

Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

E-Mail: info@medentis.de

www.medentis.de



ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.



ÜBERSICHT: ICX-Titan-Aufbauten

Für zementierte Versorgung

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensi- onen	Material	Preis €
C-007-010501	 Ø 5mm	ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 1 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010502		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard, Ø 5mm	GH 2 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010503		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard, Ø 5mm	GH 3 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010504		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 4 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010505		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 5 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-010506		ICX-Titan-Aufbau, kurz, Standard Ø 5mm	GH 6 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-016501	 Ø 6,5mm	ICX-Titan-Aufbau, kurz, breit Ø 6,5mm	GH 1 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-016502		ICX-Titan-Aufbau, kurz, breit Ø 6,5mm	GH 2 mm K 4mm	Titan	39,-*
C-007-016503		ICX-Titan-Aufbau, kurz, breit Ø 6,5mm	GH 3 mm K 4mm	Titan	39,-*




Alle Artikel C-007- inkl. Verbindungsschraube
C-007-000001



Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube
C-007-000002

Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe



ÜBERSICHT: ICX-Titan-Aufbauten

Für zementierte Versorgung

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensi- onen	Material	Preis €
C-007-020501	 Ø 5mm	ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 1 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020502		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard, Ø 5mm	GH 2 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020503		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard, Ø 5mm	GH 3 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020504		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 4 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020505		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 5 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-020506		ICX-Titan-Aufbau, lang, Standard Ø 5mm	GH 6 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-026501	 Ø 6,5mm	ICX-Titan-Aufbau, lang, breit Ø 6,5mm	GH 1 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-026502		ICX-Titan-Aufbau, lang, breit Ø 6,5mm	GH 2 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-026503		ICX-Titan-Aufbau, lang, breit Ø 6,5mm	GH 3 mm K 7mm	Titan	39,-*
C-007-010500	 Nur für Bonelevel (BL) Implantate Ø 3,7mm	ICX-Titan-Aufbau, kurz, Ø 3,7mm Nicht für ICX-plus Implantate!	GH 0 mm L 5mm	Titan	39,-*
C-007-020500		ICX-Titan-Aufbau, lang, Ø 3,7mm Nicht für ICX-TL Implantate!	GH 0 mm L 7mm	Titan	39,-*
C-007-030500		ICX-Titan-Aufbau, extralang, Ø 3,7mm Nicht für ICX-TL Implantate!	GH 0 mm L 9mm	Titan	39,-*



Alle Artikel C-007- inkl. Verbindungsschraube
C-007-000001




Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube
C-007-000002

ÜBERSICHT: ICX-Titan-Aufbauten

HINWEIS: Alle Ästhetik-Titan-Aufbauten sind über die Fläche des Sechskant-Rotationsschutzes abgewinkelt.

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-010-010010	 0°	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0°	GH 1: 1,0mm GH 2: 3,0mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-010030		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0°	GH 1: 3,0mm GH 2: 5,0mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020015	 15°	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 1: 1,5mm GH 2: 3,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020025		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 1: 2,5mm GH 2: 4,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020035		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 1: 3,5mm GH 2: 5,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-020050		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°	GH 1: 5,0mm GH 2: 7,0mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040015	 25°	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 1: 1,5mm GH 2: 3,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040025		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 1: 2,5mm GH 2: 4,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040035		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 1: 3,5mm GH 2: 5,5mm K 7mm	Titan	79,-*
C-010-040050		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°	GH 1: 5,0mm GH 2: 7,0mm K 7mm	Titan	79,-*



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube
C-007-000002

Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe · L = Länge ab Implantatoberkante

ÜBERSICHT: ICX-Titan-Aufbauten

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-010-010005	 Nur für ICX-Bonelevel Implantate	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0° gerade, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
C-010-020005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau,, 15°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
C-010-040005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,5mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*

Auf BL-Plattform-Niveau



Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-024-110005	 Nur für ICX-TISSUE LEVEL Implantate	ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0° gerade, Ø 4,5mm	GH 1: 0,3mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
C-024-120005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,3mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
C-024-140005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°, Ø 4,5mm	GH 1: 0,3mm GH 2: 1,5mm K 8mm	Titan	79,-*

Auf TL-Plattform-Niveau



Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe · L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel auf dieser Seite inkl. Laborschraube
C-007-000002

ÜBERSICHT: ICX-Universal-Aufbauten

ICX-Universal-Aufbauten (Teleskop-Technik, individualisierbar)

Kompakt, zweiteilig mit zentralen Schrauben-Zugangs-Kanal

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-009-100001		ICX-Universal-Aufbau, kurz, Ø 5,2mm	L 9,5mm	Titan	39,-*
C-009-100002		ICX-Universal-Aufbau, lang, Ø 5,2mm	L 14,5mm	Titan	39,-*
C-009-020001		ICX-Meso-Aufbau Ø 7mm	L 9mm	Titan	39,-*

Hinweis: L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel C-009- inkl. Verbindungsschraube
C-007-000001



Alle Artikel C-009- inkl.
Laborschraube
C-007-000002

Durch ihre dickere Wandstärke sind sie vom Techniker
individuell, im verantwortlichen Maße, als Primärteleskope zu beschleifen.

Sie haben noch Fragen?

Weitere Auskünfte und Informationen
erhalten Sie unter:

Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

E-Mail: info@medentis.de

www.medentis.de

ICX-SHOP!



ÜBERSICHT: ICX-Steg-, Gold- und Kunststoffaufbauten

ICX-Steg-System-Aufbauten

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-011-030001		Kunststoffaufbau Sekundärteil, mit hex	L 9mm K 6,3mm Ø 4,5mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-011-030002		Kunststoffaufbau Sekundärteil, ohne hex	L 9mm K 6,3mm Ø 4,5mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-011-020002		Titanaufbau Sekundärteil, ohne hex	L 9mm K 6,3mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*
C-011-020003		Titanaufbau Sekundärteil, lang, ohne hex	L 13,5mm K 6,3mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*

ICX-TISSUE LEVEL (TL) Implantat Aufbauten

Der ICX-plus-Aufbau 0mm ist ausschließlich zu ICX-plus-Implantaten kompatibel.

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-024-010501		ICX-(TL) Implantat Aufbau K 5mm, kurz, Ø 5mm	GH 0,25mm K 5mm	Titan	39,-*
C-024-020501		ICX-(TL) Implantat Aufbau K 7,5mm, lang, Ø 5mm	GH 0,25mm K 7,5mm	Titan	39,-*
C-024-120501		ICX-(TL) Implantat Aufbau K 7mm, lang, Ø 5mm	GH 0mm (äußerer Tulpen Ø) K 7mm	Titan	39,-*

Hinweis: K = Länge des Stumpfes
ab Präpgrenze



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-007-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002



**Auf innerem
TL-Plattform-Niveau**



**Auf äußerem
TL-Plattform-Niveau**

ICX-Gold-Anguss und CoCr-NEM Anguss Technik

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-008-010001		ICX-Gold Aufbau (angussfähig) Ø 5mm mit hex	GH 1mm	Gold/ HSL-Legierung Ceramicor 0,40 g Goldanteil	109,-*
C-008-010002		ICX-Gold Aufbau (angussfähig) Ø 5mm ohne hex	GH 1mm	Gold/ HSL-Legierung Ceramicor 0,40 g Goldanteil	109,-*
C-029-000022		ICX- CoCr Aufbau (angussfähig mit NEM), mit hex	Ø 4,40 mm GH 0,5mm K 4mm	CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig (WAK-Werte beim Auf- brennen von Keramik beachten)	79,-
C-008-020001		ICX- CoCr Aufbau (angussfähig mit NEM), mit hex	Ø 4,40 mm GH 0,5mm K 4mm Kunststoffhülse 9mm	CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig (WAK-Werte beim Auf- brennen von Keramik beachten)	89,-

ICX-Kunststoffaufbauten, ausbrennbar

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-008-030001		ICX-Kunststoff Aufbau Ø 5mm mit hex komplett rückstandslos ausbrennbar	GH 1mm K 7mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*
C-008-030002		ICX-Kunststoff Aufbau Ø 5mm ohne hex komplett rückstandslos ausbrennbar	GH 1mm K 7mm	Kunststoff ausbrennbar	29,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe · L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

ÜBERSICHT:

ICX-Aufbauten/ZirkonZahn/CAD/CAM & Scan-Körper

ICX-CAD/CAM-Klebe- und Scan-Körper

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-029-000004	 BL	ICX-Klebebasis, Ø 4,4mm, mit hex · Nur für ICX-BL Implantat!	GH 0mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000005	 TL	ICX-Klebebasis Nur für ICX-TL Implantat Ø 4,4mm mit hex	GH 0mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000002		ICX-Klebebasis, Standard Ø 4,4mm mit hex	GH 0,5mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000008		ICX-Klebebasis, Ø 4,4mm mit hex	GH 1,5mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-000007		ICX-Klebebasis, Ø 4,4mm mit hex	GH 2,5mm K 4mm	Titan	39,-*
C-029-001001		ICX-Steg-Klebebasis, Ø 4,4mm ohne hex (für Stege- und Brücken)	GH 0,5mm K 3,8mm	Titan	39,-*
C-030-000001		ICX-Scan-Körper für Modellscan 1. Generation	L 12mm	PEEK	39,-*
C-030-000003		ICX-Scan-Körper für Intraoral-Scan und auch für Modellscan geeignet 2. Generation	L 12mm	Titan	39,-*

Die Datensätze CAD/CAM zu den ICX-Klebebasen sind in der Bibliothek auf der Webseite von medentis hinterlegt:
www.medentis.de
Dort können Sie per email zum downloaden angefordert werden.



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.



ÜBERSICHT:

ICX-Cerec®-Klebebasen **NUR** für Sirona®-System

ICX-Cerec®-Klebebasen (**NUR** für das Sirona®-System)

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-029-000050		ICX-Cerec®-Klebebasis mit hex für Cerec® L-Block, inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 1mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*
C-030-000052		ICX-Cerec®- Scanpost L für C-029-000050 mit hex inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 2,5mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*
C-029-000051		ICX-Cerec®-Klebebasis mit hex für Cerec® L-Block, inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 2,5mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*
C-030-000053		ICX-Cerec®- Scanpost L für C-029-000051 mit hex inkl. Scankappe weiß (Bluecam),	GH 4mm K 4,65mm Ø 4,5mm	Titan	39,-*
6431329		Scankappe, grau (Omnica) Dieser Artikel ist bei allen Cerec®-Artikeln inklusive	–	PEEK	9,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe · K = Kaminhöhe · L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

HINWEIS: GENERELL IST IMMER EIN SCAN ÜBER DEN JEWEILIGEN SCANPOST ZU EMPFEHLEN!
DABEI MUSS DER ENTSPRECHENDE DATENSATZ FÜR SCANPOST AUSGEWÄHLT WERDEN.

DER DAZUGEHÖRIGE DATENSATZ CAD/CAM IST ALS DATENSATZ **NBA 4.5**
IM SIRONA®-SYSTEM HINTERLEGT.

ICX E. Steger-Klebeabutment **NUR** für ZirkonZahn-System

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-029-000021		ICX Klebebasis für ZirkonZahn-System Ø 5,1mm mit hex	GH 1mm K 4mm	Titan	39,-*

Hinweis: K = Länge des Stumpfes
ab Präpgränze



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

CERICX®

KONFEKTIONIERTE, ANATOMISCHE ICX-ZIRKON-AUFBAUTEN

DIE PERFEKTE WIRTSCHAFTLICHE HARMONIE MIT CEREC®.



Kombinieren Sie die bewährten CERICX®- und CEREC®-Systeme zur Versorgung Ihrer Patienten.

Paßgenauigkeit, Präzision und die gewohnt benutzerfreundliche Anwendung machen diese Symbiose unter Zuhilfenahme unserer CERICX®-Aufbauten und Heilkappen perfekt – für alle CEREC® Omnicam-Anwender.

ICX-SHOP!



CEREC® ist eine eingetragene Marke von Dentsply Sirona

MEHRWERT + GEWINN = CERICX® & CEREC®

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis
medical

ÜBERSICHT: CERICX-Zirkon-Abutments



0° Grad und 15° Grad – mit optimierter Prägengrenze für intraorale Scansysteme
und Cerec®-Scans – in drei Zahnfarben und 5 Gingiva-Höhen:

Jeweils erhältlich in drei Zahnfarben (Molare nur in B)

Zahnfarbe „hell“ — **A**
entspricht:
ca. A1, A2, B1

Zahnfarbe „standard“ — **B**
entspricht:
ca. A3, B2


Zahnfarbe „dunkel“ — **C**
entspricht:
ca. A3,5 B3



Erklärung der unterschiedlichen Maßangaben,
(Dimensionen) anhand eines CERICX-Beispiel-Artikels

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis e
C-036-A/B/C 10501	CERICX Aufbau gerade 1mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 1,2mm GH 2: 3,1mm K: 6,5mm	Titan	99,-*

Zur Bestimmung der richtigen Gingivahöhe (GH)
beachten Sie die dazugehörigen **Dimensionen!**



B Zahnfarbe „standard“

Artikel-Nr.	Artikel-CERICX-Molare	Dimensionen	Material	Preis €	B - „standard“
C-034-B 00525	CERICX-Aufbau-Molar GH 2,5mm Stumpf und Emergenzprofil sind nach molarer Zahnform gestaltet.	Breite: Ø 9,6mm Tiefe: Ø 8,1mm GH 1: 3,2mm GH 2: 5,2mm K: 6,8mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-034-B 00535	CERICX-Aufbau-Molar GH 3,5mm Stumpf und Emergenzprofil sind nach molarer Zahnform gestaltet.	Breite: Ø 9,6mm Tiefe: Ø 8,1mm GH 1: 4,2mm GH 2: 6,2mm K: 6,8mm	Zirkon/ Titan	99,-*	

ÜBERSICHT: CERICX-Zirkon-Abutments

CERICX-Aufbauten

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-036-A/B/C 10501	CERICX Aufbau gerade 1mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 1,2mm GH 2: 3,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	A = Zahnfarbe „hell“  B = Zahnfarbe „standard“  C = Zahnfarbe „dunkel“ 
C-036-A/B/C 10502	CERICX Aufbau gerade 2mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 2,2mm GH 2: 4,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 10503	CERICX Aufbau gerade 3mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 3,2mm GH 2: 5,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 10504	CERICX Aufbau gerade 4mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 4,2mm GH 2: 6,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 10505	CERICX Aufbau gerade 5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 5,8mm GH 1: 5,2mm GH 2: 7,1mm K: 6,5mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 20005	CERICX 15° Aesthetik 0,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 1,2mm GH 2: 3,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	A = Zahnfarbe „hell“  B = Zahnfarbe „standard“  C = Zahnfarbe „dunkel“ 
C-036-A/B/C 20015	CERICX Aufbau 15° Aesthetik 1,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 2,2mm GH 2: 4,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 20025	CERICX Aufbau 15° Aesthetic 2,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 3,2mm GH 2: 5,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 20035	CERICX Aufbau 15° Aesthetik 3,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 4,2mm GH 2: 6,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	
C-036-A/B/C 20045	CERICX Aufbau 15° Aesthetik 4,5mm	Breite: Ø 5,5mm Tiefe: Ø 7,2mm GH 1: 5,2mm GH 2: 7,2mm K: 7mm	Zirkon/ Titan	99,-*	

0° Grad und 15° Grad – mit optimierter Prägengrenze für intraorale Scansysteme und Cerec®-Scans – in drei Zahnfarben und 5 Gingiva-Höhen:

Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminhöhe
L = Länge ab Implantatoberkante



Alle Artikel inkl. Verbindungsschraube
C-011-000001



Alle Artikel inkl. Laborschraube
C-007-000002

ÜBERSICHT:

ICX-MULTI®-Konzept = 4-on-ICX und 6-on-ICX

**Nur für Steg, Brücken und verblockte Kronen Versorgung –
nicht für Einzelzahn- und Teleskop-Versorgungen geeignet!**

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €
C-020-750000		Nur für BL! ICX-MULTI Aufbau, gerade, GH 0mm	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750001		Nur für TL! ICX-MULTI Aufbau, gerade, GH 0mm	Ø 4,8mm GH 0mm K 2,2mm	Titan	39,-*

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm / Schraubendreher SW 1,2mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-020-750010		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 1mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750020		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 2mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750030		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 3mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750040		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 4mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-750050		ICX-MULTI Aufbau, gerade, einteilig	GH 5mm K 2,2mm	Titan	39,-*
C-020-751705		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 1,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-751715		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 2,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-751725		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 2,5mm GH lang 3,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-751735		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 4,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753505		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 3,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753515		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 4,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753525		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 2,5mm GH lang 5,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-753535		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 6,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*



Hinweis: GH = Gingivahöhe
K = Kaminghöhe



inkl. Basisschraube C-020-000010
(Verbindungsschraube zum Implantat)



ÜBERSICHT: ICX-MULTI®-Konzept = 4-on-ICX und 6-on-ICX

erforderliche Mindestbauhöhe 5,5mm

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-003-000005		ICX-MULTI Schutzkappe	Ø 4,8 L 4,6mm	Titan	19,-*
C-005-070001		ICX-MULTI Abdruckpfosten, geschlossen, inkl. Abdruckkappe	L 11mm	Titan	29,-*
C-005-070002		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, kurz inkl. Abformhilfe	L 13mm	Titan	29,-*
C-005-070020		ICX-MULTI Abdruckpfosten, offen, lang inkl. Abformhilfe	L 16,7mm	Titan	29,-*
C-006-010007		ICX-MULTI Modellanalog CAD/CAM	L 11mm K 2,2mm	Titan	19,-*
C-020-951120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Titan	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Titan	39,-*
C-020-952120		ICX-MULTI Prothetikaufbau, Kunststoff	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Kunststoff ausbrennbar	19,-*
C-020-953120		ICX-MULTI Prothetikaufbau PEEK (Provisorium/Bissregistrierung)	Ø 4,8 L 12mm (kürzbar auf 4,1mm)	Peek	19,-*
C-029-002010		ICX-MULTI Klebebasis (für Stege und Kunststoff- Verblendbrücken)	Ø 4,8 L 5,5mm	Titan	39,-*
C-029-002011		ICX-MULTI Klebebasis GH 0mm, (für Keramik-Verblendbrücken)	Ø 5,4mm, L 5,5mm	Titan	39,-*
C-030-000010		ICX-MULTI Scankappe	L 12,5mm B 4,5mm T 6,5mm	Peek	39,-*
C-030-000013		ICX Multi Scanbasis schmal	Ø 4,10mm L 10mm	Titan	39,-*
C-031-100001		ICX-Maximus-Kappe, GH 3mm, (zzgl. GH ICX-MULTI Aufbau)	Ø 4,8 L 4,4mm	Titan	39,-*



inkl. Prothetikschraube C-020-000011 (Verbindungsschraube zum ICX-MULTI-Aufbau)

ÜBERSICHT:

ICX-MULTI®-Konzept = 4-on-ICX und 6-on-ICX

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	*Preis €
C-020-956120		ICX-MULTI Prothetikaufbau CoCr Biodur CCM/BC NEM angussfähig	Ø 4,8mm L 7mm	CoCr Biodur CCM/ BC	49,-*
C-020-955120		ICX-MULTI-Schweißaufbau 1. Generation zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 4,8mm L 12mm	Titan	39,-*
C-020-955121		ICX-MULTI-Schweißaufbau 2. Generation zum Verschweißen mehrerer Aufbauten mithilfe eines Titandrahtes	Ø 5,1mm L 10,5mm	Titan	39,-*

Einsatzbereich und Indikation



inkl. Prothetikschaube C-020-000011
(Verbindungsschraube zum ICX-multi-Aufbau)

Das ICX-MULTI® Konzept ist ein prothetisches Konzept zur Sofortversorgung von zahnlosen Patienten. Zur besseren Abstützung der provisorischen Versorgung besteht die Möglichkeit, dass die posterioren Implantate im 17° oder 35° Winkel nach distal gesetzt werden. Diese Angulation wird durch die speziellen Abutments ausgeglichen.

Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €	
C-015-100030	ICX-MULTI Sechskantinstrument SW 1,2mm mittel	SW 1,2mm	Edelstahl	49,-*	
C-020-000001	ICX-MULTI Eindrehinstrument SW 3,2mm für gerade multi-Aufbauten Zwingend erforderlich!	SW 3,2mm	Edelstahl	49,-*	

ICX-MULTI-Aufbauten ohne Rotationssicherung zum Implantat.

Zusätzliche Abwinklung über Kante möglich.

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-020-851705		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat nicht rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 1,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-851715		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat nicht rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 2,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-851735		17° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat nicht rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 4,9mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-853505		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat nicht rotationsgesichert	GH kurz 0,5mm GH lang 3,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-853515		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat nicht rotationsgesichert	GH kurz 1,5mm GH lang 4,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*
C-020-853535		35° ICX-MULTI Aufbau, Im Implantat nicht rotationsgesichert	GH kurz 3,5mm GH lang 6,25mm K 2,2mm	Titan	99,-*

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ICX-IMPLANTATE STEHEN FÜR *ERFOLG DURCH EINFACHHEIT.*



*MEINE PRAXIS.
MEIN SYSTEM.*

ICX-SHOPI



EINFACH IN DER ANWENDUNG – ÜBERSICHLICH IM HANDLING.

Für Ihre prothetischen Versorgungen bietet Ihnen medentis
alle erforderlichen Produkte – einfach und übersichtlich.

Mit nur **zwei Prothetiklinien** decken Sie das gesamte ICX-Spektrum ab.

DIGITAL. DENTAL. FINAL.

medentis
medical

www.medentis.de

ÜBERSICHT: ICX-t-bona Kugelkopf-System

Patrizen

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-022-060001		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 1mm	Titan	59,-*
C-022-060002		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 2mm	Titan	59,-*
C-022-060003		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 3mm	Titan	59,-*
C-022-060004		ICX-t-bona Kugelkopf-Aufbau, Kugel-Ø 2,25mm	GH 4mm	Titan	59,-*
C-015-100007		ICX-t-bona Kugelkopf Einbringinstrument	L 19mm	Edelstahl	49,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe


ICX DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ICX-SHOP!



ÜBERSICHT: ICX-t-bona Kugelkopf-System

t-ecco/Matrize

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
T-13825		t-ecco, Matrize, komplett, inkl. goldener Innenmatrize, rotem Kunststoffhilfsring und Modellanalog	Titan plus AuPt	49,-*
T-13836		t-ecco, Matrize, einzeln Ohne goldene Innenmatrize	Titan	35,-*
T-13833		t-ecco, goldene Innenmatrize	AuPt	35,-*
T-13846		t-ecco, Goldfarbene Innenmatritze (schwach)	Titan Grad5	35,-*
T-13845		t-ecco, rot Innenmatritze (stark)	Titan Grad5	35,-*
EK-833100		Modellanalog	Messing	9,90*
T-10571	 Aktivierung Deaktivierung	t-ecco-Aktivator/Deaktivator	Edelstahl	49,-*
960002		Instrument Sechskant, SW 0,9 kurz, L 20mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		Instrument Sechskant, SW 0,9 lang, einteilig L 35mm	Edelstahl	49,-*

Dalbo®-PLUS/Matrize

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
DP-055890		Dalbo PLUS Female TE elliptisch Komplett inkl. Dalbo-PLUS-Lamelleneinsatz	Titan plus Elitor	79,-*
DP-055643		Dalbo PLUS Lamelleneinsatz (ohne Rillen Markierung)	Elitor	49,-*
DP-050068		Dalbo PLUS Tuning-Soft-Lamelleneinsatz (1 Rillen Markierung) bei Kugelkopfverschleiß um bis zu 0,05mm	Elitor	49,-*
DP-055687		Dalbo PLUS Tuning-Lamelleneinsatz (2 Rillen Markierungen) bei Kugelkopfverschleiß von 0,05mm	Elitor	49,-*
DP-072609		Dalbo PLUS Werkzeug/Aktivator (pro ¼ Umdrehung erhöht sich die Abzugskraft um 200g)	Edelstahl	39,-*


Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt das Dalbo-PLUS Werkzeug (DP-072609) um die Retention individuell situationsgerecht einzustellen.

ÜBERSICHT: ICX-Maximus-Aufbauten, klassisch einteilig

Patrizen

Bitte beachten:

Bei einer exakten Gingivahöhe von z.B. 1mm verbleibt zusätzlich zwischen okklusaler Gingiva und unterem Rand der Matrizenversorgung eine für die Hybridversorgung wichtige Distanz von 0,5mm.



ICX-Maximus-Aufbauten, klassisch-kompakt einteilig

Diese Patrizen werden eingedreht.

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-031-020001		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 1mm	Titan	99,-*
C-031-020002		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 2mm	Titan	99,-*
C-031-020003		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 3mm	Titan	99,-*
C-031-020004		ICX-Maximus-Aufbau, einteilig	GH 4mm	Titan	99,-*

Der ein-, & zweiteilige ICX-MAXIMUS-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical, kompatibel zu den Locator™-Aufbauten. **Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!**

Hinweis: GH = Gingivahöhe

C-015-100018		Dreikant-Eindrehwerkzeug 25mm (kurz)	Edelstahl	29,-*
C-015-100031		Dreikant-Eindrehwerkzeug 30mm (lang)	Edelstahl	29,-*

ICX DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ÜBERSICHT: ICX-Maximus-Aufbauten, zweiteilig

ICX-Maximus-Aufbauten, zweiteilig

Patrize mit Schrauben-Zugangs-Kanal & Basisschraube

Diese rotationsgesicherten Aufbauten werden gesteckt und verschraubt

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
C-031-010001		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 1mm	Titan	99,-*
C-031-010002		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 2mm	Titan	99,-*
C-031-010003		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 3mm	Titan	99,-*
C-031-010004		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 4mm	Titan	99,-*
C-031-010005		ICX-Maximus-Aufbau, mit hex, zweiteilig inkl. Verbindungsschraube	GH 5mm	Titan	99,-*

Der ein-, & zweiteilige ICX-MAXIMUS-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical, kompatibel zu den Locator™-Aufbauten. **Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!**

Artikel inkl. Verbindungsschraube



C-031-000001

Hinweis: Wird eingebracht mit 1,4mm Sechskant-Einbringinstrument

C-031-000001		ICX-Maximus Verbindungsschraube	Titan Grad 5	9,-*
--------------	---	---------------------------------	--------------	-------------

Siehe Seite 61		ICX-Sechskantinstrumente SW 1,4mm	Edelstahl
----------------	---	--	-----------

Sie haben noch Fragen?

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten Sie unter:

Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

E-Mail: info@medentis.de

www.medentis.de


ICX-SHOP!



ÜBERSICHT: ICX-Maximus-Zubehör

Matrizen

ICX-Maximus-Zubehör:

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-852400		Retentionseinsatz transparent Abzugskraft ca. 2,3 kg , stark Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852700		Retentionseinsatz pink Abzugskraft ca. 1,6 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852900		Retentionseinsatz blau Abzugskraft ca. 0,7 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 10^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854700		Retentionseinsatz grün Abzugskraft ca. 1,8 kg , mittel Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-854800		Retentionseinsatz rot Abzugskraft ca. 0,4 kg , schwach Divergenzausgleich $\pm 20^\circ$	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-851500		Laboreinsatz schwarz, keine Retention (Labor)	Kunststoff (4er Pack)	19,-*
C-031-852300		ICX-Maximus Block out Spacer, 2er Pack	Kunststoff (2er Pack)	19,-*
C-031-851902		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (2er Pack)	43,50*
C-031-851910		Matrizen-Set (Titankappe mit schwarzem Laboreinsatz, Abstandsring und Retentionseinsätzen)	Titan/ Kunststoff (10er Pack)	199,-*
C-015-100032		Core Tool (Allzweckinstrument)	Edelstahl	66,-*
C-031-850501		Abdruckkappe	Titan (4er Pack)	59,-*
C-031-853000		Modellanalog $\varnothing 4\text{mm}$	Titan (4er Pack)	59,-*
C-015-100018		Eindrehwerkzeug 25mm (kurz)	Edelstahl	29,-*
C-015-100031		Eindrehwerkzeug 30mm (lang)	Edelstahl	29,-*

Der ein-, & zweiteilige ICX-MAXIMUS-Aufbau ist eine eigene Weiterentwicklung von medentis medical, kompatibel zu den Locator™-Aufbauten. **Verfügbar zu allen ICX-Implantaten!**

Produkte gekennzeichnet mit ® und ™ sind eingetragene Warenzeichen des entsprechenden Herstellers.

CM LOC® Matrizen-System

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
05003001		CM LOC® Basic Set Titanium 2er-Pack bestehend aus: 2 x CM LOC® Gehäuse für Pekkton® Einsätze 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, extra niedrig 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, niedrig 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, mittel 2 x CM LOC® Retentionseinsatz, stark 2 x CM LOC® Verarbeitungseinsatz 2 x CM LOC® Abstandhalter		99,-*
07000205		CM LOC® Multi-Tool (zwingend erforderlich)		79,-*

KRAFTSTUFEN PEKKTON® RETENTIONSEINSÄTZE



Zahnersatz erfordert ein hohes Mass an maximaler Planungsflexibilität, Dauerhaftigkeit, Tragekomfort und Systemkompatibilität.

Mit dem CM LOC® Matrizen-System steht ein maximal modulares Matrizen-System für universelle Anwendungen zur Verfügung. Dies bedeutet Flexibilität für den Behandler und Komfort für den Patienten.


Systemvorteile:

- + Einfache Behandler- und patientenfreundliche Anwendung.
- + Einfacher Austausch der Pekkton® Retentionseinsätze.
- + Stark beständig gegen Wasseraufnahme und Geschmacksbildung.
- + Optimiertes Matrizen-Design mit Pekkton® Retentionseinsätzen für hohe Verschleissbeständigkeit.

Das Matrizen-Design mit Retentionseinsätzen aus dem Hochleistungspolymer Pekkton® bietet eine gute Verschleissbeständigkeit, welches die Versorgung mit ICX-MAXIMUS Abutments ermöglicht.


Die CM LOC® Matrizen sind mit vier einfach austauschbaren Retentionseinsätzen in vier definierten Kraftstufen erhältlich. Für ästhetische Lösungen sorgt die gingivafarbene Matrice.

**Das CM LOC® Matrizen-System
ist mit den ICX-MAXIMUS-, und
LOCATOR® Abutments kompatibel!**



ÜBERSICHT: ICX-Instrumenten Box

Pos.-Nr.	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
1	1	C-018-000104	ICX Instrumenten Box (leer)	249,-*
1	1	C-018-000105	ICX Instrumenten Box (gefüllt)	499,-* komplett gefüllte Box!
2	1	C-015-100007	ICX t-bona Einbringinstrument ISO-Schaft	
3	1	C-021-000002	Vierkantschlüssel ISO-Schaft	
4	1	960004	Bohrerverlängerung	
5	1	C-020-000001	Multi Einbringinstrument ISO-Schaft	
6	1	C-015-100031	Maximus Einbringinstrument ISO-Schaft	
7	1	950099	Schraubendreher ISO-Schaft	
8	1	C-015-100033	Schraubendreher ISO-Schaft	
9	1	960002	Schraubendreher ISO-Schaft	
10	1	C-015-100029	Schraubendreher	
11	1	C-015-100030	Schraubendreher	
12	1	C-015-100025	Schraubendreher	
13	1	C-015-100005	ICX Aufbautenabzieher	
14	1	DP-072609	Dalbo PLUS Werkzeug/Aktivator	
15	1	960001	Drehmomentratsche	
16	1	C-015-100009	ICX-Mini Konterwerkzeug	
17	1	960007	Universal Ratschenadapter	
18	1	T-10571	t-ecco Aktivator/Deaktivator	



ÜBERSICHT: ICX-Try-in-Box

Pos.-Nr.	Menge	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
1	1	C-018-030001	ICX-Try-in-Box	99,-*



ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ICX-Sechskantinstrumente (Schraubendreher)

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
950099		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,4mm mittel, L 24mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschlußkappen	Edelstahl	29,-*
950098		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,4mm lang, L 28mm für alle Schrauben der Aufbauten, sowie Heil- Verschlußkappen	Edelstahl	29,-*
950097		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,4mm extra lang, L 45mm für alle Schrauben der Aufbauten sowie Heil- Verschlußkappen	Edelstahl	29,-*
C-015-100023		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,4mm , kurz, L 21mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100025		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,4mm , mittel, L 27mm für alle Schrauben der Aufbauten	Edelstahl	49,-*
C-015-100024		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,4mm , lang, L 31mm	Edelstahl	49,-*
Nur für ICX-3.3mm und MULTI-System				
C-015-100033		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 1,2mm , L 25mm	Edelstahl	29,-*
C-015-100043		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , kurz, L 23mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100030		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , mittel, L 27mm	Edelstahl	49,-*
C-015-100036		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 1,2mm , L 32mm	Edelstahl	49,-*
Nur für ICX-2.9mm Verschlusschrauben und t-ecco Matrizen-Einsätze				
960002		ICX-Sechskantinstrument (ISO-Schaft) SW 0,9mm , L 20mm für t-ecco Innenmatritze und ICX-mini-Verschlußkappe	Edelstahl	29,-*
C-015-100029		ICX-Sechskantinstrument (einteilig) SW 0,9mm , L 38,5mm für t-ecco Innenmatritze und ICX-mini-Verschlußkappe	Edelstahl	49,-*

ICX. WIR MACHEN LÄCHELN.



medentis
medical

ICX

DAS FAIRE PREMIUM
IMPLANTAT-SYSTEM.



ICX-SHOP!



Meine Freiheit. Mein System!

ÜBERSICHT: ICX-Verbindungsschrauben

ICX-Verbindungsschrauben

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
N-020-000010		ICX-3.3-Verbindungsschraube	Titan	9,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
N-011-000001		ICX-3.3-Verbindungsschraube	Titan	9,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
N-007-000002		ICX-3.3-Verbindungsschraube Labor, grün	Titan	9,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-007-000001		ICX-Verbindungsschraube silber Zur Verwendung geeignet: in den ICX-Aufbauten C-007, C-024 sowie dem geschlossenen ICX-Abformpfosten.	Titan	9,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-011-000001		ICX-Verbindungsschraube Massiv (rot) Zur Verwendung geeignet: in allen ICX-Aufbauten außer C-007, C-024 und ICX-multi-Aufbauten.	Titan	9,-*

Zur besseren Identifizierung liefern wir diese Schraube zukünftig ROT anodisiert aus.

ÜBERSICHT: ICX-Verbindungsschrauben

ICX-Verbindungsschrauben

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-007-000002		ICX-Verbindungsschraube Labor blau Zur Verwendung geeignet: bei jedem ICX-Aufbau als Technikerschraube. außer für das ICX-<i>multi</i> und ICX-Maximus-System NICHT ZUR FINALEN VERSORGUNG GEEIGNET!	Titan	9,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-020-000010		ICX-<i>multi</i>-Basisschraube (Verbindungsschraube vom angulierten ICX-<i>multi</i> Abutment zum Implantat)	Titan	9,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-020-000011		ICX-<i>multi</i>-Prothetikschrabe zur okklusalen Verschraubung	Titan	9,-*

Artikel-Nr.		Artikel	Material	Preis €
C-031-000001		ICX-Maximus- Verbindungsschraube	Titan	9,-*

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE

Kunststoff & PEEK-„Aufbauten



5 Ncm bis 10 Ncm (handfest)	
Verschlußschrauben	
Gingivaformer	
Abdruckpfosten	
Aufbauten aus Kunststoff	

EMPFEHLUNGSWERTE FÜR DREHMOMENTE

Titan-Aufbauten



max. 15 Ncm	
Scankörper und alle anderen Aufbauten aus PEEK	

medentis[®]
medical

ICX-PRODUKTINFO

ICX-BL + TL Implantate

Sehr geehrte Kunden,

Bitte beachten Sie beim Transfer die beiden unterschiedlichen Plattformen der **BL und **TL** Implantate.**

Wählen Sie dementsprechend die **BL und **TL** Laboranaloge aus.**

Dies ist wichtig, wenn die Prothetik später aufgrund des geringen Emergenzprofiles die jeweils unterschiedlichen Plattformen der Implantate berühren muß (GH 0mm).

Ihr medentis-Team



ICX-Ø 3,3mm BL (Bone Level)
Ø 3,3mm

Art.-Nr.: N-006-010003



ICX-Ø 3,3mm TL (Tissue Level)
Ø 3,3mm

Art.-Nr.: N-006-010008



ICX-BL (Bone Level)
Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm

Art.-Nr.: C-006-010001



ICX-TL (Tissue Level)
Ø 3,45 · Ø 3,75 · Ø 4,1 · Ø 4,8mm

Art.-Nr.: C-006-010008

ICX-PREFORMS UND MED-ABUTMENTHALTER



SCAN ME

Einfach einscannen
und unsere Preforms
im ICX-Shop
online besuchen!

PREFORMS für
folgende Halter-Systeme:



ICX-System®
(MED-Anbindung)



Medentika®
(MDK-Anbindung)

ICX-PREFORM-ABUTMENTS für
folgende Implantat-Systeme:



ICX-System®



Astra®



Nobel®



XIVE®



Straumann®

Unsere Preform Aufbauten-Serie wird ständig um weitere Systeme ergänzt.
Informieren Sie sich in unserem ICX-Shop online!

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ICX-DENTA5

Wir sind der digitale Arm der medentis-Familie!

Unser Leitsatz „Qualität und Service für unsere Kunden“ wird auch hier gelebt und ist die Basis unseres Fräs- und Dienstleistungszentrums. Es ist unsere Aufgabe innovatives zu gestalten, in der Zahntechnik für Sie zu erkennen und in der Entwicklung und Erprobung neue Maßstäbe zu setzen.

ICX-DENTA5® – unsere Produkte für Sie.

Die ständige Entwicklung und Erprobung auf höchstem Niveau bietet unseren Kunden innovatives in der Zahntechnik und die daraus resultierenden anwenderfreundlichen Produkte.

Bei ICX-DENTA5 erhalten Sie hochwertigen Zahnersatz aus verschiedenen Materialien und in allen Indikationen – direkt von unseren kompetenten Ansprechpartnern.

BE SMART. BE ICX.

medentis
medical

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

UNSERE LEISTUNGEN FÜR SIE.

Wir bieten hochwertige Fertigungs-Dienstleistungen
und übernehmen folgende Leistungen:

Modell- und digitaler STL-Versand

1. MODELLVERSAND

- ➡ Sie schicken uns zuerst Ihre Modelle, inkl. dem ICX-DENTA5-Auftragsformular zu.
- ➡ Nach eingehender Planung scannen und modellieren unsere ICX-DENTA5-Experten virtuell eine digitale Vorgabe, welche Sie anschließend in 3D-Webview basiertem Format korrigieren und bestätigen können.
- ➡ Danach werden die von Ihnen freigegebenen Daten von uns gefertigt.

2. DIGITALER STL-VERSAND

- ➡ Sie schicken uns ganz bequem Ihre STL-Daten zu.

Nutzen Sie hierfür bitte unseren Upload-Service unter:

<https://icx-upload.de/>




Einfach einscannen
und den ICX-DENTA5®
Uploadmanager online
besuchen!



... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ZIRKON



ICX-DENTA5

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

MULTILAYER ZIRKON-KRONEN

DENTONA OPTIMILL ZIRKON 3D PRO ZIR MULTILAYER

Multilayer optimill 3D PRO Zir ist ein hocheffizienter, keramischer Premiumwerkstoff.

Das Material verfügt über insgesamt sechs Schichten für die Imitation eines natürlichen Farbverlaufs innerhalb der gewählten Farbstufe. Im Zahnkörper liegt die Biegefestigkeit bei über 1050 MPa und sinkt dann sukzessive von Schicht zu Schicht auf 700 MPa im Schneidebereich.

IPS E.MAX® ZIRCAD PRIME

Das revolutionäre Material steht für höchste Qualität und Ästhetik. IPS e.max ZirCAD Prime zeichnet sich durch die Kombination von zwei Zirkoniumoxid-Rohstoffen (3Y-TZP und 5Y-TZP) in Verbindung mit der neuen innovativen Herstelltechnologie Gradient Technology aus.

IPS e.max ZirCAD Prime zeichnet sich durch bemerkenswerte Eigenschaften in nur einem Material aus, und ist somit die „one disc solution“:

- High-end Ästhetik
- Alle Indikationen von der Einzelzahnkrone bis zur mehrgliedrigen Brücke
- Alle Verarbeitungstechniken (Mal-, Cut-Back-, Verblend- und Infiltrationstechnik)

	Indikation	Pro Einheit
	Gerüst/Brückenglied anatomisch reduziert	44,-
	Gerüst/Brückenglied vollanatomisch	55,-

ZIRKON VOREINGEFÄRBT

BIOSTAR ZIRKON SILADENT (ZUM VERBLENDEN)

Die vorgefärbten Blanks garantieren konstante, homogene Farbqualitäten und erhebliche Zeiteinsparung, da ein mühsames Einfärbungsverfahren (einfärben, trocknen) mit schwankenden Farbergebnissen entfällt.

	Indikation	Pro Einheit
	Gerüst/Brückenglied anatomisch reduziert	39,-

Hinweis: Zusatzleistungen Zirkon

➡ Aufpreis ab 6 Einheiten, falls Sinterelement nötig. (Sinterbalken)

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

DENTALOS PLUS MULTICOLOR

Medizinische zahnfarbene PMMA für gefräste Kronen und Brücken als Langzeitprovisorium.

Multilayer in 5 Schichten für hochästhetische Provisorien.

	Indikation	STL (Fertigungsdaten)
	PMMA, Multilayer (geeignet für Langzeitprovisorien)	29,- pro Einheit

IPS E.MAX® CAD GLASKERAMIK (LT, MT, HT)

IPS e.max CAD ist eine innovative Lithium-Disilikat-Glaskeramik (LS2), die in CAD/CAM eingesetzt wird. Dieses einzigartige System bietet außergewöhnliche ästhetische Qualität und eine sehr einfache Anwendbarkeit. IPS e.max CAD ermöglicht CAD/CAM-Restaurationen für alle bestehenden Indikationen.

	Indikation	Pro Einheit
	IPS E.MAX CAD GLASKERAMIK Krone/Teilkrone/Inlay/Onlay/Kappe	59,-
	IPS E.MAX CAD GLASKERAMIK Abutment/Hybrid-Abutment-Krone/Brücke, bis 3 Glieder	69,-
	IPS E.MAX CAD GLASKERAMIK Hybrid-Abutment-Brücke, bis 3 Glieder/ mit Schraubkanal	75,-



... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...



HT-BLÖCKE

Die IPS Empress CAD HT-Blöcke mit hoher Transluzenz werden aufgrund des natürlichen Chamäleon-Effekts v. a. für das Schleifen von kleineren Restaurationen (z. B. Inlays) verwendet.

LT-BLÖCKE

Die LT-Blöcke mit niedriger Transluzenz eignen sich dank ihres Chromas und Helligkeitswertes ideal für die Herstellung grösserer Restaurationen (z. B. Teilkronen, Kronen).

MULTI-BLÖCKE

Das Highlight der IPS Empress CAD-Produktpalette sind die polychromatischen IPS Empress CAD Multi-Blöcke. Sie liefern aufgrund des natürlichen Farb- und Fluoreszenzverlaufs vom Dentin zur Schneide Restaurationen mit einem Maximum an Ästhetik und Natürlichkeit. Und das ganz ohne Charakterisierung.

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

NEM

ICX-DENTA5


... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

SCHEFFNER MOGUCERA NEM

Hochwertiges NEM bester Güte mit sehr gutem Haftverbund. Für optimale Oxidbildung mit sehr guten Poliereigenschaften - bis zu 16 Einheiten im Verbund.

	Indikation	STL-Datensatz
	Gerüst/Brückenglied anatomisch reduziert	38,-
	Krone/Brückenglied vollanatomisch	42,-
	Primärteil/Teleskop (zur Nachbearbeitung)	38,-

ZUSATZLEISTUNGEN

FRIKTIONS-ELEMENT	Indikation	Einzelpreis	Zusatzhülse mit Matrize
	Preci-Vertex Geschiebe mit Umlauffräsung	60,-	15,-  

SERVICE HOTLINE:

Telefonische Unterstützung und Beratung unter: **+49 (0)2641 9110-0**


Montag - Freitag, 07:30 - 19:00 Uhr

Email: **info@denta5.de**

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...


INDIVIDUELLE ABUTMENTS FÜR ICX-SYSTEM

Patientenindividuelle Abutments für alle gängigen Implantatsysteme.
Bei STL-Datensatzzusendung ist die Implantatschulter poliert.



TITAN	Indikation	STL-Datensatz*	Fertig poliert**
	Individuelle Abutments inkl. Behandler- und Laborschraube*	89,-	99,-
	Teleskop-Abutment 0°-4°	89,-	99,-


NEM	Indikation	STL-Datensatz*	Fertig poliert**
	Okklusal reduzierte Aufbauten zur direkten Verblendung aus NE inkl. Behandler- und Laborschraube*	109,-	119,-
	Teleskop-Abutment 0°-4°	109,-	119,-
	Individuelle Abutments inkl. Behandler- und Laborschraube*	109,-	119,-

ZIRKON- ABUTMENT	Indikation	STL-Datensatz*	Fertig poliert und verklebt**
	Hybrid ZR-Abutment inkl. Klebebasis und Behandler- und Laborschraube*	83,-	99,-


Bei Hybrid-Abutments ist das Austrittsprofil poliert und verklebt.

*Bei Zusendung des STL-Datensatzes. **Bei Modell-Anlieferung fertig poliert und aufgepasst.

ZUSATZLEISTUNGEN

FRIKTIONS- ELEMENT	Indikation	Einzelpreis	Zusatzhülse mit Matrize
	Preci-Vertex Geschiebe Teleskop-Abutment	39,-	15,-

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...



INDIVIDUELLE ABUTMENTS FÜR FREMDSYSTEME

Patientenindividuelle Abutments für alle gängigen Implantatsysteme.
Bei STL-Datensatzzusendung ist die Implantatschulter poliert.


TITAN	Indikation	STL-Datensatz	Fertig poliert
	Individuelle Abutments inkl. Behandler- und Laborschraube*	99,-	109,-
Astra® Ø3.5/Ø4.0 Ø4.5/Ø5.0 Nobel® NP Ø3.5 RP Ø4.3/Ø5.0 XIVE® Ø3.4/Ø3.8/Ø4.5 STRAUMANN® NC Ø3.3 RC Ø4.1/Ø4.8 Die mit ® genannten Produkte/Marken sind eingetragene Marken- und/oder Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.			





BE SMART. BE ICX.

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...



STEGE AUF ICX-MULTI MIT ABUTMENT

Hochwertiges NEM und Titan zur Fertigung hochpräziser Stege auf dem bewährten ICX-MULTI®-System.

	Indikation	Anzahl Implantate	STL (nur Scandaten)	Modell (inkl. Design-Service)
	Hochglanzpolierte, auf Multi-Unit verschraubte Stege	2	220,-	290,-
		3	330,-	435,-
	Fertig ausgearbeitet und verklebt	4	440,-	580,-
Zusätzliche Retentionselemente wie Preci-Vertex und Preci-Horix sind im Stegdesign im Preis inbegriffen. Ausgenommen Klebe-Locator™.		5	550,-	725,-
		6	660,-	870,-


Ersatzschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Hinweis:

- Die Auswahl der benötigten Multi-Unit Aufbauten übernimmt gerne ICX-denta5.
- Somit gewährleisten wir, passend zu ihrem Patientenfall, die richtige Lösung.

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

STEGÜBERWURF



*Inkl. verklebter INOX-Hülsen
für anwenderfreundlichen Wechsel der
Matrizeneinsätze

Aus NEM oder Titan gefräst
479,-



Hinweis: ■■■ In Titan sowie Co-Cr erhältlich. ■■■ Retentionsstifte sind individuell an Ihre Vorlage angepasst.
■■■ **Fertig aufgepasst und poliert**, zur direkten Fertigstellung und mit den jeweiligen Halteelementen verbunden*.

RETENTIONS-STEIG



Je Implantat-Einheit
75,-*

*Brückenglieder inklusive.

ZUSATZLEISTUNGEN STEGARBEITEN, DIREKT VERSCHRAUBT AUF MULTI UNIT



Schraubensitz fräsen bei Suprakonstruktion
direkt auf Multi Unit
25,- je Einheit, inkl. Schraube



-ÜBERWURF

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ZUSATZLEISTUNGEN BEI MODELL-VERSAND & DESIGN-SERVICE DURCH ICX-DENTA5

Zusatzaufschlag pro Einheit (in €) (Gilt nur, wenn das Modell zu uns versandt wird und das Abutment durch uns erstellt wird.)	
Scannen und Modellieren (anatomisch reduziert und voll anatomisch)	20,-
Scannen und Modellieren plus beigelegtem Wax-up	10,-
NEM oder Titan-Brücken verkleben auf Multi Unit-Klebebasen, je Einheit	5,-

Kostenloser Expressversand Alle genannten Preise ohne Mehrwertsteuer



Mit dem **einzigartigen**
ICX-Konus-System von medentis.

Alle in dieser Broschüre genannten Preise sind in €uro und ohne Mehrwertsteuer. Stand 01.09.2024.

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

DIGITALE MODELLHERSTELLUNG

Unsere digitalen Modelle überzeugen durch Präzision und Optik. Höchste Genauigkeiten werden durch hochmoderne Drucker erreicht. Eine naturgetreue Textur und gedruckte Gingiva Anteile runden ihr Arbeitsmodell ab.

	Indikation	Modell pro Kiefer
	CAD/CAM Dentalmodell mit EVO-Platte Geeignet für Sägeschnittmodelle	28,-
	Passende EVO Split-Castplatte	6,20
	CAD/CAM-Dentalmodell ohne EVO-Platte	20,-
	Kontrollmodell je Quadrant	12,50

ZUSATZLEISTUNGEN BEI CAD/CAM MODELLEN

Zusatzaufschlag pro Einheit (in €)	
Scan- und Designservice	10,-
Sägeschnitt bzw. Stumpfpräparation ohne Freilegung	1,80
ExoCAD Attachment für Artikulatoraufnahme	3,80

Kostenloser Expressversand Alle genannten Preise ohne Mehrwertsteuer

Bei Modellanfertigung in Verbindung mit individuell gefertigten ICX-DENTA5-Leistungen erhalten Sie weiterhin einen Rabatt von 25% bei Ober- und Unterkiefer.

Gingivamaske	
je Stumpf	6,-
je Quadrant	11,-
je Kiefer	16,-

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ICX-PREFORMS UND MED-ABUTMENTHALTER



ab
19,90 €/Stk.
je ICX-Preform-Abutment

PREFORMS für
folgende Halter-Systeme:



ICX-System®

(MED-Anbindung)



Medentika®

(MDK-Anbindung)

ICX-PREFORM-ABUTMENTS für
folgende Implantat-Systeme:



ICX-System®



Astra®



Nobel®



XIVE®



Straumann®

Unsere Preform Aufbauten-Serie wird ständig um weitere Systeme ergänzt.
Informieren Sie sich in unserem ICX-Shop online!

Alle in dieser Broschüre genannten Preise sind in Euro und ohne Mehrwertsteuer. Stand 01.09.2022.

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ICX-PREFORMS UND MED-ABUTMENTHALTER

Einfach einscannen
und unsere ICX-Preforms
online besuchen!



SCAN ME

DIE VORTEILE DES PREFORM-ABUTMENTHALTERS AUF EINEN BLICK:

- **Wesentlich präzisere Fertigung** als mit herkömmlichen Haltern – durch die innovative, einteilige Bauweise
- **Kurze Produktionszeiten** – durch die gleichzeitige Bearbeitung von sechs Rohlingen in einem Arbeitsgang
- **Maximaler Schutz** für das exakt gestaltete Implantatinterface – durch Spannen des Abutments lediglich auf der Stirnseite
- **Sehr übersichtliche** und für Fehler nicht anfällige Produktion – durch minimale Anzahl der Komponenten
- **Extrem günstige Investition** – durch die einfache Bauweise des Preform-Abutmenthalters und die Vermeidung teurer Verschleißteile



ICX-PREFORMS FÜR VERSCHIEDENE HALTER-SYSTEME

ab 19,90 €/Stk.



MED-Anbindung (ICX-System/medentis®)



MDK-Anbindung (Medentika®)

Die mit ® genannten Produkte/Marken sind eingetragene Marken- und/oder Warenzeichen des jeweiligen Herstellers.

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ICX-DENTA5®

DAS 5-ACHS-DENTAL-FRÄSZENTRUM VON MEDENTIS.

CAD/CAM.
NEU DEFINIERT.

ICX-PREFORMS



ab
19,90 €/Stk.
je ICX-Preform-Abutment



Neuer Preform und
Scankörper für das
3.3er MDK-System

NEU!



SERVICE-TEL.: 02641 9110-0

**MASTERWORKS
BY ICX-PROEXPERTS**

ICX-DENTA5

ICX-DENTA5

Bitte beachten Sie für das jeweilige
System, den dafür vorgesehenen
Scanbody zu verwenden!

Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte auf unserer Internetseite
oder durch die telefonische Beratung
unserer Service-Hotline.



Einfach einscannen
und unsere ICX-Preforms
online besuchen!



... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...


MED-PREFORMHALTER FÜR DAS ICX-SYSTEM

medentis hat sich das Ziel gesetzt, technisch neue Innovationen umzusetzen und die Versorgung für eine Vielzahl verschiedener Systeme für unsere Kunden zugänglich zu gestalten.



SCAN ME

Einfach einscannen
und unsere ICX-Preforms
online besuchen!



Sicher und innovativ bietet
Ihnen medentis, passend zur
IMES ICORE 250, 350 und 650i,
nun auch den
MED-PREFORMHALTER an.

Somit steht Ihnen bei voller
Systemfreiheit nichts mehr
im Wege, um hochwertige,
individuelle Abutments sowie
Zirkon CAD-Restaurationen
Inhouse zu fertigen.

KOMPATIBEL ZUR CAM-SOFTWARE:

 HYPERDENT

 DENTAL SOFTWARES

 ICAM V5

Weitere Systeme auf Anfrage!

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

MEDENTIS CAD BIBLIOTHEK

Mit der ICX Datenbank ermöglicht Ihnen medentis, eine Vielzahl prothetischer Lösungen effektiv und überschaubar zu gestalten.

Unsere Datenbank ist für folgende CAD Programme verfügbar:

→ exocad **exocad**

→ 3shape **3shape**

unter:

<https://medentis.com/icx-service/download-cad-data/>

Für die jeweiligen Implantatsysteme benötigten Scankörper steht Ihnen unser Online-Shop **www.icx-shop.de** zur Verfügung.



... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ICX-DENTA5 UPLOADMANAGER

Auf dem neuentwickelten Datenupload erhalten Sie verschiedenste Möglichkeiten, konstruierte Planungen in einem Auftrag zu erfassen und digital unserem Fräszentrum zu übermitteln.

Die Bedienung ist anwenderoptimiert, führt Sie schrittweise durch alle Funktionen und gibt Hilfestellung rund um die Materialien bei ICX-DENTA5.

Durch ein eigenes Kundenportal besteht die Möglichkeit, den Status Ihrer anzufertigenden Konstruktion abzurufen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

<https://icx-upload.de/>



Einfach einscannen
und den ICX-DENTA5®
Uploadmanager online
besuchen!

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...


ICX-DIGITAL SYSTEMÜBERSICHT

Transfer Scankörper Modell  Intraoral-Scan und Modellscan  C-030-000003	ICX-Direktanbindung Abutment ICX-Standard-Anbindung ICX-0mm-Anbindung (nur bei BL) ICX-Klebebasen T-Base 0mm, 0,5mm, 1,5mm, 2,5mm Stegklebebasis  ICX-PREMIUM Ø 3,45mm bis Ø 4,8mm Implantate (BL) ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,45mm bis Ø 4,8mm Implantate (BL) 
	ICX-Direktanbindung Abutment ICX-Standard-Anbindung TL-Abutmentanbindung Nur für ICX-TL Implantat ICX-Klebebasen T-Base TL ICX-Klebebasis Nur für ICX-TL Implantat  ICX-PREMIUM Ø 3,45 bis Ø 4,8mm Implantate (TL) ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,45 bis Ø 4,8mm Implantate (TL) 
Scankörper Intraoral-Scan und Modellscan  ICX-3.3 N-030-000003	ICX-Direktanbindung Abutment ICX-Standard Abutmentanbindung ICX-Klebebasen T-Base 0,5mm, 1,5mm, 2,5mm  ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate (BL+TL) ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate (BL+TL) 
MULTI-Scankörper  Intraoral-Scan und Modellscan  C-030-000013	ICX-MULTI-System ICX -MULTI-Anbindung mit Klebebasen (Empfehlung für spannungsfreien Sitz) ICX-MULTI Direkt-Anbindung  ICX-PREMIUM Ø 3,45mm, Ø 4,1mm, Ø 4,8mm Implantate (BL) ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,45mm, Ø 4,1mm, Ø 4,8mm Implantate (BL) ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate (BL+TL) ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate (BL+TL) 

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ICX-DIGITAL SYSTEMÜBERSICHT

Exocad-Struktur medentis medical



... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

ICX-DENTA5 SUPPORT

- ➡ Support durch erfahrene und versierte Zahntechniker zu den
Servicezeiten Montag bis Freitag von 7:30 Uhr bis 19:00 Uhr
- ➡ Verwendung hochpräziser Scanner und Fräsmaschinen
- ➡ Sicherheit durch die Einhaltung aller materialspezifischer Parameter
- ➡ Designvorschlag inkl. 3D-Ansichten
- ➡ Serviceorientiert, sowie ein faires Preis-Leistungsverhältnis



KOSTENFREIER EXPRESS-VERSAND!

Alle in dieser Broschüre genannten Preise sind in €uro und ohne Mehrwertsteuer.

... das CAD/CAM-Fräszentrum von medentis ...

SERVICE HOTLINE:

Telefonische Unterstützung und Beratung unter:

+49 (0)2641 9110-0

Montag - Freitag, 07:30 - 19:00 Uhr

E-mail: info@denta5.de

medentis medical GmbH
Walporzheimer Str. 48-52
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Deutschland/Germany



Einfach einscannen
und ICX-DENTA5®
online besuchen!

www.medentis.de

BE SMART. BE ICX.

medentis
medical



DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

CAD/CAM.





NEU DEFINIERT.

A workshop background with tools hanging on a wooden wall and a workbench in the foreground. The text "CRAFTED BY" is overlaid in large white letters. The workshop is filled with various tools, including wrenches, pliers, and a drill, hanging on the wall. A workbench in the foreground holds a helmet, a toolbox, and other equipment. The lighting is warm and focused on the workbench area.

CRAFTED BY

ICX-DENTA5

ANSPRUCH.
QUALITÄT.
WERTIGKEIT.



ICX-DENTA5.



ICX-PROTHETIK

NUR ZWEI PROTHETIKLINIEN FÜR DAS GESAMTE ICX-SPEKTRUM.



GANZ *EINFACH*.



ENTDECKE DEN ICX-

medentis[®]
medical

DIGITALER ICX-WORKFLOW.

ZUKUNFTSSICHER.



ICX-SHOP!



UNTERSCHIED.

medentis[®]
medical

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.



Sie haben noch Fragen?

***Weitere Auskünfte und Informationen
erhalten Sie unter:***

Tel.: +49 (0)2641 9110-0

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

E-Mail: info@medentis.de

www.medentis.de

ICX-SHOP!



ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

September 2024

ICX-PROTHETIK KATALOG



medentis medical GmbH

Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler · Tel.: +49 (0)2641 9110-0

www.medentis.de

BE SMART. BE ICX.

medentis
medical