

ICX-IMPLANT FIX (TEMPORÄR)

ICX-IMPLANT FIX ist ein eugenolfreier, dualhärtender semi-permanenter Befestigungszement für Kronen und Brücken auf Implantaten und Langzeitprovisorien. ICX-Implant Fix ist auf Basis von Methacrylaten hergestellt und besticht durch seine exzellenten Hafteigenschaften.

Im Gegensatz zu komposit-basierten Zementen hat ICX-Implant Fix keine Schrumpfung, sondern eine geringfügige Expansion und dichtet so die Ränder auf den Suprakonstruktionen gut ab. Eine hohe Elastizität wirkt druckentlastend auf das Implantat und reduziert den Druck auf dem Knochen. ICX-Implant Fix enthält Zinkoxid und wirkt so antibakteriell.



ICX-IMPLANT FIX
C-050-000867
ICX-Implant Fix
61,50 €

Semi-permanenter Befestigungszement
Dualhärtender, semi-permanenter Befestigungszement basierend auf multifunktionellen Methacrylaten. ICX-Implant Fix dient zur Befestigung von implantatgetragenen Kronen und Brücken. Das Material zeigt gute elastische Eigenschaften und dichtet durch eine leichte, kontrollierte Expansion gut ab.

ICX-FLOW CEM (PERMANENT)

Mit **ICX-FLOW CEM** decken Sie alle Indikationen der Befestigung ab – egal ob eine hohe Ästhetik bei Veneers oder höchste Haftkraft bei ungünstigen Retentionen im Seitenzahnbereich erforderlich ist.

Als Universalzement ist zur ICX-Flow Cem Befestigung aller Werkstoffe von Metall über Keramik bis zu Kompositen geeignet. Die Frage, welcher Zement verwendet werden muss, hat sich somit erübrigt.

ZEMENT AUS DER AUTOMIX-SPRITZE APPLIZIERT - KEIN MANUELLES MISCHEN

Mit unserem neuen Befestigungssystem ICX-Flow Cem ist es gelungen, ähnliche Ergebnisse in puncto Haftkraft, vergleichbar zum Goldstandard Adhäsiv CLEAR-FIL™ SE Bond, zu erreichen.

Das Ergebnis sind Reduktion des Materialsortiments, weniger Komponenten, einfache Verarbeitung und sichere Haftung für alle Front- als auch Seitenzahnre-

staurationen. Darüber hinaus erleichtert die einfache Überschussentfernung das Versäubern nach dem Einsetzen.



ICX-FLOW CEM
C-050-000124
ICX-Flow Cem
61,50 €

Dualhärtender Composite Zement
Ein dualhärtender Composite Zement für die Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und Veneers. Eine dauerhafte Verbindung, zwischen Suprakonstruktionen, aus Metall, Kunststoff, Peek und Pekkton® kann mit Abutments hergestellt werden.

gültig bis auf Widerruf

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.