

ICX-DIGITAL SYSTEMÜBERSICHT

Transfer	ICX-ZERO BONE LOSS® ABUTMENTS		
ICX Ø3,45 · Ø3,75 Ø4,1 · Ø4,8 ICX Zero Bone Loss Scan&Heal Caps 	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss Scan&Heal Caps für alle ICX-Implantat Durchmesser (Ø3,45 · Ø3,75 · Ø4,1 · Ø4,8)	
	C-004-007F07S	ICX Zero Bone Loss Scan&Heal, Frontzahn GH=1.5mm, sterile, Frontzahn	
	C-004-007F08S	ICX Zero Bone Loss Scan&Heal, Frontzahn GH=2.5mm, sterile, Frontzahn	
	C-004-007F09S	ICX Zero Bone Loss Scan&Heal, Frontzahn GH=3.5mm, sterile, Frontzahn	
	C-004-007P07S	ICX Zero Bone Loss Scan&Heal, Prämolare GH=1.5 mm, sterile, Prämolare	
	C-004-007P08S	ICX Zero Bone Loss Scan&Heal, Prämolare GH=2.5 mm, sterile, Prämolare	
	C-004-007P09S	ICX Zero Bone Loss Scan&Heal, Prämolare GH=3.5 mm, sterile, Prämolare	
	C-004-007M07S	ICX Zero Bone Loss Scan&Heal, Molare GH=1.5 mm, sterile, Molare	
	C-004-007M08S	ICX Zero Bone Loss Scan&Heal, Molare GH=2.5 mm, sterile, Molare	
	C-004-007M09S	ICX Zero Bone Loss Scan&Heal, Molare GH=3.5 mm, sterile, Molare	
ICX Zero Bone Loss Titanium abutments	Artikelnummer	Artikelbezeichnung – ICX Zero Bone Loss Titanium abutment	
	C-029-001107S	ICX Zero Bone Loss abutment, hex, Ø=4.4 GH=1.5mm, steril, inkl. Schraube	
	C-029-001108S	ICX Zero Bone Loss abutment, hex, Ø=4.4 GH=2.5mm, steril, inkl. Schraube	
	C-029-001109S	ICX Zero Bone Loss abutment, hex, Ø=4.4 GH=3.5mm, steril, inkl. Schraube	

➡ Für Frontzahn, Prämolare, Molare



ICX Zero Bone Loss
Scan&Heal Cap
Scankörper
medentis-ICX-ACTIVE-PREMIUM-ZBL


C-004-007F07-GH1,5
C-004-007M07-GH1,5
C-004-007P07-GH1,5

ERKLÄRUNG:
Die letzten beiden Ziffern ergeben die jeweilige Auswahl der Gingivahöhe, zB:
C-004-007F07 = GH1,5
C-004-007F08 = GH2,5
C-004-007F09 = GH3,5

GH1,5-KH4 hex/non hex
GH1,5-KH5 hex/non hex
GH1,5-KH6 hex/non hex



WICHTIGER HINWEIS!
Achten Sie bei der Auswahl der jeweiligen Gingivaform, auf die Anzahl der Rillenvertiefung.
Diese zeigen die gewünschte Gingivahöhe an.




ICX-DIGITAL SYSTEMÜBERSICHT

Exocad-Struktur medentis medical




medentis-ICX-ACTIVE-PREMIUM-ZBL in der Bibliothek auswählen.




medentis-ICX-ACTIVE-PREMIUM-ZBL in der Bibliothek auswählen
➔ Auswahl Datensatz
➔ C-004-007F08-GH2,5



Die letzten beiden Ziffern ergeben die jeweilige Auswahl der Gingivahöhe.



Best Fit-Matching der Heilcappe



Best Fit-Matching der Heilcappe



Design-Erstellung