



DIE NEUEN ICX-DIM ANALOGE

Für Standard ICX-Implantate ● Ø3,45 ● Ø3,75 ● Ø4,1 ● Ø4,8
und **für** ● Ø 3.3 ICX-Implantate

- zweiteiliges reponierbares Implantat-Analog
- exakt positionierbar
- Wiederverwendbar



Hier zu den medentis Download
CAD-Bibliotheken



Die herkömmlichen CAD CAM BL Analoge C-006-010003 sind ebenso in der neuen Steckplatzgeometrie der neuen Datenbank (EXOCAD und 3 Shape) verwendbar.

Die neuen ICX-DIM Analoge für gedruckte Modelle sind sowohl für die Standard 3,45-4,8 sowie auch für die 3.3 Linie erhältlich.

ICX-DENTA5
exocad
3shape