



Digitale Anbindungs-Möglichkeiten medentis medical

ICX-Ø 3,45mm bis Ø 4,8mm



FÜR BEIDE VARIANTEN BL & TL / PLATTFORMSWITCH



WICHTIGER WORKFLOW BEI DIGITALER MODELL-HERSTELLUNG!

BEI VERWENDUNG EINES TL-ANALOGS IST ZWINGEND DARAUF ZU ACHTEN, DIE TL-PLATTFORM AUCH BEI DER CAD-SOFTWARE AUSZUWÄHLEN! SONST ERGIBT SICH EIN HÖHENVERSATZ BEIM GEDRUCKTEN MODELL.

i DAS CAD/CAM ANALOG C/N-006-010003 KANN AUCH MIT DER NEUEN DATENBANK DER ARTIKEL C/N-006-020003 VERWENDET WERDEN!

ICX-Ø 3,3mm

ICX-PREMIUM Ø 3,3mm Implantate (BL+TL)
ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3mm Implantate (BL+TL)

