

ICX-DENTA5-INFOBLATT NARROW 3.3 MDK



Sehr geehrte Damen und Herren

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis zur Herstellung von ind.
Titanabutments **ICX Narrow 3.3 (MDK)** in Verbindung mit dem
Medentika (MDK) PreFace Halter.



Der mitgelieferte Scanbody ist auf die Datenbank der
Medentika CX Serie abgestimmt.



Der Workflow bleibt wie gehabt erhalten und es wird in der jeweiligen
CAD-Software der **Datensatz CX9000-R 3.75-4.8 ICX Templat**
ausgewählt.



Somit kann nun auch das ICX Narrow 3,3 im Preface-Haltersystem
von Medentika gefräst werden!

ICX-DENTA5