

ICX-ABDRUCKPFOSTEN

Schmale Abdruckpfosten für eine individuelle offene Abformung mittels laborgefertigtem Abformlöffel auf Implantat Niveau.

Speziell ohne Hex ausgerichtete Plattform für Konvergierend oder Divergierend zueinander stehenden Implantate.


Nur für Versorgungen ohne anschließende Ausrichtung des Sechskants geeignet.




Artikel-Nr.:
C-005-030022



Artikel-Nr.:
C-005-030021



Artikel-Nr.:
C-005-030022



Artikel-Nr.:
C-005-030021