


ICX-DIAMOND[®]

DAS ELITE-IMPLANTAT VON MEDENTIS MEDICAL.

LIQUID

ICX-FAT BOYS

ICX-FAT BOYS-Implantate aus GiganTium[®] erweitern
das Behandlungsspektrum für anspruchsvolle klinische Situationen.



In Ø 5.5 und 6.2mm · Längen 8 · 10 · 12.5mm

Exklusiv hergestellt aus

GiganTium[®]
Der Elite-Werkstoff.

↪ $\geq 1.100 \text{ MPa}$

↪ 100 % Rein-Titan 4KV

ONE VISION – BE SMART. BE ICX.

medentis
medical


ICX-FAT BOYS

In Ø 5.5 und 6.2mm · Längen 8 · 10 · 12.5mm

ICX-FAT BOYS-Implantate aus GiganTium[®] erweitern das Behandlungsspektrum für anspruchsvolle klinische Situationen.

Die kurzen Implantatlängen ermöglichen zusätzliche therapeutische Optionen bei begrenztem Knochenangebot und unterstützen eine indikationsgerechte Versorgungsplanung.

Je nach klinischer Ausgangssituation können kurze Implantate eine geeignete Alternative zu anderen Implantatdimensionen darstellen. Die Wahl der geeigneten Implantatgeometrie erfolgt auf Grundlage der individuellen Patientensituation und der klinischen Beurteilung durch den Behandler.



ICX-FAT BOYS IMPLANTATE KÖNNEN IHNEN FOLGENDE VORTEILE ERMÖGLICHEN:

- ➔ Berücksichtigung anatomischer Gegebenheiten bei der Implantatplanung
- ➔ Unterstützung knochenschonender Behandlungskonzepte
- ➔ Erweiterte Flexibilität bei der Implantatpositionierung
- ➔ Patientenorientierte Versorgungskonzepte
- ➔ Klinisch etablierte Behandlungsmöglichkeiten
- ➔ Option für Einzelzahnversorgungen entsprechend der Indikation



ICX-DIAMOND[®] FAT BOYS – hergestellt aus GiganTium[®]!

ICX-DIAMOND[®]
DAS ELITE-IMPLANTAT VON MEDENTIS **LIQUID**

ICX-FAT BOYS

In Ø 5.5 und 6.2mm · Längen 8 · 10 · 12.5mm

DIE EIGENSCHAFTEN VON ICX-DIAMOND[®]:

- ICX-DIAMOND[®] Implantate werden aus GiganTium[®] gefertigt. GiganTium[®] hat eine höhere Zugfestigkeit als Standard Titan.
- 100% Rein-Titan 4KV
- Positiver Einfluss auf die Materialermüdung
- Gewünschte ICX-Mikrorauheit
- Hydrophile und mikrostrukturierte Implantatoberfläche




Wir kennen kein Rein-Titan,
das stärker ist als GiganTium[®]!

GiganTium[®]
Der Elite-Werkstoff.

ICX-FAT BOYS – JETZT AUCH AUS GIGANTIUM!

6 Implantat-Durchmesser – 1 Prothetik-Linie!

Ø 3.45 3.75 4.1 4.8 5.5 6.2mm



ICX-FAT BOYS

Das FAIRE Premium
Implantat-System
www.medentis.de

ICX

Fax-Bestellung an:
+49 (0)2641 9110-120

Oder per Post: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

Artikel-Nr.	Artikel · ICX-FAT BOYS	Preis €*	Anzahl
GAM-001-550080	Ø5.5x8mm - ICX-Diamond Active Master BL Implantat	165,-	
GAM-001-550100	Ø5.5x10mm - ICX-Diamond Active Master BL Implantat	165,-	
GAM-001-550125	Ø5.5x12.5mm - ICX-Diamond Active Master BL Implantat	165,-	
GAM-001-620080	Ø6.2x8mm - ICX-Diamond Active Master BL Implantat	165,-	
GAM-001-620100	Ø 6.2x10mm - ICX-Diamond Active Master BL Implantat	165,-	
GAM-001-620125	Ø6.2x12.5mm - ICX-Diamond Active Master BL Implantat	165,-	

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

*Alle Preise sind Netto/pro Stück, zzgl. gesetzl. MwSt.

Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 17.30 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

Kundennummer/Praxisstempel/ Name/Vorname/PLZ/Ort