

Das volle Potenzial von All-on-X-Workflows entfesseln

HAT Scanbody-Kit

Einfach in der Anwendung, hohe Präzision, kosteneffizient

Der HAT-Scanbody ist eine neu entwickelte Lösung von Panda Scanner – speziell konzipiert für **zahnlose Implantatfälle**. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scanbodies mit zylindrischer Form verfügt der **HAT-Scanbody** über einen markanten sechseckigen Körper für noch höhere Präzision.

HAT



Sechskantig, langer Arm, konisch



*Das tatsächliche Produkt kann abweichen; maßgeblich ist der Artikel in natura.

Starten Sie noch heute mit HAT in Ihre All-on-X-Reise!

Kompatibel mit

allen
Panda Scannern!



Spezifikation

Bezeichnung	HAT Scanbody-Kit
Zubehör	Scanbody×12, Digitales Labor-Analog×24, Schraubendreher×2
Kompatibilität	Alle Panda-Scanner-Serien
Anwendungsbereich	Zahnlose Implantatversorgung
Material	Titanlegierung, Edelstahl in Medizinqualität*
Oberflächenbehandlung	Sandgestrahlt
Lebensdauer	100-mal

*Scanbodies bestehen aus Titanlegierung, Analoge aus medizinischem Edelstahl.

Unterstützte Implantatsysteme

