

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ICX-STACKABLE GUIDES

METALLBASIS € 499,-
JEDE WEITERE SCHIENE € 199,-



EIN DURCHDACHTES SCHABLONENKONZEPT

Das System basiert auf einem sequenziellen Schablonendesign. Verschiedene Schablonen, u.a.: Positionierungsschablone, Basisschablone, Knochenreduktionsschablone, Implantationsschablone und prothetische Positionierungsschablone werden nacheinander eingesetzt und über dieselbe Basisschablone stabilisiert.

Im Gegensatz zu konventionellen Lösungen müssen keine Schablonen gleichzeitig intraoral positioniert werden. Dadurch bleibt das Operationsfeld übersichtlich und der chirurgische Zugang optimal.

ICX-STACKABLE GUIDES

BE SMART. BE ICX.

medentis
medical


ICX-STACKABLE GUIDES

STABILITÄT UND PRÄZISE ÜBERTRAGUNG DER PLANUNG


ICX-STACKABLE GUIDES

Ein Stackable Guide ermöglicht eine modulare, schrittweise Führung der Implantatinserktion und kann dadurch Präzision und Flexibilität erhöhen. Aufgrund des kleineren Designs der einzelnen Schablonen ist es sinnvoll, die **Basisschiene aus Metall** zu machen, um jegliche Fragilität auszuschliessen.


Final wird auch die provisorische Versorgung über die Basisschablone fixiert, was zu einer deutlichen Zeitersparnis bei der Prothetik führt.




Ausgangssituation des Patienten.



Die optimierte Zahnaufstellung, da der Patient mit seiner aktuellen Ästhetik nicht zufrieden ist.



Die fertige Implantatplanung auf Basis des neuen WaxUp.
All-on-4 im OK.



Die fertig designten stackable Guides.

medentis
medical

**WECHSELN SIE JETZT
ZUR ZUKUNFT!**

ICX-STACKABLE GUIDES

ICX-STACKABLE GUIDES

STABILITÄT UND PRÄZISE ÜBERTRAGUNG DER PLANUNG

PLANUNG & AUSGANGSSITUATION ·

DIGITALE PLANUNG FÜR EINE PRÄZISE IMPLANTATVERSORGUNG

Die Ausgangssituation bildet die Grundlage für eine individuell geplante Implantattherapie. Mithilfe der digitalen Planung können Implantatpositionen, prothetische Zielsetzung und die notwendige chirurgische Führung bereits vor dem Eingriff präzise aufeinander abgestimmt werden.



STACKABLE GUIDES · SCHRITT FÜR SCHRITT KONTROLLIERT GEFÜHRT

Der ICX-Stackables Guide ermöglicht eine strukturierte und kontrollierte Umsetzung der geplanten Implantatpositionen. Durch das aufeinander aufbauende Konzept können verschiedene Behandlungsschritte gezielt geführt werden – von der initialen Orientierung und Bohrung bis zur weiteren chirurgischen Umsetzung.



CHIRURGIE & VERSORGUNG · VON DER PLANUNG ZUR PROTHETISCHEN UMSETZUNG

Die geplante Implantatposition wird unter kontrollierten Bedingungen in die klinische Situation übertragen. Die präzise Abstimmung zwischen chirurgischer Führung und prothetischem Konzept schafft die Grundlage für eine funktionelle und ästhetisch orientierte Versorgung.

Die Fixierung der prov. Prothetik erlaubt eine effiziente Vorgehensweise beim Eingliedern des temporären Zahnersatzes.

**WECHSELN SIE JETZT
ZUR ZUKUNFT!**

medentis
medical

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-333

Email: magellan@medentis.de

ICX-STACKABLES GUIDE

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de
Mo.-Fr.: 7.30 bis 19.00 Uhr

ICX

DAS FAIRE
PREMIUM
IMPLANTAT-
SYSTEM.

ICX-STACKABLE GUIDES

Durch die Modifikation des Knochenlagers verändern sich häufig die ursprünglichen Referenzpunkte sowie die vertikale Dimension.

Dies kann die präzise Positionierung einer vorgefertigten prothetischen Versorgung auf Multi-Unit-Abutments deutlich erschweren.

Die **neuen Pin-Provisorien** ermöglichen erstmals eine zuverlässige und reproduzierbare Umsetzung der präoperativen Planung – auch nach erfolgter Knochenreduktion.



METALLBASIS € 499,-

JEDE WEITERE SCHIENE € 199,-

**JE SCHIENEN-
VERBINDUNGSZAPFEN € 99,-**

**ICX-IMPLANTATHÜLSEN
= ALLE INKLUSIVE**

**MEHR PRÄZISION IN JEDER PHASE
DER SCHABLONENGEFÜHRTEN IMPLANTATION.**

**Vereinbaren Sie einen Termin zur
ICX-STACKABLE GUIDES Vorstellung!**

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-333

Email: magellan@medentis.de



ICX-STACKABLE GUIDES

JETZT WECHSELN! BE SMART. BE ICX.

medentis
medical