

# ICX

Das FAIRE Implantat-System



## ICX-NARROW LINE

Das ICX-NARROW Implantat führt die ICX-Erfolgsstory zu einem bis heute unerreichten Höhepunkt.

Durch die jahrelange Forschung und tausenden von Dauerlasttests sind wir dankbar und stolz, dass uns das stabilste und vorhersagbarste ICX-NARROW Implantat für Sie gelungen ist.

*STARK & VORHERSAGBAR!*



**ICX-ACTIVE-MASTER  
NARROW**

Das durchmesserreduzierte ICX-NARROW hat alles, was Sie in Ihrer Praxis benötigen. ICX-NARROW passt perfekt bei engen Interdentalräumen oder dünnen Knochenkämmen um minimal-invasiv und vorhersagbar, wirtschaftlich, zuverlässig und mit einem ästhetisch sehr guten Ergebnis, Ihre Patienten zu versorgen.

**Zufriedene und dankbare Patienten  
mit ICX-NARROW.**



**ICX-PREMIUM  
NARROW**

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · [www.medentis.de](http://www.medentis.de)

Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

**medentis**  
medical

# ICX-NARROW LINE Ø 3,3 mm

In Bereichen mit geringem Platzangebot bieten schmale Zahnimplantate eindeutige Vorteile.


Dies liegt an der Entwicklung innovativer Implantattypen mit einem reduzierten Durchmesser, die es erlauben, Mindestkriterien für einen fachgerechten Einsatz einzuhalten.

**NEU!**



## Herausragende Eigenschaften der ICX-NARROW Ø 3,3mm Implantate

Das ICX-PREMIUM-NARROW und das ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW Implantat im Ø 3,3mm eröffnet völlig neue Horizonte im Bereich der durchmesserreduzierten Implantation!




Wir erweitern unsere ICX-Familie mit einem durchmesserreduzierten Implantat. Dadurch können zusätzliche Indikationen in der gewohnten hohen Qualität und Präzision der ICX-typischen Implantat-Abutment-Verbindung abgedeckt werden.

Um dies gewährleisten zu können, haben wir diese für den schmalen Durchmesser neu durchdacht und eine völlig neue Prothetiklinie aufgelegt.



Unser Ziel war es, Ihnen als Behandler ein Implantat an die Hand zu geben, welches in Grenzbereichen genutzt werden kann, ohne Kompromisse in Bezug auf die Stabilität eingehen zu müssen.



So können Sie nun auch schwierige Fälle einfacher lösen und sich auf unsere ICX-PREMIUM-NARROW und die ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW Implantate im Ø 3,3mm verlassen!

### WICHTIGER HINWEIS:

Die ICX-PREMIUM NARROW & ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW Ø 3,3mm Implantate können **NICHT** mit der ICX-Standard-Prothetik versorgt werden!

Die ICX-NARROW Ø 3,3mm Implantate haben aufgrund der unterschiedlichen Innengeometrie zu den ICX-PREMIUM & ICX-ACTIVE-MASTER rot, Ø 3,75mm · grün, Ø 4,1mm · blau, Ø 4,8mm Implantaten eine eigene Prothetik-Linie (Systemfarbe rosa)!



Die ICX-NARROW Prothetik-Linie (Systemfarbe rosa) ist in Kürze erhältlich!

Alle ICX-NARROW LINE Ø 3,3mm Implantate sind nur im 6er-Pack erhältlich

## ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Ø 3,3mm Implantate

Stück: € 59,-\*/6er-Pack: € 354,-\*

Artikel-Nr.

ACM-001-330080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 8mm <b>NEU!</b>
ACM-001-330100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 10mm <b>NEU!</b>
ACM-001-330125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 12,5mm <b>NEU!</b>

Ø 3,3mm



# STARK & VORHERSAGBAR!

**NEU!**



## ICX-NARROW LINE Ø 3,3 mm

### ICX-PREMIUM NARROW Ø 3,3mm Implantate

Stück: € 59,-\*/6er-Pack: € 354,-\*

Artikel-Nr.

C-001-330080	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 8mm <b>NEU!</b>
C-001-330100	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 10mm <b>NEU!</b>
C-001-330125	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 12,5mm <b>NEU!</b>

Ø 3,3mm



# ICX ERÖFFNET Neue Horizonte!

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · [www.medentis.de](http://www.medentis.de)

**medentis**<sup>®</sup>  
medical

Oder per Post an: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

**Alle ICX-NARROW Ø 3,3mm Implantate zu € 59,- nur im 6er-Pack lieferbar!**

X	Artikel-Nr.		Anzahl	Preis* (Euro)
		<b>ICX-ACTIVE-MASTER NARROW Implantate</b>		
	ACM-001-330080	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 8mm (6er-Pack) <b>NEU!</b>		354,-
	ACM-001-330100	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 10mm (6er-Pack) <b>NEU!</b>		354,-
	ACM-001-330125	ICX-ACTIVE-MASTER Ø 3,3 · L 12,5mm (6er-Pack) <b>NEU!</b>		354,-

X	Artikel-Nr.		Anzahl	Preis* (Euro)
		<b>ICX-PREMIUM NARROW Implantate</b>		
	C-001-330080	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 8mm (6er-Pack) <b>NEU!</b>		354,-
	C-001-330100	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 10mm (6er-Pack) <b>NEU!</b>		354,-
	C-001-330125	ICX-PREMIUM Ø 3,3 · L 12,5mm (6er-Pack) <b>NEU!</b>		354,-

### Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

- Ja**, bitte rufen Sie mich zurück. Ich möchte einen ICX-System-Vorstellungs-Termin vereinbaren.
- Ja**, bitte senden Sie mir das ICX-System-Info-Paket an untenstehende Adresse zu.

Name .....

Kd.-Nr. ....

Datum, Unterschrift .....

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf (Stand 01.01.19)

Praxis Stempel