

# CERICX®

KONFEKTIONIERTE, ANATOMISCHE ICX-ZIRKON-AUFBAUTEN

## CERICX®-AUFBAUTEN FÜR ALLE ICX-IMPLANTATE.



SCAN ME



CEREC® ist eine eingetragene Marke von Dentsply Sirona.

Auch für konventionelle Abdrucknahme! Auch für Labore geeignet!

Kombinieren Sie die bewährten CERICX®- und CEREC®-Systeme zur Versorgung Ihrer Patienten!

### Vorteile für Behandler und Patienten:

- ➡ Deutlich kürzere Stuhlbelegungszeiten für den Behandler (nur 2 Sitzungen – eine OP- und eine Prothetik-Sitzung)
- ➡ weniger Sitzungen für den Patienten

Rufen Sie uns an – wir reagieren sofort:

**ALEXANDER SCHOLZ**

CEO, Gesellschafter

und Gründer medentis medical



**medentis**  
medical

# IN NUR ZWEI SITZUNGEN ZU EINEM STRAHLENDEN LÄCHELN.

Mit der CERICX Aufbautenserie hat die medentis medical ihr ICX-PREMIUM-Implantat-System um ein speziell für die Verwendung mit intraoralen Scansystemen und Systemen zur chairside-Herstellung von Zahnersatz optimiertes, prothetisches Angebot erweitert.

**Im Gegensatz zur konventionellen Behandlung kann die Abformung dabei digital erfolgen,** was eine unmittelbar im Anschluss an die digitale Abformung stattfindende

computergestützte Modellierung und anschließende chairside-Herstellung des finalen Zahnersatzes ermöglicht.

Die CERICX Aufbauten haben eine für intraorale Scansysteme optimierte Präpargrenze, so dass eine Nachpräparation in der Regel nicht notwendig ist; so können die digitale Abformung, die Modellierung, die chairside-Herstellung und die finale Eingliederung in nur einer Sitzung durchgeführt werden.


## VORTEILE FÜR IHRE PRAXIS DURCH UNSERE CERICX®-STANDARD-ZIRKON-AUBAUMENTS:

- Keine Abdrucknahme mehr • Kosten für Abdrucknahme entfallen
- Kosten für Modellanaloge entfallen
- Keine Fehler mehr beim Übertrag von Mund zum Modell • reduzierte Laborkosten
- Gewinn von neuen Patienten durch „Abdruckfreie Implantatversorgung“ möglich

Unsere CERICX®-Zirkon-Aufbauten-Serie ist für alle intraoralen Scanner optimiert. Die Form der CERICX®-Aufbauten ist so gestaltet das eine Nachpräparation nur äußerst selten nötig sein wird. Ebenfalls ist unsere CERICX®-Zirkon-Aufbauten-Serie für die Cerec®-Scan-Abformungen und das anschließende schleifen der Cerec®- und e.max®-Glaskeramik-Kronen geeignet.

## GRUNDREGELN FÜR DIE PRÄPARATION, DIE ALLE UNSERE CERICX®-AUFBAUTEN ERFÜLLEN:

- Zirkuläre Stufenpräparation mit abgerundeten Innenkanten bzw. eine Hohlkehlpäparation, breite zirkuläre Stufe bzw. Hohlkehle ca. 1 mm
- Keine Federränder
- Notwendige Mindeststärken können eingehalten werden



**Für den Patienten bedeutet dies bei transgingivaler Implantatversorgung eine vollständige Restauration mit ästhetisch hochwertigen Ergebnissen in nur zwei Sitzungen:** in einer ersten Sitzung erfolgt die Implantatinsertion mit sofortiger Weichgewebsmodellierung und in einer zweiten Sitzung im Anschluss an die Einheilzeit die prothetische Versorgung mit CERICX Aufbauten inklusive der digitalen Situ-Aufnahme sowie der Modellierung und Herstellung der finalen Zahnkrone.

Für den Behandler bedeutet dies eine deutlich kürzere

Stuhlbelegung und zufriedene Patienten, die nach der zweiten Sitzung die Praxis bereits mit einem ästhetisch ansprechenden, finalen und festsitzenden Zahnersatz verlassen können.

**Die CERICX Aufbauten sind erhältlich mit 0° und 15° Angulationen in drei Zahnfarben und 5 unterschiedlichen Gingiva-Höhen (Molare 2 GH).** Die CERICX Aufbauten serie ist für die Cerec®-Scan-Abformungen und das anschließende Schleifen der Cerec®- und e.max®-Glaskeramik-Kronen geeignet.

# CERICX®

KONFEKTIONIERTE, ANATOMISCHE ICX-ZIRKON-AUFBAUTEN

DIE PERFEKTE  
WIRTSCHAFTLICHE  
HARMONIE MIT CEREC®.



SCAN ME



Kombinieren Sie die bewährten CERICX®- und CEREC®-Systeme zur Versorgung Ihrer Patienten!

Paßgenauigkeit, Präzision und die gewohnt benutzerfreundliche Anwendung machen diese Symbiose unter Zuhilfenahme unserer CERICX®-Aubauten und Heilkappen perfekt – für alle CEREC® Omnicam-Anwender.



CEREC® ist eine eingetragene Marke von Dentsply Sirona

MEHRWERT + GEWINN = CERICX® & CEREC®

Gemeinsam mit ICX in die dentale Zukunft.

medentis  
medical

# CERICX® – JEWELS ERHÄLTlich IN DREI ZAHNFARBEN.

Zahnfarbe  
„hell“ — **A**

Zahnfarbe  
„standard“ — **B**

Zahnfarbe  
„dunkel“ — **C**




SCAN ME

Breite: Ø 5mm



Erklärung der unterschiedlichen Maßangaben,  
(Dimensionen) anhand eines CEREC-Beispiel-Artikels


Artikel-Nr.	Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
N-036-A/B/C 10501	ICX-3.3 CEREC Aufbau <b>gerade 1mm</b>	Breite: Ø 5.0mm Tiefe: Ø 5.3mm GH 1: 1mm GH 2: 3mm K: 6.5mm	Titan/ Zirkon	<b>99,-*</b>



## Alle Vorteile für Behandler und Patienten auf einen Blick:

- ➡ Deutlich kürzere Stuhlbelegungszeiten für den Behandler  
(nur 2 Sitzungen – eine OP- und eine Prothetik-Sitzung)
- ➡ weniger Sitzungen für den Patienten
- ➡ Keine konventionelle Abdrucknahme mehr
- ➡ Kosten für Abdrucknahme entfallen
- ➡ Kosten für Modellanaloge entfallen
- ➡ Keine Fehler mehr beim Übertrag von Mund zum Modell
- ➡ reduzierte Laborkosten
- ➡ Gewinn von neuen Patienten durch „Abdruckfreie  
Implantatversorgung“ möglich

Mehrwert + Gewinn = CEREC® & CEREC®



**AUCH FÜR LABORE  
GEEIGNET!**

**AUCH FÜR  
KONVENTIONELLE  
ABDRUCKNAHME!**

Oder per Post an: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler



**JA, hiermit bestelle ich verbindlich** (\*zzgl. gesetzl. MwSt.):

X	Artikel-Nr.		Anzahl	Preis* (Euro)
		<b>CERICX-AUFBAUTEN MIT ZAHNFARBE A - „HELL“ entspricht ca. A1, A2, B1</b>		
	C-036-A10501	CERICX-Aufbau gerade 1mm		99,-
	C-036-A10502	CERICX-Aufbau gerade 2mm		99,-
	C-036-A10503	CERICX-Aufbau gerade 3mm		99,-
	C-036-A10504	CERICX-Aufbau gerade 4mm		99,-
	C-036-A10505	CERICX-Aufbau gerade 5mm		99,-
	C-036-A20005	CER-ICX-15° Aesthetic 0,5mm		99,-
	C-036-A20015	CERICX-15° Aesthetic 1,5mm		99,-
	C-036-A20025	CERICX-15° Aesthetic 2,5mm		99,-
	C-036-A20035	CERICX-15° Aesthetic 3,5mm		99,-
	C-036-A20045	CERICX-15° Aesthetic 4,5mm		99,-
		<b>CERICX-AUFBAUTEN MIT ZAHNFARBE B - „STANDARD“ entspricht ca. A3, B2</b>		
	C-036-B10501	CERICX-Aufbau gerade 1mm		99,-
	C-036-B10502	CERICX-Aufbau gerade 2mm		99,-
	C-036-B10503	CERICX-Aufbau gerade 3mm		99,-
	C-036-B10504	CERICX-Aufbau gerade 4mm		99,-
	C-036-B10505	CERICX-Aufbau gerade 5mm		99,-
	C-036-B20005	CERICX-15° Aesthetic 0,5mm		99,-
	C-036-B20015	CERICX-15° Aesthetic 1,5mm		99,-
	C-036-B20025	CERICX-15° Aesthetic 2,5mm		99,-
	C-036-B20035	CERICX-15° Aesthetic 3,5mm		99,-
	C-036-B20045	CERICX-15° Aesthetic 4,5mm		99,-
		<b>CERICX-AUFBAUTEN MIT ZAHNFARBE C - „DUNKEL“ entspricht ca. A3,5 · B3</b>		
	C-036-C10501	CERICX-Aufbau gerade 1mm		99,-
	C-036-C10502	CERICX-Aufbau gerade 2mm		99,-
	C-036-C10503	CERICX-Aufbau gerade 3mm		99,-
	C-036-C10504	CERICX-Aufbau gerade 4mm		99,-
	C-036-C10505	CERICX-Aufbau gerade 5mm		99,-
	C-036-C20005	CERICX-15° Aesthetic 0,5mm		99,-
	C-036-C20015	CERICX-15° Aesthetic 1,5mm		99,-
	C-036-C20025	CERICX-15° Aesthetic 2,5mm		99,-
	C-036-C20035	CERICX-15° Aesthetic 3,5mm		99,-
	C-036-C20045	CERICX-15° Aesthetic 4,5mm		99,-
		<b>CERICX-MOLARE-AUFBAUTEN MIT ZAHNFARBE B - „STANDARD“ entspricht ca. A3, B2</b>		
	C-034-B 00525	CERICX-Aufbau-Molar 2,5mm		99,-
	C-034-B 00535	CERICX-Aufbau-Molar 3,5mm		99,-

\*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

Name .....

Kd.-Nr. ....

Datum, Unterschrift

.....  
\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf, (Stand 01.09.22). Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.

Praxis Stempel

Oder per Post an: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler



**JA, hiermit bestelle ich verbindlich** (\*zzgl. gesetzl. MwSt.):

X	Artikel-Nr.		Anzahl	Preis* (Euro)
		<b>CERICX-AUFBAUTEN FÜR ICX Ø 3.3mm MIT ZAHNFARBE A - „HELL“ entspricht ca. A1, A2, B1</b>		
	N-036-A10501	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 1mm		99,-
	N-036-A10502	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 2mm		99,-
	N-036-A10503	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 3mm		99,-
	N-036-A10504	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 4mm		99,-
	N-036-A10505	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 5mm		99,-
	N-036-A20005	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 0,5mm		99,-
	N-036-A20015	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 1.5mm		99,-
	N-036-A20025	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 2.5mm		99,-
	N-036-A20035	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 3.5mm		99,-
	N-036-A20045	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 4.5mm		99,-
		<b>CERICX-AUFBAUTEN ICX Ø 3.3mm MIT ZAHNFARBE B - „STANDARD“ entspricht ca. A3, B2</b>		
	N-036-B10501	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 1mm		99,-
	N-036-B10502	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 2mm		99,-
	N-036-B10503	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 3mm		99,-
	N-036-B10504	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 4mm		99,-
	N-036-B10505	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 5mm		99,-
	N-036-B20005	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 0,5mm		99,-
	N-036-B20015	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 1.5mm		99,-
	N-036-B20025	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 2.5mm		99,-
	N-036-B20035	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 3.5mm		99,-
	N-036-B20045	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 4.5mm		99,-
		<b>CERICX-AUFBAUTEN ICX Ø 3.3mm MIT ZAHNFARBE C - „DUNKEL“ entspricht ca. A3,5 · B3</b>		
	N-036-C10501	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 1mm		99,-
	N-036-C10502	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 2mm		99,-
	N-036-C10503	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 3mm		99,-
	N-036-C10504	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 4mm		99,-
	N-036-C10505	ICX-3.3 CERICX-Aufbau gerade 5mm		99,-
	N-036-C20005	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 0,5mm		99,-
	N-036-C20015	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 1.5mm		99,-
	N-036-C20025	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 2.5mm		99,-
	N-036-C20035	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 3.5mm		99,-
	N-036-C20045	ICX-3.3 CERICX-Aufbau 15°, 4.5mm		99,-
	N-004-116003	ICX-3.3 CERICX Heilkappe, GH 3mm		29,-
	N-004-116004	ICX-3.3 CERICX Heilkappe, GH 4mm		29,-
	N-004-116005	ICX-3.3 CERICX Heilkappe, GH 5mm		29,-
	N-029-000001	ICX-3.3 Klebebasis, Ø 3.6mm, GH=0,5mm		39,-
	N-030-000003	ICX-3.3 Scanabutment		39,-

\*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

Name .....

Kd.-Nr. ....

Kunden-Nr., Datum, Unterschrift .....

\*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf, (Stand 01.09.22). Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.

Praxis Stempel