


ICX

Das FAIRE Implantat-System



ICX-ÄSTHETIK TITAN AUFBAUTEN

NEU!



ICX-ÄSTHETIK LINE AUFBAUTEN:

- ✓ Jetzt **0,5 bis 1,5mm** Schleimhauthöhe
- ✓ Für ICX- und ICX-plus Implantate
- ✓ 0° gerade, 15° und 25°




ICX-ÄSTHETIK TITAN AUFBAUTEN

Unsere neuen ICX-Ästhetik Line Aufbauten, unverändert in 0 Grad, 15 Grad und 25 Grad, kennzeichnen sich durch die **passgenaue, plan aufliegende Titanverbindung** und erweitern unsere bereits bestehende und bewährte ICX-Ästhetik Line Aufbauten-Reihe. Dies ermöglicht eine Gingivahöhe von 0,5mm bis 1,5mm und mit dem ICX-plus System 0-3mm bis 1,5mm. Die dadurch tiefliegende Präparationsgrenze ist ideal für Tissue-Level Implantate und sichert besonders im Frontzahnbereich eine hohe Ästhetik.

ICX-ÄSTHETIK LINE:

- ✓ Jetzt **0,5 bis 1,5mm** Schleimhauthöhe
- ✓ Für ICX- und ICX-plus Implantate
- ✓ 0° gerade, 15° und 25°

NEU!






ICX



ICX-IMPERIAL[®]


FESTE ZÄHNE, SOFORT!






DAS DIGITALE IMPLANTAT-KONZEPT FÜR DIE ZUKUNFT.



ICX-ACTIVE
MASTER



ICX-PREMIUM
IMPLANTAT



Besuchen Sie unseren ICX-Shop online: www.medentis.de
Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · Mo.-Fr.: 7.30 bis 19 Uhr

medentis[®]
medical

Artikel-Nr.		Artikel	Dimensionen	Material	Preis €
NEU C-010-010005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0° gerade, Ø 4,5mm	GH 0,5/1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
NEU C-010-020005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau,, 15°, Ø 4,5mm	GH 0,5/1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
NEU C-010-040005		ICX-Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°, Ø 4,5mm	GH 0,5/1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
NEU C-024-110005		ICX-plus Ästhetik Line Titan-Aufbau, 0° gerade, Ø 4,5mm	GH 0,3/1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
NEU C-024-120005		ICX-plus Ästhetik Line Titan-Aufbau, 15°, Ø 4,5mm	GH 0,3/1,5mm K 8mm	Titan	79,-*
NEU C-024-140005		ICX-plus Ästhetik Line Titan-Aufbau, 25°, Ø 4,5mm	GH 0,3/1,5mm K 8mm	Titan	79,-*

Hinweis: GH = Gingivahöhe

K = Kaminhöhe

L = Länge ab Implantatoberkante

Alle Artikel C-010- inkl. Verbindungsschraube



C-011-000001-01

Alle Artikel inkl. Laborschraube



C-007-000002-01

Kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages (Mo.-Fr.) geliefert; und das ohne Versandkosten, innerhalb Deutschlands.

Besuchen Sie unseren ICX-Shop online: www.medentis.de

Entdecken Sie auch unsere schon bewährten und bestehenden
ICX-Ästhetik Line-Aufbauten!

Name

Kd.-Nr.

Datum, Unterschrift

*Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer, bis auf Widerruf, (Stand 01.01.18). Ich akzeptiere die AGB's der medentis medical GmbH.

Praxis Stempel