


ICX-TUBER

Ø4,1mm

DAS NEUE **V-ON-ICX**-KONZEPT.


Ø4,1

Ø4,1



VORTEILE VON ICX-TUBER

- ➔ Augmentation & Sinuslift vermeiden
- ➔ Mehr Sicherheit & Vorhersagbarkeit
- ➔ Zufriedenere Patienten
- ➔ Mehr Flexibilität für die Prothetik



LÄNGEN: 17,5mm · 20,0mm · 22,5mm · 25,0mm

ICX-TUBER Ø 4.1mm

Rufen Sie uns an –
wir reagieren sofort:
Alexander Scholz

ICX-Experte · Tel.: 02641 9110-0



medentis[®]
medical

ICX-TUBER

Ø4,1mm



LÄNGEN: 17,5mm · 20,0mm · 22,5mm · 25,0mm
ICX-TUBER Ø 4,1mm

DAS NEUE V-ON-ICX-KONZEPT FÜR DIE BESONDEREN BEDÜRFNISSE VON ZAHNÄRZTEN

Das Einsetzen eines ICX-TUBER-Implantats ist eine Alternative, um ein Sinuslift oder andere Transplantationsverfahren zur Behandlung des hinteren Oberkiefers und distale Ausleger ohne Abstützung, bei teilweiser und vollständiger Zahnlosigkeit, zu vermeiden.

ICX-TUBER IMPLANTATE bieten Zahnärzten ein sehr hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf die Insertion und die prothetischen Möglichkeiten. Sein einzigartiges Design erweitert die Behandlungsmöglichkeiten. Durch die Hochtemperatur-Säureätzung wird die besondere Mikrorauheit der ICX-Implantatoberfläche erzeugt. Die daraus resultierende Topographie, bietet eine ideale Struktur für die Anlagerung von Zellen.

Das **ICX-TUBER Implantat** hat im oberen Bereich ein vergrößertes Gewinde, um den Knochen zu komprimieren, der Implantatkörper ist konisch und im apikalen Bereich ist das Gewinde scharfkantig mit Dekompressionsrillen, um das Herausdrehen und Reponieren zu erleichtern.

Diese Kombination kann die Einheilungszeit verkürzen und eine optimierte Früh- und Sofortbelastung ermöglichen.

Das apikal konisch auslaufende Implantatgewinde optimiert die Insertion des ICX-TUBER Implantats.

SEHR GUTE
PRIMÄRSTABILITÄT

ZUVERLÄSSIGE
OSSEOINTEGRATION

FÜR DIE SOFORT-
VERSORGUNG

ICX-Design
für die
koronale Zone

Ø4,1

Spezielles
Osteotom-
gewinde

Ø4,1

Ideale
Mikrorauheit
(13.000-fache
Ausschnitt-
vergrößerung)



Hier geht es zu den
ICX-TUBER Ø4,1mm
Implantaten im
ICX-Shop online!


BE SMART. BE ICX.

medentis[®]
medical

Service-Tel.: +49 (0)2641 9110-0 · www.medentis.de

ICX-TUBER

Ø4,1mm



STEIGERN SIE IHR INDIKATIONSSPREKTRUM.


Artikel-Nr.		Preis €*
	ICX-TUBER Implantate - zu je € 159,- nur im Single-Pack erhältlich!	
GAM-001-425175	Ø 4.1mm, Länge 17,5mm, ICX-TUBER Implantat	159,-
GAM-001-425200	Ø 4.1mm, Länge 20,0mm, ICX-TUBER Implantat	159,-
GAM-001-425225	Ø 4.1mm Länge 22,5mm, ICX-TUBER Implantat	159,-
GAM-001-425250	Ø 4.1mm Länge 25,0mm, ICX-TUBER Implantat	159,-

Ø4,1

Ø4,1

ICX-TUBER Ø 4.1mm · LÄNGEN: 17,5mm · 20,0mm · 22,5mm · 25,0mm

DAS NEUE **V-ON-ICX**-KONZEPT.




ICX-TUBER

Ø4,1mm



ICX-TUBER
Ø 4.1mm

DAS BINDEGLIED ZWISCHEN
STANDARD- UND ZYGOMA-
IMPLANTATEN.



ICX-TUBER
MAXILLAE

Ø 4.1mm

LÄNGEN:
17,5mm
20,0mm
22,5mm
25,0mm

medentis
medical

Oder per Post: medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

X	Artikel-Nr.		Preis €*	Anzahl
		ICX-TUBER Implantate – zu je € 159,- nur im Single-Pack erhältlich!		
	GAM-001-425175	Ø 4.1mm, Länge 17,5mm, ICX-TUBER Implantat	159,-	
	GAM-001-425200	Ø 4.1mm, Länge 20,0mm, ICX-TUBER Implantat	159,-	
	GAM-001-425225	Ø 4.1mm Länge 22,5mm, ICX-TUBER Implantat	159,-	
	GAM-001-425250	Ø 4.1mm Länge 25,0mm, ICX-TUBER Implantat	159,-	

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz: <https://medentis.de/wp/datenschutz/>

Unser kostenfreier Express-Service für Sie!

Wenn Sie bis 19.00 Uhr bestellen, erhalten Sie Ihre Ware mit „Express-Saver“ bis mittags des nächsten Werktages geliefert; und das ohne Versandkosten und ohne Mindestbestellwert, innerhalb Deutschlands.

*Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Hier geht es zu den
ICX-TUBER
Implantaten im
ICX-Shop online!



Kundennummer/Praxisstempel/ Name/Vorname/PLZ/Ort

medentis medical GmbH · Walporzheimer Str. 48-52 · 53474 Bad Neuenahr/Ahrweiler

www.medentis.de