

DER SCANNER, DER IHR LABOR UNABHÄNGIG MACHT

Labore stehen zunehmend unter Druck. Praxen digitalisieren schneller, Plattformen greifen Prozesse ab und Margen sinken.

Wer den Zugriff auf Daten und Workflows verliert, verliert mittelfristig auch Kunden. Genau hier setzt der ICX-P5 Intraoral Scanner an.



WAS SPRICHT FÜR DEN ICX-P5?

1. Keine laufenden Kosten

Keine Lizenzgebühren

Keine verpflichtenden Software-Abos

Keine Kosten für Datenexport oder Nutzung

2. Offenes System

Exportformate STL, OBJ, PLY, PLY mit Textur

Kompatibel mit exocad, 3Shape und allen gängigen CAD-Systemen

Nutzung auf Windows und Apple Geräten

Browserbasiert, keine Installation notwendig

3. Cloudbasierter Workflow

Sofortiger Zugriff auf alle Fälle

Direkte Kommunikation zwischen Praxis und Labor

Kein Versand, keine Verzögerung

Sichere Datenübertragung

4. Mobile Kontrolle

App für Quick-Check eingehender Fälle

Sofortige Bewertung von Scans und Präparationen

Schnellere Rückmeldung an Praxen

FUNKTIONEN



Schlank und kompakt

Nur 138g · 221x27x25mm



Extrem schnell und präzise

1 Minute ultraschneller Scan ·
7µm ultra-hohe Genauigkeit



Plug & Play

Kein Netzadapter erforderlich



Ergonomisches Design

Weiss – max. 100 Autoklavier-Zyklen



ICX-P5
PREMIUM & FAIR!

DER SCANNER, DER IHR LABOR UNABHÄNGIG MACHT

5. Integrierte Tools

Okklusionsanalyse
3D-Modellerstellung
Direkte Vorbereitung für 3D-Druck

6. Geschlossene Systeme möglich

Scanner kann auf ein Labor beschränkt werden
Perfekt für Leihscanner oder Partnerpraxen
Volle Kontrolle über Datenfluss und Kundenbindung

7. Neue Umsatzmodelle

Scanner-Verleih an Praxen
Abrechnungsmodelle pro Fall
Affiliate- und Empfehlungsprogramme
Aufbau eigener digitaler Netzwerke

8. Effizienz und Geschwindigkeit

Keine physischen Abformungen
Reduzierte Durchlaufzeiten
Weniger Fehler und Remakes
Höhere Produktivität im Laboralltag

ICX-P5
PREMIUM & FAIR!



ICX-P5
PREMIUM & FAIR!



MEHR EFFIZIENZ. MEHR KOMFORT. MEHR UMSATZ.
DIGITAL IST DEIN VORTEIL!



INKL. 6 SCAN-SPITZEN!

DER SCANNER, DER IHR LABOR UNABHÄNGIG MACHT

Implantatprothetik
Offenes System für digitale Implantatabformungen
ICX-Implantat-System

ABUTMENTS, BRÜCKEN UND STEGE

Offenes System für Kronen & Brücken
Für alle Indikationen
ICX-MAGELLAN

KRONEN UND BRÜCKEN MIT VORPRÄPARATION AUF ZAHNNIVEAU

ICX-P5 PREMIUM & FAIR!

ICX-P5 PREMIUM & FAIR!

Digitale KFO
Zur Gestaltung von 3D-Modellen (STL/PLY-Format)

DIGITALE KIEFERORTHOPÄDIE

SCHLAFSCHIENEN

Orale Schlafschienen
Zur Gestaltung von 3D-Modellen (STL/PLY-Format)

LABOR UND TECHNISCHER SUPPORT

Integrierter Cloud-Service
Für die Laborpartner und Patientendaten

DER DIGITALE FORTSCHRITT FÜR IHRE PRAXIS ODER IHR LABOR: DER ICX-P5 INTRAORAL SCANNER

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Exakte digitale Abformungen in Echtzeit – ohne Abdruckmaterial
- Komfort für den Patienten: Kein Würgereiz, kein unangenehmes Abdrucknehmen
- Effizienter Workflow: Nahtlose Datenübertragung an das Dentallabor
- Zeitersparnis durch weniger Korrekturabdrücke und schnellere Weiterverarbeitung
- Hohe Genauigkeit bei Kronen, Brücken, Implantaten und Alignern
- Digitale Archivierung statt physischen Modellen